Инструкция по применению – жгут кровоостанавливающий с зажимным устройством.

1. Жгут кровоостанавливающий применяется для временной остановки кровотечения из сосудов конечности путем кругового ее перетягивания и сдавливания тканей вместе с кровеносными сосудами. Жгут кровоостанавливающий применяют и для обескровливания тканей при операциях на кисти и стопе, ампутациях конечностей и др. Для сдавливания только венозных сосудов жгут кровоостанавливающий накладывают при венепункциях и с целью удлинения срока действия регионарной, внутрикостной и внутривенной анестезии.

Жгут кровоостанавливающий состоит из широкой эластичной ленты изготовленной из латексной резины и полиамида(арт. 95.1007) и полиэстера без использования латекса(арт. 95.1007.001), которая уменьшает интенсивность давления до умеренной степени. Это избавляет пациента от неприятных ощущений, снижает вероятность закупорки, застоя и повреждения сосудов и исключает защемление кожи. Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксировать, расстегнуть его или ослабить.

Жгут кровоостанавливающий подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов, долговечен и удобен в работе. Жгут кровоостанавливающий можно автоклавировать при температуре +121°С.

- длина 400 мм, ширина 25 мм.

2. Противопоказания к применению. При длительном использоапнии с целью остановки кровотечения необходимо зафиксировать время наложения жгута: укажите час и минуту, когда была совершена манипуляция. ВНИМАНИЕ! Длительное использование приводит к отмиранию тканей, что в дальнейшем грозит ампутацией пострадавшей конечности. Если в ближайшее время нет возможности дождаться квалифицированной медицинской помощи, то по истечении часа давление необходимо ослаблять, при этом придавливая вену вручную, пальцами (обязательно дезинфицировать их перед этим!). Общее время наложения не может составлять более пяти часов во избежание развития некроза. При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний в применении нет.

3. Подготовка изделия к работе. Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

4. Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

5. Правила хранения Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

6. Срок хранения: 24 месяца с даты выпуска.

7. Срок службы: 24 месяца с даты эксплуатации.

8. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты эксплуатации

Производитель: SARSTEDT AG&CO.KG, ул. Зарштедтштрассе 1, 51588 Нюмбрехт, Германия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция на

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА биологического материала

Контейнеры предназначены для сбора и транспортировки и хранения биологического материала для лабораторных исследований и являются наиболее удобными в обращении емкостями для биологических материалов – как для пациента, так и для работников лаборатории. Они не требуют предварительной обработки и полностью готовы к использованию.

Все контейнеры изготовлены из устойчивого к повреждениям и химически нейтрального пластика: прозрачного полистирола или полупрозрачного полипропилена. Герметично завинчивающаяся крышка с удлиненной резьбой исключает возможность попадания в биологический материал посторонних примесей в процессе транспортировки. Многие контейнеры имеют градуированную шкалу объема и снабжены матовым полем для записи информации

Контейнеры поставляются как в стерильном, так и в нестерильном варианте, а также могут быть как в индивидуальной, так и в групповой упаковке.

Внимание! При длительной транспортировке и хранении биоматериалов следует использовать только стерильные контейнеры – это позволит замедлить бактериальный рост.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет.

При работе с контейнерами с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

4. Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

5. Меры предосторожности.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена. Не использовать повторно - только для однократного применения. Не использовать не по назначению. Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре. Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае ненадлежащего хранения, транспортировки и использования медицинского изделия.

6 Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами. Контейнеры полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения. 9. Срок годности: для стерильных изделий – смотри на этикетке

для не стерильных изделий - без срока годности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель: SARSTEDT AG&CO.KG, ул. Зарштедтштрассе 1, 51588 Нюмбрехт, Германия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru