Республика Беларусь
Частное производственное унитарное предприятие
«НАША МАРКА»
220028, ул. Чижевских, 11, г. Минск
р/с BY 94 ALFA 3012 2128 0500 7027 0000
ЗАО «Альфа-Банк» в г. Минске, BIC ALFABY2X
УНП 100125301 ОКПО 26629596

Инструкция по применению изделий санитарно-гигиенических для медицинского персонала.

EAC Данная одежда сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Выпускается в соответствии с СТБ 757-2001 санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия.

Костюмы и халаты предназначены для медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждений. Применяют в клиниках, больницах, стоматологиях, в лабораториях, медицинских ВУЗах, при проведении экспериментов научного характера. Медицинская одежда многоразового использования – это необходимое средство для защиты медицинских работников от патогенных микроорганизмов и предохранения от возможного загрязнения нестерильными изделиями. Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала производят из хлопка или смесовых тканей. Такая одежда предупреждает раздражения и дает возможность коже дышать. Главным требованием к медицинской одежде является высокая эффективность выполнения гигиенической и барьерной функции, защита кожных покровов медиков от попадания инфицированных биологических жидкостей или лекарственных препаратов.

Перед использованием одежды необходимо произвести осмотр на наличие целостности. Одежда подлежит регулярной стирке/чистке в соответствии с символами по уходу, расположенными на вшивных лентах.

Символы по уходу:

60 стирка при температуре не выше 60С. Обычный режим.

95 Изделие может подвергаться кипячению.

Cl Можно отбеливать с применением хлора.

не отбеливать.

сушка в барабанной сушилке запрещена.

глажение при максимальной температуре подошвы утюга 150 С.

глажение при максимальной температуре подошвы утюга 200 С.

Можно отжимать в барабане при средней температуре.

Не подвергать химчистке.

Ⓟ профессиональная сухая чистка. Обычный режим.

вертикальная сушка без отжима.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Загрязненную одежду необходимо утилизировать вместе с бытовыми отходами.

После каждой стирки/чистки необходимо проверять одежду на наличие целостности.

Размеры одежды указаны на товарном ярлыке изделия и на контрольной ленте в

сантиметрах (обхват груди 88-132, рост 158-194)

Транспортировка и хранение. Изделия в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Данная одежда в упаковке предприятия-изготовителя после транспортирования и хранения при отрицательной температуре должна быть выдержана перед вскрытием в течение не менее 24 часов при температуре +15°±10°. Одежда до выдачи пользователю должна храниться в сухой полиэтиленовой упаковке при температуре +15°±10° и относительной влажности 50%±15%, в малоосвещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 метра, от отопительных приборов – не менее 1метра.

Гарантийный срок хранения – 3 года

Дата изготовления указана на товарном ярлыке изделия.

Наименование страны производителя:

Республика Беларусь.

Производитель: ЧПУП «Наша Марка»

Республика Беларусь, г. Минск

ул.Чижевских,11

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru