УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
СП ООО «ФАРМЛЭНД»
_____ В.В. Бокуть
«12» ИЮЛ 2021 2021

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

## Адаптера к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil, ТУ BY 101431475.094.

Адаптер предназначен для заполнения испарителей наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil жидкостью для ингаляционного наркоза «СЕВОФЛУРАН» (производства СП ООО «ФАРМЛЭНД»). Заполняемые испарители должны быть предназначены для работы с севофлураном.

Использовать Адаптер необходимо согласно следующей инструкции:

1. Открыть флакон с лекарственным препаратом.
2. Накрутить на резьбу флакона Адаптер.
3. Вставить Адаптер в заливной Quik-Fil порт испарителя. Совместить элементы сцепления Адаптера и заливного порта испарителя.
4. С усилием нажать на флакон до открытия клапана заливного порта испарителя и клапана Адаптера.
5. Наполнить испаритель необходимым количеством лекарственного препарата.
6. Отсоединить флакон с Адаптером от заливного порта испарителя.
7. Скрутить Адаптер с флакона, закрыть флакон с лекарственным препаратом пробкой.
8. Адаптер и флакон с лекарственным препаратом поместить в картонную упаковку.

**Условия хранения:**

Адаптер необходимо хранить в упаковке вместе с лекарственным препаратом Севофлуран, жидкость для ингаляционного наркоза, производства СП ООО «Фармлэнд.

Хранить в чистом, защищенном от влаги и света помещении при температуре от +5 до +25°С. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

**Произведено:**

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»), Республика Беларусь, Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru