ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 **Фильцы зуботехнические** ТУ BY 291235525.002-2015 (далее – фильцы) предназначены для использования в зуботехнических лабораториях для шлифования зубных протезов, изготовленных из металлов и пластмасс, с применением полировальных паст.

1.2 Фильцы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 ºС до +35 ºС и относительной влажности 80 % при температуре +25 ºС.

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Внешний вид	Однородный конус или диск бежевого или серого цвета без посторонних включений и расслоений
2	Габаритные размеры конуса (высота × диметр основания), мм	(55,0±1,5)×(25,0±1,5) (50,0±1,5)×(20,0±1,5) (40,0±1,5)×(20,0±1,5) (30,0±1,5)×(15,0±1,5)
3	Габаритные размеры диска (диаметр × высота), мм	(50,0±1,5)×(10,0±1,5)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фильцы представляют собой однородный конус (или диск) бежевого или серого цвета без посторонних включений и(или) расслоений. Изготовлены из войлока.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полировать необходимо с легким волнообразным прижимным усилием. Всегда полировать кругообразными движениями. Для получения зеркального глянца необходимо использовать все ступени многоступенчатых полировальных систем поочередно. Фильцы не подлежат дезинфекции и стерилизации, они являются одноразовыми изделиями.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 При транспортировании и хранении фильцы упаковывают в полимерный пакет номинальной массой 100 г.

Допускается применять потребительскую упаковку других видов (другой номинальной массой) по действующим ТНПА, обеспечивающую сохранность фильцев при транспортировании и хранении.

5.2. Фильцы в упаковке транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 ºС до +50 ºС и относительной влажности воздуха 98 % при температуре +25 ºС.

5.3. Фильцы хранят в крытых, проветриваемых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие фильцев требованиям технических условий ТУ BY 291235525.002-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок фильцев – 5 лет от даты изготовления. По усмотрению потребителя, по истечении гарантийного срока хранения, фильцы могут быть использованы при соответствии их качества требованиям настоящих ТУ.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

7.2. Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Директор ЗАО «Завод Белмединструменты» _____ Мемех А.К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru