roeko

Surgitip

Инструкция по применению **RU**

Описание:

Surgitip – аспирационная канюля (насадка) специально разработанная для использования с микроскопами или бинокулярным увеличением.

Состав:

Специальный патентованный пластик. Изделия выпускаются в стерильной упаковке и готовы к применению.

Область применения:

Аспирация во время любых стоматологических манипуляций, когда необходимо минимальное перекрытие операционного поля.

Особенности применяя:

Surgitip представляют собой пластиковый наконечник со съемным окончанием. Наконечники Surgitip предназначены для установки в коммерческие аспирационные системы с диаметром выходов ø 11 мм и/или ø 16 мм с помощью двойного адаптера.

Автоклавирование:

Наконечники Surgitip-micro помещены в стерильные расслаиваемые упаковки и готовы к использованию.
Важно: Убедитесь в целостности упаковки перед применением. Изделия предназначены для однократного применения.
Составной 2-х компонентный адаптер может подвергаться обработке согласно директиве ISO 17664 автоклавированию в автоклаве класса B при температуре 134 °C в течении не менее 3 мин, с последующей сушкой.

Маркировка

Срок годности и номер лота указан на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент", 220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

roeko
Surgitip-micro

Инструкция по применению **RU**

Описание:
Surgitip-micro – аспирационная канюля (насадка) специально разработанная для использования с микроскопами или бинокулярным увеличением.

Состав:
Специальный патентованный пластик. Изделия выпускаются в стерильной упаковке и готовы к применению.

Область применения:
Аспирация во время любых стоматологических манипуляций, когда необходимо минимальное перекрытие операционного поля.

Особенности применяя:
Surgitip-micro представляют собой пластиковый наконечник со съемным окончанием. Наконечники Surgitip-micro предназначены для установки в коммерческие аспирационные системы с диаметром выходов ø 11 мм и/или ø 16 мм с помощью двойного адаптера.

Автоклавирование:
Наконечники Surgitip-micro помещены в стерильные расслаиваемые упаковки и готовы к использованию.
Важно: Убедитесь в целостности упаковки перед применением. Изделия предназначены для однократного применения.
Составной 2-х компонентный адаптер может подвергаться обработке согласно директиве ISO 17664 автоклавированию в автоклаве класса B при температуре 134 °C в течении не менее 3 мин, с последующей сушкой.

Маркировка
Срок годности и номер лота указан на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент", 220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

roeko

Surgitip-endo

Правила обращения RU

Surgitip-endo - это аспирационная насадка, предназначенная специально для высушивания корневых каналов. Благодаря инновационному дизайну всасывающая насадка обладает гибкостью в разных направлениях и легко может вводиться в труднодоступные корневые каналы без необходимости изгибать наконечник Canal Tip. Аспирация высокоэффективна под любым углом, видимость не затруднена.

Наружный диаметр Canal tip = ISO 60
Внутренний диаметр Canal tip = 0,35 мм

При использовании Surgitip-endo соблюдайте следующее:

- Отрегулируйте гибкую часть канюли так, чтобы насадка Canal Tip могла быть введена вертикально в корневой канал. Благодаря гибкости в разных направлениях это возможно без необходимости изгибать Canal Tip.
- Гибкий наконечник насадки Surgitip-endo состоит из нескольких частей, тщательно собранных на заводе. Во избежание чрезмерной механической нагрузки на шарниры их не следует сгибать более чем на 90°. В противном случае они могут ослабнуть, что ведёт к риску аспирации.
- Во время всасывания производите лёгкие постукивающие движения.
- Во избежание закупорки Canal Tip аспирационную насадку можно промыть водой в промежутке между операциями.
- Очень узкое аспирационное отверстие Canal Tip не подходит для аспирации тканей и/или более крупных частиц. Их можно удалять в обычном порядке путём ирригации или всасывания при помощи насадки Surgitip-micro или Surgitip.
- Для окончательного высушивания и проверки рекомендуем использовать бумажный штифт ROEKO/HYGENIC.

Уполномоченный представитель
производителя Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер
в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент",
220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru