Материалы для регистрации артикуляции и окклюзии

Инструкция по применению	**RU**

Описание:

Артикуляционная бумага и фольга предназначена для регистрации артикуляции и окклюзии. Представляет собой носитель различной толщины с односторонним или двухстороннем напылением различных цветов.

Состав:

Носитель – бумага, металлическая или нетканая фольга, красящий пигмент.

Область применения:

Маркировка областей суперконтакта между зубами верхней и нижней челюсти
Маркировка излишков стоматологических материалов и объема ортопедических конструкций, препятствующих физиологическому движению челюстей
Проверка правильности разобщения при установке ортопедических конструкций

Особенности применяя:

Товары выпускаются в виде готовых шаблонов различной геометрии и различной толщины носителя. Товары готовы к применению непосредственно после извлечения из упаковке и не нуждаются в предварительной обработке.
Важно: Вне зависимости от толщины и формы предназначены только для однократного применения.

Условия хранения:

Хранить в сухом прохладном месте при комнатной температуре и нормально относительной влажности воздуха
Не применять после истечения срока годности

Маркировка

Срок годности и номер лота указан на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент", 220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99