FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

# Инструкция по применению.
# Бинты марлевые нестерильные Medrull.

(предоставляется по требованию)

Бинты марлевые нестерильные, размеры: 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 10см, 7м х 14см
Бинты марлевые нестерильные с обработанными краями, размеры: 4м х 7см, 4м х 10см, 4м х 15см, 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 14см

Нестерильный марлевый бинт применяется в случаях, когда нет прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для компрессии и фиксации; для изготовление перевязочных средств и так далее.

Бинтовую повязку следует накладывать так, чтобы при разматывании бинта один его слой накладывался на другой слой со смещением, составляющим примерно половину ширины бинта. Такое бинтование позволяет закрепить бинт.

При наложении давящей повязки следует обращать внимание, чтобы повязка не вызывала нарушений кровообращения.

**Примечание:**

- Нестерильный марлевый бинт предназначен для одноразового использования.
- Не использовать при поврежденной упаковки!
- Соблюдать правила хранения продукта.
- Не использовать после окончания срока годности.

**Срок годности для нестерильной продукции:** 5 лет от даты производства.

**Дата производства**: см на упаковке

**Условия хранения: х**ранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.

Подпись: _____
Алексей Козлов / Член правления
Таллин
19 ноября 2020 г.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

# Инструкция по применению.
# Бинты марлевые стерильные и нестерильные Medrull.

(предоставляется по требованию)

**Размеры:** 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 14см

Стерильный марлевый бинт применяется для:

- наложения повязок на открытые раны, ожоги после асептической обработки для предотвращения загрязнения/инфицирования;
- тампонирование ран при кровотечениях; впитывания экссудата;

Нестерильный марлевый бинт:

- компрессии и фиксации;
- изготовление перевязочных средств и так далее.

Бинтовую повязку следует накладывать так, чтобы при разматывании бинта один его слой накладывался на другой слой со смещением, составляющим примерно половину ширины бинта. Такое бинтование позволяет закрепить бинт.

При наложении давящей повязки следует обращать внимание, чтобы повязка не вызывала нарушений кровообращения.

**Примечание:**

- Стерильный марлевый бинт Medrull предназначен для одноразового использования.
- Не использовать при поврежденной упаковки!
- Соблюдать правила хранения продукта.
- Не использовать после окончания срока годности.

**Срок годности для стерильной продукции:** 5 лет от даты стерилизации.

**Срок годности для не стерильной продукции:** 5 лет от даты производства.

**Дата производства**: см на упаковке

**Условия хранения: х**ранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Loksa, Harjumaa, Estonia AS FORANS EESTI Reg.nr.10957408

Таллин

19 ноября 2020 г.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru