(Логотип)
(Знак) (Знак) Компания «Lotus Global Co., Ltd.»
Адрес: 1 терраса Фор Сизонс, Западный Дрейтон
Лондон, UB7 9GG Соединенное Королевство
Тел.: +0044-20-70961611, +0044-20-75868010
Факс: +0044-20-79006187
Компания «TOSI FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD»
Адрес производства: Бэюань Мидл Роуд 9, зона экономического развития Нанхай, адм. центр Шишан, район Нанхай, г. Фошан, провинция Гуандун, Китай
Тел.: +86 757-81609990
Факс: +86 757-81809091
Эл.почта: sales@tosifoshan.cn
Веб-сайт: www.tosifoshan.cn
Горячая линия отдела обслуживания:
4006-40-4009

ТХ-122
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одноразовый наконечник, снижающий риск возникновения перекрестной инфекции

Копия верна
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации перед использованием!

Название изделия медицинского назначения

ОДНОРАЗОВЫЙ НАКОНЕЧНИК

Назначение изделия

Высокоскоростной наконечник для сверления и других стоматологических операций.

Технические характеристики

Рабочее давление воздуха	180–300 кПа, 250 кПа (рекомендуемое)
Макс. скорость вращения	>250 x 10^3 об/мин
Сила зажима	22-45Н
Шум	не более 80 дБ (А)
Диаметр кругового биения	не более 0,03 мм
Макс. крутящий момент	не более 0,0 Н*см

Конструкция изделия

Настоящее изделие представляет собой пневматический стоматологический наконечник. Основная часть конструкции состоит из рукоятки, головку, система подачи воды и воздуха. Внутри головки находится турбинный вал. Внутри рукоятки находятся трубки подачи воды и воздуха. Выходное отверстие турбинного вала оснащено разъемом для бора.
Диаметр бора составляет 1,595–1,600 мм.

Дополнительные принадлежности

Ключ для бора

Применение

1. Вставьте стандартный бор в отверстие картриджа. Нажмите на бор и протолкните его до упора при помощи ключа и проверьте его положение. Перед использованием, проверьте наконечник без бора в течение 1–5 секунд и убедитесь, что он правильно работает.
2. Выберите подходящий бор
   Запрещается использовать изогнутый, поврежденный или нецентрированный бор
   Используйте бор, соответствующий стандарту ISO: Ø 1,595 - 1,600 мм
3. Снятие и установка бора



- Снятие бора: Нацельтесь на внутреннее отверстие головки наконечника ключом для бора, затем вертикально прижмите его, как показано на рисунке.



- Установка бора А: диаметр рабочего положения бора не должен превышать 1,5 мм. Сначала вставьте рукоятку бора во внутреннее отверстие вала, как показано на картинке. Рукоятка бора должна быть сверху.



- Установка бора А: диаметр рабочего положения бора не должен превышать 1,5 мм. Сначала вставьте рукоятку бора во внутреннее отверстие вала, как показано на картинке. Рукоятка бора должна быть сверху.

Внимание

- Настоящее изделие предназначено для одноразового использования, запрещается его повторное использование. Утилизируйте его после использования согласно соответствующим положениям.
- Настоящее изделие предназначено для лечения ротовой полости, не используйте его для других целей.
- Настоящее изделие представляет собой высокоскоростной наконечник. Соблюдайте осторожность при его использовании.
- Настоящее изделие предназначено только для профессионального использования.
- Перед каждым использованием следует проверять изделие. Если вы обнаружите что-либо необычное, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с поставщиком.
- Поврежденный наконечника будет издавать громкий звук, использование такого наконечника в течение длительного времени скажется на вашем слухе.
- Во избежание серьезного повреждения наконечника избегайте его падения или ударов.
- Используйте боры стандарта ISO Ø 1,595 - 1,600 мм. Использование изогнутого, поврежденного или нецентрированного бора приведет к серьезному повреждению картриджа.
- При использовании бора убедитесь, что скорость вращения бора и его размер соответствуют наконечнику.
- Всегда надежно закрепляйте бор в держателе, даже если наконечник не используется.
- Перед заменой картриджа или бора убедитесь, что он полностью остановился.
- Обслуживание: обслуживание на месте не предусмотрено.

Дата изготовления: указана на упаковке

Дополнительные принадлежности: ключ для бора



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru