1824

DRAWING INFORMATION	
DWG NUMBER:	L00001 REV:1
DWG DESC.:	INSVND, 130MMX230MM, FOLDED
	TO 130MM X 27MM
DWG DATE:	27/01/2012
REV DESC.:	REVISED TO SHOW METRIC AND
	IMPERIAL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32" /± 0.80MM

LEGEND:
CUT
FOLD
1 NO TEXT
2 ALCON DWG. NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY.
3 NO TEXT, COLOR OR COATING
4 RESERVED FOR BAR CODE

Инструкция по применению

СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II

капли-лубрикант глазные

Данная инструкция по применению содержит важную информацию об использовании и безопасности продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего использования.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II

ОПИСАНИЕ:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II представляют собой стерильный раствор, содержащий Декстран 70, гипромеллозу, натрия хлорид, калия хлорид, натрия борат и консервант ПОЛИКВАД™ (поликватерний-1) 0,0011%.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
При использовании по назначению капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II:
- облегчают дискомфорт, вызванный симптомами синдрома сухого глаза от легкой до умеренной степени выраженности.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕННИЮ:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II применяются для временного облегчения ощущения жжения и раздражения, связанного с сухостью глаз.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II предназначены для применения пациентами для временного облегчения ощущения жжения и раздражения, связанного с сухостью глаз.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основываясь на совокупности данных клинических исследований, обзоре опубликованной клинической литературы и опыте пострегистрационного применения (пострегистрационный надзор), капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II предназначены для временного облегчения ощущения жжения и раздражения, связанных с сухостью глаз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (Причины отказаться от использования):
Не применяйте капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II, если у вас наблюдается аллергическая реакция на любой из компонентов в составе продукта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II используются по мере необходимости в течение дня.

Закапайте 1-2 капли в глаз и поморгайте.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Необходимо следовать указаниям офтальмолога и всем инструкциям по применению для надлежащего использования продукта. В случае возникновения непроходящего дискомфорта в глазах, слезотечения, ухудшения остроты зрения или покраснения глаз, прекратите использование капель-лубриканта глазных СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II и обратитесь к офтальмологу во избежание возникновения осложнений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- КОНТРОЛЬ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ: не используйте, если защитная пломба повреждена или отсутствует при первом вскрытии, или крышка с контролем вскрытия повреждена.
- Не используйте, если упаковка или флакон (стерильная упаковка) повреждены или открыты.
- Во избежание загрязнения не прикасайтесь кончиком флакона к каким-либо поверхностям.
- Закрывайте флакон после использования.
- Хранить при температуре не выше 25°C.
- Храните флакон плотно закрытым между применениями.
- Использовать до истечения срока годности, указанного на флаконе.
- Данный продукт содержит натрия борат в количестве, безопасном при использовании в соответствии с инструкцией по применению.
- Использовать в течение шести месяцев после вскрытия флакона. 6M
- Хранить в недоступном для детей месте.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:
В случае непроходящего дискомфорта в глазах, чрезмерного слезотечения, ухудшения зрения или покраснения глаз, прекратите использование капель-лубриканта глазных СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II и обратитесь к офтальмологу во избежание возникновения осложнений.

Сообщения о серьезных нежелательных явлениях:
О любом серьезном нежелательном явлении, связанном с использованием данного изделия медицинского назначения, необходимо сообщать компании «Alcon Laboratories, Inc.»:

FRONT SIDE

Alcon PACKAGING — ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: **AAA4720 I TNIL 5ml BY**

COLORS: Process Black

ARTIST:	ART REV:	DATE:
Goad, Richard	**E**	**16.06.2020**

SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than **75** gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

REF: CORP-000107

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свяжитесь с представительством в стране или дистрибьютором Alcon.
Email: qa.complaints@alcon.com
Веб-сайт: https://www.alcon.com/contact-us

О серьезных нежелательных явлениях также необходимо сообщать в компетентный орган по изделиям медицинского назначения соответствующего государства.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Капли-лубрикант глазные СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II, стерилизуемые комбинацией пара и фильтрации, поставляются в пластиковом флаконе объемом 15 мл.

STERILE A Стерилизовано с использованием методов асептической обработки.

ГЛОССАРИЙ СИМВОЛОВ

Символ	Определение
	Внимание
	Следуйте инструкции по применению
	Использовать до… (Срок годности)
	Дата изготовления
	Содержит опасное вещество
	Одноступенчатая стерильная барьерная система
MD	Изделие медицинского назначения

Производитель:
Alcon Laboratories, Inc., США
на производственной площадке
Alcon Singapore Manufacturing Pte. Ltd., Сингапур

Принятие претензий на территории Республики Беларусь:
Представительство АО «Alcon Pharmaceuticals Ltd.» в Республике Беларусь,
220020, г. Минск, ул. Нарочанская, 11-2, этаж 1, офис 20

© 2020 Alcon Inc.

Дата выпуска: сентябрь 2019, Ред. 0

AAA4720-0120

Alcon

BACK SIDE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru