ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пробки медицинские однократного применения

ТУ BY 600012098.033-проект

НАЗНАЧЕНИЕ: Пробки медицинские из термоэластопласта однократного применения, предназначены для укупорки стеклянной тары (флаконов, бутылок и т.д.) с лекарственными средствами.

Область применения – фармакология и медицина.

После укупорки пробкой стеклянной тары (флаконов, бутылок и т.д.) с лекарственными средствами пробку рекомендуется обжимать колпачком. Пробки должны надежно укупоривать и обеспечивать герметичность соответствующей стеклянной тары для защиты лекарственных средств от воздействия окружающей среды и сохранение их первоначального состава и свойств.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Изделия упаковывают насыпью в потребительскую упаковку, представляющую собой полиэтиленовый пакет или пакет для стерилизации, и укладывают в ящики из гофрированного картона. Изделия для укупорки изготовлены из материалов, отвечающих требованиям действующих технических нормативных правовых актов и имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с областью применения.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ:

Наименование изделий	Масса не более, г
Пробка медицинская исполнения 20	1,3
Пробка медицинская исполнения 28	3,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пробка медицинская исполнения 20:

1) Пробкой укупорить флакон с лекарственным средством с наружным диаметром горловины 20 мм;

2) Обжать колпачком алюминиевым.

Пробка медицинская исполнения 28:

1) Пробкой укупорить флакон с лекарственным средством с наружным диаметром горловины 28 мм;

2) Обжать колпачком алюминиевым.

ВНИМАНИЕ:

Не применять не по назначению.

Предназначено для однократного применения.

Запрещается использовать поврежденные пробки.

Хранить при температуре от +5 ºС до +40 ºС на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-технолог ПТО Н.М.Карпова

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru