MASTER

CE 0426

Стоматологические иглы производятся в соответствии с Европейским стандартом для карпульных шприцов, стерилизуются этилен-оксидом.

Стерильность иглы указывает индикато на тубусе, который служит гарантией стерильности.

УКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Иглы используются в стоматологии, хирургии для местной анестезии.

ИНСТРУКЦИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Снимите защитный индикатор на тубусе.
2. Снимите защитный колпачок.
3. Вставьте иглу в шприц, осторожно снимая колпачок.
4. Только перед анестезией снимите защитный колпачок, аккуратно скручивая его.

После использования иглы:

1. Осторожно достаньте иглу из шприца, во избежание случайного укола.
2. Не оставляйте иглу, положите ее в пластиковый контейнер.

ВНИМАНИЕ:

Если по ошибке иголка используется повторно, существует риск заражения перекрестными инфекциями.
Предохранительный колпачок не снимать с иглы руками, во избежание укола. Если с иглы был снят защитный колпачок, его нельзя повторно одевать. Иглы необходимо помещать в пустой контейнер, не сгибать, не переламывать. Хранить при комнатной температуре, в прохладном помещении. Иглы используются в стоматологии для анестезии.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Уполномоченный представитель
производителя "Tecnofar s.p.a."
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей)
и эксклюзивный импортер в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент", 220045,
г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

15X0000_MASTER_Fg Istr_22-07-2015 Rev 2.indd 1 29/07/15 16:36