ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Только для применения в стоматологических клиниках квалифицированным медицинским персоналом

Клампы для «раббердама»
Перфоратор для прокалывания отверстий «раббердам»
Щипцы для установки кламп «раббердам»
Рамка для «раббердама», для взрослых
Рамка для «раббердама», для детей
Подставка для кламп для «раббердама»
Набор инструментов и приспособлений стоматологических «раббердам»: щипцы для установки кламп "раббердам", перфоратор для прокалывания отверстий "раббердам", рамка для "раббердама", подставка металлическая для 12 кламп "раббердам" с клампами №1,2,4,7,8,8A,9,12A,13A,14,14A,210

Клампы изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную стойкость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе, щечки клампов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и долгий срок службы инструментов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструменты раббердам применяются для изоляции рабочего поля в стоматологии (отдельный зуб и/или его внутренняя поверхность, ряд зубов) во время проведения врачебных манипуляций. Защищают пациента от повреждения ротационным инструментом; способствуют установлению постоянной сухости операционного поля; препятствуют проглатыванию или аспирации мелкого инструментария, фрагментов пломб; исключают химическое повреждение слизистой оболочки полости рта и языка растворами для ирригации корневых каналов, компонентами адгезионных систем, активными веществами "кабинетных" систем отбеливания и т.п.; помогают контролировать десневое кровотечение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия поставляются нестерильными, подлежат дезинфекции и стерилизации перед применением.

ОДНОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА КЛАМПА И ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА

1) Проверьте проходимость межпроксимальных промежутков и примерьте кламп в полости рта. Убедитесь, что он соответствует особенностям строения зуба и надежно фиксируется, не повреждая мягкие ткани. Снимите кламп.
2) Закрепите латексный лист на рамке для раббердама, проведите разметку и пробейте отверстие перфоратором.
3) С помощью щипцов для установки, пропустите кламп через отверстие и, придерживая рамку с натянутым латексным листом, установите конструкцию на зуб.
4) Освободите крылья клампа. Для этого заправьте края латексного листа под кламп и проведите адаптацию флоссом.

УСТАНОВКА КЛАМПА ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА

1) Проверьте проходимость межпроксимальных промежутков и примерьте кламп в полости рта. Убедитесь, что он соответствует особенностям строения зуба.
2) Зафиксируйте кламп на зубе, не повреждая мягкие ткани.
3) Проведите разметку на латексном листе и пробейте отверстие перфоратором.
4) Дугу клампа проденьте через отверстие в латексном платке, а затем обведите его крылья (при использовании "крылатых" клампов). При использовании "бескрылых" клампов обводят вестибулярные и нёбные части щечки клампов. В каждое из пробитых отверстий продевают зуб и изолируемый фрагмент фиксируют клином или латексным шнуром (кордом).
5) Зафиксируйте латексный лист на рамке для раббердама.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КЛАМПА

Проведите тест на герметичность. Водно-воздушным пустером налейте воду в область изолированного зуба, осуществите визуальный контроль. Спросите пациента, чувствует ли он подтекание воды. Для достижения лучшей герметичности можно также использовать "жидкий" коффердам.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется растягивать щечки клампов более чем на 1,5 мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении клампа может привести к его поломке. После 4'000 применений возможна поломка клампа вследствие усталости металла. Инструменты раббердам не подлежат техническому обслуживанию и ремонту. Критерием непригодности клампа является нарушение его целостности и/или значительное увеличение расстояния между его щечками. Как следствие, такой кламп невозможно надежно зафиксировать на зубе.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ
Изделия поставляются нестерильными, подлежат дезинфекции и стерилизации перед применением.
1) Проверьте инструмент на наличие загрязнений, царапин, следов деформации и любых других дефектов перед использованием.
2) После использования инструмента немедленно смойте с него такие посторонние вещества как кровь, слюну, медицинские препараты и жидкости. Не используйте абразивные моющие средства, металлические губки и любые другие металлические предметы для очистки инструмента.
3) Удалите остатки моющего средства или чистящего раствора струей проточной воды.
4) Полностью высушите очищенные инструменты после мойки.
5) Проведите дезинфекцию и стерилизацию инструмента.
6) При обнаружении следов ржавчины, признаков износа или каких-либо других повреждений металла, замените инструмент.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Перед первичным и повторным использованием поместите инструменты раббердам в дезинфицирующий раствор. Соблюдайте время выдержки и рекомендации, указанные производителем дез.средства. Используйте дезинфицирующий раствор, за исключением хлора, йодного раствора, гипохлорита натрия, бензалкония хлорида, повидона йода, формалина, фенола, хлоргексидина глюконата, хлорноватистой кислоты и бытовых чистящих средств.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Паровая стерилизация при температуре 132°C в течение 5 минут или при температуре 121°C в течение 15 минут.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в месте, расположенном вдали от нагревательных приборов и защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить рядом с ржавыми изделиями, щелочными и химическими препаратами.

СРОК ГОДНОСТИ
Не ограничен. Дата изготовления указывается на этикетке в строке LOT. Первые две цифры - год изготовления, следующие две цифры - месяц изготовления.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: DENTECH CORPORATION
адрес: 53-5, Shimizu-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0053, Япония.

ИМПОРТЕР: ООО «Лигомедикал групп»
Адрес: 220030 город Минск, улица Энгельса, дом 34А, кабинет 003А, УНП 192965892
Тел: +37517 328-35-78
Факс +37517 328-35-80
e-mail: ligomedical@gmail.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru