10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла-каталки требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Кресло-каталка КРК, заводской №_____

ТУ BY 800017554.070-2015

Приобретено_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города_____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

КРЕСЛО-КАТАЛКА
КРК

ТУ BY 800017554.070-2015

Паспорт
БИПЯ. 942819.070.КРК ПС



1 – каркас в сборе с сиденьем и спинкой
2 – подлокотник (откидывающийся)
3 – подножка (откидывающаяся)
4 – колеса передние поворотные
5 – колеса задние неповоротные с тормозом

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кресло-каталка КРК (в дальнейшем – кресло-каталка) предназначено для транспортировки больных в пределах лечебных и других медицинских учреждениях.

1.2 **Не использовать** кресло-каталку для межкорпусных перевозок.

1.3 Кресло-каталка предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности 80% при температуре +25ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, не более:

длина ……..……..……...680

ширина……..……900

высота ……..……..…940

2.2. Размеры сиденья, мм не более:

длина ……..……..……...475

ширина……..……490

2.3 Высота до сиденья, мм, не более…….500

2.4 Масса, кг, не более……...……...22

2.5 Допускаемая нагрузка (грузоподъемность),кг, не более…..……..……100

2.6 Срок службы, лет, не менее……..……..……5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- кресло-каталка…….……..…….1 шт.
- паспорт……...……..……..…….1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кресло-каталка (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварного каркаса поз.1 с закрепленными на нем сиденьем и спинкой, двух откидывающихся подлокотников поз.2 с фиксацией на штифте поз.4, откидывающейся подножки поз.3. Кресло-каталка установлено на четырех колесах: два передних колеса – поворотные без тормоза поз.5, два задних колеса – неповоротные с тормозом поз.6. Для установки подлокотников поз.2 в заднее (переднее) положение, необходимо переместить их вверх вдоль трубы до упора, развернуть на 180º (см. рис.), опустить вниз и зафиксировать на штифте поз.4.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Кресло-каталка поставляется потребителю в упакованном виде.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Распакуйте кресло-каталку, очистите от пыли.

5.2 Осмотрите для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

Проверьте затяжку болтовых соединений колес.

5.3 Выполните санитарную обработку кресла-каталки путем протирки ее поверхностей дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом РБ.

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Во избежание поломки ходовой части, кресло-каталку не следует свозить по лестницам, переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия.

6.2 При высадке (посадке) больного необходимо зафиксировать задние колеса при помощи тормоза, поднять подножку, переместить подлокотники в заднее (переднее) положение.

ВНИМАНИЕ! Опираться на подножку во время высадки (посадки) категорически запрещается.

6.3 По мере необходимости производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес, а также затяжку болтовых соединений колес.

6.4 Периодически обрабатывайте кресло-каталку дезинфицирующими средствами.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Кресло-каталка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

7.2 Хранить кресло-каталку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло-каталка КРК, заводской №_____ соответствует техническим условиям ТУ BY 80017554.070-2015 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кресло-каталка КРК заводской №_____ упаковано согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись