Хирургический пластырь Micropore

Каталожные номера: 1533-0, 1533-1, 1533-2

Свойства и преимущества

• Мягкое прилегание к коже
• Микропористый
• Высокая воздухопроницаемость позволяет сохранять целостность кожного покрова
• Хорошо удерживается на влажной коже
• Хорошо адаптируется к рельефу поверхности
• Гипоаллергенный, не содержит латекса

Рекомендуемая область применения

• Фиксация повязок от малого до среднего размера
• Фиксация легких катетеров
• Фиксация стомальных систем
• Повязка на чувствительной коже, у пациентов группы риска (по состоянию кожных покровов)
• При необходимости многократной смены повязок

Указания по использованию

Аппликация и снятие проводятся по общим для всех пластырей правилам:

• Всегда накладывайте пластырь на чистую и сухую кожу без остатков моющих средств, химических веществ и масел. При необходимости нанесите специальное средство для защиты кожи и дождитесь его высыхания перед наложением пластыря. Не используйте раствор бензоина, так как он может раздражать кожу.
• Всегда накладывайте пластырь без натяжения и приглаживайте его, начиная с центральной части Пластырь должен контактировать с кожей на ширине как минимум 2.5 см по периферии повязки.
• Не фиксируйте один из концов пластыря с натяжением при фиксации другого конца пластыря. Это может травмировать кожу, вызвав образование пузырей или надрывы кожи.
• В максимальной степени увеличьте адгезию, пригладив пластырь к коже, трубке или медицинскому устройству.

Метод снятия пластыря:

Приподнимите края пластырной повязки. Захватите пластырь по всей ширине и медленно и деликатно потяните его назад параллельно поверхности кожи, чтобы свести к минимуму повреждение заживающей ткани.

Пластырь нужно по возможности снимать по направлению роста волос, если это не затронет Область раны. Держите пластырь ближе к поверхности колеи, пока будете тянуть его назад, и придерживайте кожу рядом с удаляемой полоской пластыря

Срок хранения: 5 лет.
Годен до: указано на упаковке. Не стерильно.
Данное медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту

Сделано в США
3M Company
2510, Конуэй авеню,
Сент-Пол, Миннесота 55144, США

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru