Хирургический пластырь из мягкой ткани Medipore H

Каталожные номера: 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2868

Описание: Пластырь хирургический Medipore H не содержит латекс, являются гипоаллергенным изделием из мягкого эластичного материала и обеспечивают высокую степень адгезии, но при этом снижает риск раздражения кожи.

Область применения
Для фиксации повязок, легких трубок и устройств на коже.

Противопоказания
Каких-либо противопоказаний к применению данных изделий выявлено не было.

Возможные побочные действия
Каких-либо побочных действий при применении данных изделий выявлено не было.

Информация по применению:
• Всегда используйте пластырь на сухой, чистой коже без мыла, химических веществ и масел. При необходимости, нанесите на кожу защитное средство и дайте ему высохнуть до использования пластыря. Не используйте бензоиновый раствор, так как он может вызвать раздражение на коже.
• Всегда приклеивайте пластырь без натяжения, плавно, от центра к периферии. Обеспечьте контакт пластыря с кожей на ширине как минимум 2.5 см по периметру повязки.
• Не закрепляйте один конец пластыря, натягивая другой конец. Это может привести к травмам кожи в виде волдырей или разрывов.
• Максимально усильте адгезию, плотно прижимая и приглаживая трубку или другие медицинские устройства. пластырь к коже.

Метод снятия пластыря:
• Приподнимите пластырь с края повязки. Возьмите пластырь по всей ширине и медленно и мягко потяните его назад параллельно поверхности кожи, чтобы свести к минимуму повреждение заживающей ткани.
• Пластырь нужно, по возможности снимать по направлению роста волос, если это не затронет зону раны. Держите пластырь ближе к поверхности кожи, пока будете тянуть его назад, и придерживайте кожу рядом с удаляемой полоской.

Срок годности: 3 года.
Годен до: смотрите на упаковке. Не стерильно.
Данное медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Сделано в США
3M Company
2510, Конуэй авеню,
Сент-Пол, Миннесота 55144, США

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru