1 Область применения

Полумаска фильтрующая одноразовая серии ПФО (далее – полумаска) с клапаном выдоха и без клапана выдоха является средством индивидуальной защиты органов дыхания человека и предназначен для защиты органов дыхания человека от твердых и жидких аэрозолей (пыль, дым и туман), в том числе от инфекций, передающихся воздушно – капельным путем.

Полумаска предназначена для использования в промышленности (механическая обработка металлов, лакокрасочные работы и т. д.), строительстве (резка камня, лакокрасочные работы и т. д.), сельском хозяйстве (распыление удобрений и пестицидов на водной основе, сортировка отходов и т. д.), а также в бытовых условиях населением.

Полумаска также предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов от пациентов персоналу в медицинских помещениях общего профиля, а также может эффективно способствовать сокращению входа инфекционных агентов в носовую и ротовую полости при дыхании как пациентов, так и персонала.

Полумаска предназначена для **однократного (одноразового)** использования в течение одной смены (**не более 8 часов, в зависимости от условий эксплуатации**).

Эффективность бактериальной фильтрации полумаски составляет 98% (соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019).

Модели полумасок, их классы защиты по ГОСТ 12.4.294-2015, конструктивные особенности и эффективность фильтрации приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Модели полумасок, их классы защиты по ГОСТ 12.4.294-2015, конструктивные особенности и эффективность фильтрации.

Модель полумаски	Класс защиты по ГОСТ 12.4.294-2015	Конструктивные особенности и эффективность фильтрации
ПФО-Б-101	FFP1	Полумаска без клапана выдоха. Эффективность низкая (коэффициент проникания через полумаску не более 22%).
ПФО-Б-201	FFP2	Полумаска без клапана выдоха. Эффективность средняя (коэффициент проникания через полумаску не более 8%).
ПФО-Б-301	FFP3	Полумаска без клапана выдоха. Эффективность высокая (коэффициент проникания через полумаску не более 2%).
ПФО-К-101	FFP1	Полумаска с клапаном выдоха. Эффективность низкая (коэффициент проникания через полумаску не более 22%).
ПФО-К-201	FFP2	Полумаска с клапаном выдоха. Эффективность средняя (коэффициент проникания через полумаску не более 8%).
ПФО-К-301	FFP3	Полумаска с клапаном выдоха. Эффективность высокая (коэффициент проникания через полумаску не более 2%).

Открытое акционерное общество "Технический центр связи" Республика Беларусь, Витебская область, город Барань
Для документов
КОПИЯ ВЕРНА
20 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Полумаска должна использоваться по назначению при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 30° С, относительной влажности до 80% при температуре плюс 25° С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа и содержанием кислорода в воздухе не менее 17% .

Полумаска относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующим - противоаэрозольным средством индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской.

Полумаска изготовлена в соответствии с ТУ BY 300209010.182-2020.

Полумаска соответствует требованиям ТР ТС 019/2011.

2 Ограничения по применению

2.1 Запрещается применять полумаску:

- имеющую сквозные отверстия и нарушения целостности фильтрующей полумаски;
- при концентрации кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

3 Правила, условия и сроки хранения

Полумаска до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации, плесневых и дереворазрушающих грибов при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25° С.

Гарантийный срок хранения полумаски 4 года с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления смотрите на упаковке.

4 Транспортирование

Транспортирование полумаски осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25° С.

5 Требование по утилизации

С отработанной полумаской, использованной медицинским персоналом, должны обращаться как с медицинскими отходами согласно требованиям, изложенных в санитарных нормах и правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и в специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020г. № 130.

В других случаях использованная полумаска утилизируется как бытовые отходы.

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата 26.11.20 | Инв.№ подл. 0086

Для документов
КОПИЯ ВЕРНА
«__» 20__ г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Правила пользования

6.1 Полумаску используют однократно.

6.2 Надевать полумаску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась.

6.3 Носовой фиксатор следует плотно подогнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.

6.4 При использовании полумаски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к полумаске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).

6.5 Менять полумаски необходимо не реже чем через 8 часов. Если полумаска увлажнилась или в случае сильного сопротивления дыханию полумаску следует заменить на новую.

6.6 Снимать полумаску следует за ушные петли, не прикасаясь к фильтрующей поверхности.

Внимание! При применении полумаски людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию фильтрующей полумаски, эффективность полумаски снижается!

Внимание! Правильное использование полумаски сохранит Ваше здоровье.

Расшифровка применяемых пиктограмм:



-смотрите указания по эксплуатации



-максимальная относительная влажность при хранении



-запрет на повторное применение



-не сорить, выбрасывать в урну



-возможна вторичная переработка упаковки (полиэтилен низкого давления)



-возможна вторичная переработка полумаски (полипропилен)

Изготовитель – ОАО «Техника связи»
Республика Беларусь, 211011, Витебская область, г. Барань, ул. Набережная, 1
тел.: +375 (216) 55 72 95
e-mail: contact@t-c.by

Республика Беларусь Витебская область г. Барань акционерное общество "Техника связи" открытого типа
Для документов
КОПИЯ ВЕРНА
"___" _____ 20___ г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru