АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Инструкция по применению

(информация на потребительской упаковке - наносится на картонную пачку)

на медицинское изделие

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

- презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак VIZIT®)

VIZIT®

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø28 мм

RU **ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.
Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.
Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.
Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.
Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.
Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.
Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.
Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

ООО «Альпина Пласт» ИНН 7724231164 КПП 502001001
141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе,
территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б
Р/с 40702810900000182561 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411

www.alpina-plast.ru
info@alpina-plast.ru
Т.: +7(495)787 93 66
+7(495)181 50 42/43

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Регистрационное удостоверение №РЗН 2020/10694 от 11.06.2020
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт», 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км, корп. 3А, стр. 103Б, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru. Сделано в России. **Изготовлено по заказу:** ООО «БОЛЕАР», 115201, г.Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед». 220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.



4 607046 746273

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Игутов Е.Н.



ООО «Альпина Пласт» ИНН 7724231164 КПП 502001001
141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе,
территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б
Р/с 40702810900000182561 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411

www.alpina-plast.ru
info@alpina-plast.ru
Т.: +7(495)787 93 66
+7(495)181 50 42/43

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru