ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ.

Жидкости зуботехнические вспомогательные, ТУ BY 291241894.004-2022 (далее - **Жидкости**) выпускаются нескольких наименований:

- Жидкость для очистки алмазных инструментов;
- Концентрат жидкости для очистки алмазных инструментов;
- Жидкость для удаления остатков альгината и гипса Диссол-АГ;
- Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел;
- Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел бесцветный.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Жидкости предназначены для использования в зуботехнической практике.

- **Жидкость для очистки алмазных инструментов** (далее – Жидкость) и **Концентрат жидкости для очистки алмазных инструментов** (далее – Концентрат) применяются для очистки мелких алмазных инструментов (разрыхление, растворение и удаление с поверхности режущей головки алмазного инструмента или диска налипшего слоя продуктов обработки эмали и дентина) после врачебных манипуляций в условиях медицинских учреждений.
- **Жидкость для удаления остатков альгината и гипса Диссол-АГ** (далее – Диссол-АГ) применяется для удаления остатков альгината и гипса с пластмассовых протезов, литья благородных металлов, штифтов, шпателей, артикуляторов, рабочих поверхностей, смесительных емкостей в условиях медицинских учреждений.
- **Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел** (далее – Изолак) и **Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел бесцветный** (далее – Изолак бесцветный) применяются для изоляции поверхности гипсовых форм с целью предотвращения сращивания гипса с акриловыми массами при изготовлении съемных зубных протезов в зуботехнических и литейных лабораториях.

3. ОПИСАНИЕ.

- Жидкость, Концентрат, Диссол-АГ.

Внешний вид – прозрачный, однородный раствор без посторонних примесей. Цвет - согласно компонентов, входящих в состав. Допускается выпадение осадка.

Водородный показатель pH должен быть не более 12,5.

- Изолак, Изолак бесцветный.

Внешний вид – непрозрачный раствор. Допускается выпадение осадка. Цвет лака от светло-розового до красного. Цвет лака бесцветного - бесцветный.

Время высыхания после нанесения на гипсовую модель – не более 2 мин.

Внешний вид после нанесения – плотная эластичная пленка.

4. ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкости выпускаются следующими номинальными объемами:

- Жидкость: 1 л, 2 л, 5 л, 10 л;
- Концентрат: 100 мл, 120 мл, 125 мл, 150 мл, 180 мл, 200 мл, 250 мл;
- Диссол-АГ: 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л;
- Изолак: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л;
- Изолак бесцветный: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Допускаемое отрицательное отклонение от номинального объема должно составлять:

- 2,0 % - для объемов: 100 мл, 120 мл, 125 мл, 150 мл, 180 мл, 200 мл, 250 мл;
- 1,5 % - для объемов: 500 мл, 1 л;
- 1,0 % - для объемов: 2 л, 5 л, 10 л.

Положительное отклонение от номинального объема не нормируется.

Допускается выпуск жидкости другого объема.

Жидкости разливают в полимерные флаконы (банки) или в стеклянные флаконы.

5. СОСТАВ

- Жидкость и Концентрат:

- трилон-Б;
- глутаровый альдегид – обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов;
- натрия лаурилсульфат;
- краситель метиленовый голубой 0,4 % раствор или краситель кислотный красный, 0,4 % раствор;
- вода дистиллированная.

- Диссол-АГ:

- трилон-Б;
- натрия цитрат;
- вода дистиллированная.

- Изолак:

- альгинат натрия (пищевая добавка Е401);
- аммоний щавелевокислотный «ч»;
- бензоат натрия (пищевая добавка Е211);
- формалин технический 37 %;
- краситель кислотный красный, 0,4 % раствор;
- вода дистиллированная.

- Изолак бесцветный:

- альгинат натрия (пищевая добавка Е401);
- аммоний щавелевокислотный «ч»;
- бензоат натрия (пищевая добавка Е211);
- формалин технический 37 %;
- вода дистиллированная.

6. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Жидкость и Концентрат:

1. Положить обрабатываемый инструмент в емкость (кювету) из нержавеющего металла или стекла или пластмассы.
2. Налить Жидкость в кювету так, чтобы она покрывала обрабатываемый инструмент.

При использовании Концентрата, его необходимо предварительно разбавить дистиллированной водой в отношении 1:10.

3. Выдержать 12-15 минут, в зависимости от загрязнения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Промыть проточной водой.

5. Провести дезинфекцию согласно инструкции на инструмент.

Возможно многократное использование раствора, если его внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (помутнение, изменение цвета и т.п.) раствор не используют.

!!! ВНИМАНИЕ. Избегать попадания в глаза и на открытые участки кожи.

• Диссол-АГ:

1. Налить необходимое количество Диссол-АГ в рабочую посуду из пластмассы и погрузить изделия или инструмент с загрязнениями гипса.

2. Выдержать 15-20 минут, в зависимости от загрязнения.

4. Промыть изделия проточной водой.

Диссол-АГ эффективен только при использовании ультразвуковой ванны.

Также его действие усиливается при повышении температуры Диссол-АГ до 40-50 °С (кроме чистки пластмассовых протезов).

Возможно многократное использование раствора, если его внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (помутнение, изменение цвета и т.п.) раствор не используют.

!!! ВНИМАНИЕ:

- Работы проводить в одежде и перчатках;

- Избегать попадания в глаза и на открытые участки кожи.

В случае попадания на кожу необходимо тщательно смыть большим количеством воды.

В случае попадания в глаза, не закрывая их, осторожно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

В случае случайного проглатывания необходимо принять большое количество воды, не вызывая рвоту и немедленно обратиться к врачу.

• Изолак и Изолак бесцветный:

Перед нанесением лака очистите гипсовую форму от воска, затем обезжирьте кипячением в воде. Форму постепенно охладите до температуры 40 °С. Необходимое количество лака налейте из флакона в небольшой сосуд. Затем плоской кисточкой равномерно нанести лак на теплую (температура 40 °С) и влажную гипсовую форму, дайте высохнуть в течение 1-2 минут. При необходимости, если пленка не образуется, повторить обезжиривание.

!!! ВНИМАНИЕ

- Не сливать использованный лак во флакон – это приводит к порче всего материала;

- Не опускайте кисточку во флакон с лаком – это приводит к порче всего материала.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- соответствующая жидкость в индивидуальной таре (флаконе, банке) – 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.;
- тара потребительская (при условии поставки в потребительской таре) – 1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Жидкости транспортируют всеми видами крытого транспорта, обеспечивающего сохранность его от механических повреждений, действия влаги и агрессивных сред, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранить в сухих, закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Гарантийный срок хранения.

- 3 года (Жидкость, Концентрат, Диссол-АГ);
- 2 года (Изолак и Изолак бесцветный).

!!! ВНИМАНИЕ

Не применять по истечении срока годности.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению срока годности.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

- Жидкость, Концентрат, Диссол-АГ.

Утилизация пришедшей в негодность жидкости производится в соответствии с документом «Об утверждении инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 81 от 22.11.2002г.

- Изолак и Изолак бесцветный.

Сброс в канализацию осуществляется после разбавления водой в соотношении 1:50.

!!! ВНИМАНИЕ:

- Производитель не несет ответственности за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, а также за применение для целей, отличных от указанных производителем;

- Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных в инструкции, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru