HINDAR OPTICAL | 浙江亨达光学有限公司 ZHEJIANG HINDAR OPTICAL CO.,LTD.

No. 518 Jiguang Road, Louqiao Avenue, Ouhai District Wenzhou, P.R., Zhejiang

Tel: +86-577-56586668 Fax: +86-577-56586667 www.hindaroptical.com

Инструкция по эксплуатации:

Оправы для очков корригирующих металлические и пластиковые:

Оправы для очков предназначены для фиксации оптических линз (простых и сложных) с целью коррекции аметропических нарушений зрения.

Оправы должны удобно располагаться на лице и не вызывать дискомфорт при ношении.

Чтобы сохранить оправы в хорошем виде следует соблюдать правила эксплуатации:

- хранить оправы в жестком футляре;
- одевать оправы необходимо двумя руками, держа их за заушники, чтобы предотвратить искривление и поломку оправ.

Уход за оправами:

- очковые линзы следует протирать замшевой или специальной салфеткой из микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла или неагрессивного моющего средства в воде при температуре не выше плюс 40 ºС;
- не допускается применять органические растворители (ацетон, толуол и т.п.) для протирки очков;
- не допускается класть очки линзами на твердую поверхность;
- не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия;
- не допускается пользоваться очками в бане, сауне, при температуре выше 60 ºС;
- необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы в металлической и безободковой оправах в целях предупреждения демонтажа;
- не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.

Условия хранения: хранить оправы необходимо при относительной влажности 25-70%, температуре от -25 до +50ºС.

Уполномоченным представителем на территории Республики Беларусь для принятия претензий по оправам производства Zhejiang Hindar Optical Co., Ltd, Китай (адрес производства No. 518 Jiguang Road, Louqiao Avenue, Ouhai District Wenzhou, Zhejiang, China) является **ОДО «Арникатрейд»**: 220107, г. Минск, пр. Партизанский, 30/1-3

David Zhou/
CEO



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru