Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DROP

ДРОП терапевтик - это офтальмологический раствор, на основе витаминов B2 (рибофлавин), Е, гиалуроната натрия и аминокислот. Входящие в состав раствора витамины B2 и Е в форме токоферил полиэтиленгликоль сукцината (TPGS), взаимодействуют с внешним липидным слоем слезной пленки, создавая защитный барьер для предотвращения чрезмерного испарения слезной жидкости. Гиалуронат натрия механически взаимодействует с муциновым слоем слезной пленки, удерживая влагу и обеспечивая ее стабильность. Сочетанное действие аминокислот обеспечивает питательную функцию глазной поверхности, в то же время, регулирует pH и осмолярность слезной жидкости, улучшает защиту эпителия от различных повреждающих факторов. Витамин Е (TPGS) способствует увлажнению глазной поверхности. Офтальмологический раствор создает оптимальные условия и содержит все питательные вещества, необходимые для восстановления поверхности глаза после хирургических процедур. ДРОП терапевтик обеспечивает увлажнение роговицы при ультрафиолетовом повреждении и может быть использован после лечения роговичным кросслинкингом. ДРОП терапевтик может быть применен при использовании контактных линз.

ДРОП терапевтик показан: пациентам, перенесших лечение роговичным кросслинкингом; пациентам с кератоконусом; при синдроме «сухого глаза»; при нарушении целостности роговой оболочки глаза; при гиперемии после рефракционных хирургических вмешательств; при механических повреждениях глаза, вследствие попадания инородных предметов; при метаболических поражениях поверхности глаза; при воздействии повреждающих факоров внешней среды (в условиях загрязненного воздуха, изменения микроклимата, кондиционирования воздуха); при интенсивном и продолжительном воздействии ионизирующего излучения.

1. Откройте контейнер и удалите защитный колпачок. 2. Мягко надавливая на контейнер, закапайте одну или две капли в каждый глаз. При необходимости, повторите эту процедуру. Плотно закройте контейнер после использования: после вскрытия контейнера раствор может быть использован в течение 2-х месяцев.

Флакон 10 мл для многоразового использования, не содержит консервантов– OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

Рибофлавин натрия фосфат (0,075%), Витамин Е в виде токоферил полиэтиленгликоль сукцината (TPGS), гиалуронат натрия, L-пролин, L-глицин, L-лизина гидрохлорид, L-лейцин, натрия фосфата одноосновного моногидрат, натрия фосфата двухосновного додекагидрат, натрия хлорид, очищенная вода. Не содержит консервантов.

Продукт предназначен только для офтальмологического использования. Хранить при температуре ниже 30°C. Не используйте в случаях известной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам. Не используйте продукт если нарушена герметичность упаковки. Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке. Внимательно следите за тем, чтобы кончик контейнера не соприкасался с поверхностью глаза или с другими поверхностями. Срок годности, указанный на упаковке, относится к продукту, целостность которого не нарушена, хранящийся в надлежащих условиях. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта. Держать в местах, недоступных для детей. Не выбрасывать в окружающую среду после использования. Может оставлять следы на поверхности или ткани.

Плотно закройте контейнер после использования: оставшуюся часть продукта можно использовать в течение 2-х месяцев после вскрытия. Хранить при температуре ниже 30°C.

При сохранении целостности упаковки, не использовать продукт по истечении срока годности, указанного на упаковке и на контейнере. Не хранить контейнер в отдельности от упаковки и инструкции с целью, чтобы хранить всю информацию по применению вместе.

Срок годности указан на упаковке.

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Roma (Италия)

SERVImed Industrial S.p.A.
Via Tempio del Cielo 3/5 – 00144 Roma (Италия)
Phone: +39 06 92595490
Fax: +39 06 89360010
e-mail: info@servimedindustrial.com

DROP

DROP terapevtik tərkibində (Riboflavin) B2, (Tokoferol) E vitaminləri, Natrium hialuronat və amin turşuları olan oftalmoloji məhluldur. Məhlulun tərkibində olan B2 vitamini və tokoferil polietilenglikol suksinat birləşməsi (TPGS) şəklində olan E vitamini göz örtüyünün xarici lipid təbəqəsi ilə qarşılıqlı təsir edərək, göz yaşı mayesinin həddən artıq miqdarda buxarlanmasının qarşısını alan qoruyucu təbəqə əmələ gətirir. Natrium hiyaluronat musin təbəqəsi ilə qarşılıqlı mexaniki təsir edərək göz yaşı mayesinin stabilliyinin saxlanmasını təmin edir. Amin turşularının müştərək təsiri göz səthinin qidalandırıcı funksiyasını təmin edir, eyni zamanda göz yaşı mayesinin pH və osmolyarlığını tənzimləyir, epitelini müxtəlif zədələyici faktorların təsirindən qoruyur. E vitamini (TPGS) eyni zamanda, göz səthinin nəmləndirilməsini təmin edir.

DROP terapevtik cərrahi əməliyyatlardan sonra göz səthinin bərpası üçün tələb olunan qidalandırıcı maddələri təmin etməklə, onun nəmlənməsinə yardım edir. DROP terapevtik keratokonuslu və yaxud buynuz qişanın krosslinking metodu ilə müalicəsini qəbul edən xəstələrin etibarlı müdafiəsidir. Məhlul buynuz qişanın krosslinking metodu ilə müalicə prosesi fonunda UB-A (A spektrli ultrabənövşəyi şüaların) və günəş şüalarının təsirindən sonra buynuz qişanın nəmləndirilməsi məqsədi ilə istifadə oluna bilər.

DROP terapevtik həmçinin, kontakt linzaların istifadəsi zamanı tətbiq oluna bilər.

DROP terapevtik aşağıda göstərilmiş hallarda istifadə edilə bilər: buynuz qişanın krosslinking metodu ilə müalicə olunan xəstələrdə; keratokonuslu xəstələrdə; "quru göz" sindromu zamanı; buynuz qişanın tamlığının pozulması zamanı; refraksion cərrahi müdaxilələrdən sonra yaranan hiperemiyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə; gözə yad cismin düşməsi nəticəsində yaranan gözün mexaniki zədələnmələri zamanı; gözdə aparılan cərrahi əməliyyatlardan sonra; göz səthinin metabolik zədələnmələri zamanı; ətraf mühitin təsiri (ətraf mühitin çirklənməsi, mikroiqlimin dəyişməsi, kondisionerlərlə havalandırma şəraitinin təsiri və s.) nəticəsində yaranmış zədələnmələr zamanı; ultrabənövşəyi və ionlaşdırıcı şüalanmanın güclü (intensiv) və uzun müddətli təsiri zamanı.

1. Flakonu açın və qapağın qoruyucu halqasını qırın. 2. Flakonu yüngülcə sıxaraq hər gözə 1 və yaxud 2 damcı damızdırın. Tələb olunduqda bu proseduru təkrarlayın. İstifadə etdikdən sonra flakonu kip bağlayın. Flakon açıldıqdan sonra məhlul 2 ay müddətində istifadə olunmalıdır.

Natriun hialuronat, natrium xlorid, birəsaslı natrium fosfat monohidrat, ikiəsaslı natrium fosfat dodekahidrat, L-prolin, L-qlisin, L-lizin hidroxlorid, L -leysin, Riboflavin natrium fosfat (0.075%), E vitamini TPGS, təmizlənmiş su. Tərkibində konservant yoxdur.

Məhsul yalnız oftalmoloji istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. 30°C – dən aşağı olan temperaturda saxlayın. Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq olarsa, məhsuldan istifadə etmək olmaz. Flakonun hermetikliyi pozulduqda, məhsuldan istifadə etməyin. Qablaşmada qeyd olunmuş istifadə müddəti bitdikdən sonra məhsuldan istifadə etmək olmaz. Çirklənmə ehtimalının qarşısını almaq üçün damcıtökənin ucunun hər hansı səthə və ya gözə təmas etməsindən qaçınmaq lazımdır. Qablaşma üzərində qeyd olunmuş istifadə müddəti tamlığı pozulmamış, müvafiq şəraitdə saxlanılan məhsula aid edilir. İstifadə etməzlən əvvəl məhsulun istifadəsinə dair məlumatı diqqətlə oxuyun. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. İstifadə etdikdən sonra ətraf mühitə tullamaq olmaz. Dərman vasitəsi deyil.

10 ml-lik çoxdozalı flakon - OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser). Tərkibində konservant yoxdur.

İstifadə etdikdən sonra flakonu kip bağlayın: məhsulun qalan hissəsi flakon açıldıqdan iki ay müddətində istifadə edilməlidir. 30°C-dən aşağı temperatur şəraitində və istilik mənbələrindən uzaq yerdə saxlamaq lazımdır.

Qablaşma üzərində qeyd olunmuş istifadə müddəti tamlığı pozulmamış, müvafiq şəraitdə saxlanılan məhsula aid edilir. Məhsul barədə məlumatın olması üçün flakonu qablaşma və içlik vərəqi ilə birgə saxlamaq tövsiyə olunur.

Qablaşma üzərində göstərilmişdir.

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Roma (İtaliya)

SERVImed Industrial S.p.A.
Via Tempio del Cielo 3/5 – 00144 Roma (İtaliya)
Phone: +39 06 92595490
Fax: +39 06 89360010
e-mail: info@servimedindustrial.com

Rev. 0 compiled 07/2019

