Памятка по пользованию за экзопротезами молочной железы
(ПМЖ, ПМЖ-ОБ)

Экзопротезы молочной железы – ПМЖ, ПМЖ-ОБ (далее экзопротезы) предназначены для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления весовой симметрии туловища у женщин после мастэктомии.

Использование экзопротеза после удаления естественной груди, является жизненной необходимостью. Это предотвращает возникновение заболеваний позвоночника, а изменение формы бюста становится незаметным. Экзопротез с предварительно надетым съёмным чехлом из трикотажной ткани вкладывается в бюстгальтер. Пользоваться экзопротезом следует постоянно, снимая его только на ночь.

Экзопротез биоинертен, стоек к воздействию пота человека, морской и хлорированной воды, не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Для увеличения срока эксплуатации экзопротезов необходимо соблюдать следующие правила:

* мыть рекомендуется тёплой водой, мягкой губкой с детским мылом, избегая горячей воды (свыше 40°С), после мытья экзопротез следует промокнуть мягким, хорошо впитывающим влагу полотенцем;
* экзопротез следует носить только в специальном бюстгальтере;
* следует избегать непосредственного контакта экзопротеза с косметическими и парфюмерными средствами, они могут повредить силиконовую структуру экзопротеза. Такого рода средства следует использовать перед тем, как одеть экзопротез, выждав некоторое время;
* для хранения использовать предлагаемую упаковку;
* следует избегать давления на экзопротез тяжестью собственного тела (сон с экзопротезом). Это ведёт к нарушению целостности экзопротеза;
* хранить экзопротез при температуре от + 10 °С до + 30 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, не допускать попадания прямых солнечных лучей;
* беречь от животных.

Запрещается:

- сушить экзопротез с использованием отопительных и электрических приборов;
- подвергать сильному сдавливанию;
- помещать в тесный бюстгальтер;
- стирать вместе с бюстгальтером;
- подвергать экзопротез воздействию колющих и режущих предметов;
- использовать чистящие средства и пятновыводители;
- разрывать и расклеивать соединительный шов;
- носить экзопротез во время курса радиотерапии.

Внимание!!!

Колющие и режущие предметы, такие как броши и другие ювелирные изделия, когти животных, острые ногти, ножи, ножницы могут повредить поверхность экзопротеза. Подобное повреждение невозможно исправить. Повреждённый экзопротез восстановить невозможно!

Гарантийный срок эксплуатации экзопротезов молочной железы - 12 месяцев с момента выдачи (продажи) потребителю.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского,10
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432
E-mail: minsk@bpovc.by; http://www. by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru