ИНСТРУКЦИЯ
на линзы офтальмологические для очков корригирующих из органических материалов производства Zhejiang East Optical Technology Co., LTD., КИТАЙ

По установке линз
Установку линз в оправы должно осуществлять квалифицированное лицо, прошедшее обучение по данной специальности.

Органические линзы

Описание изделия
Линзы офтальмологические из органических материалов предназначены для установки в пластмассовые или металлические оправы, в том числе для установки с нейлоном или сверлением. Данные линзы не предусмотрены для использования в экстремальных условиях и не предназначены для установки в защитные очки для специфических условий.
Примечание: Информировать пользователя о возможности использования для управления автомобилем в дневное и ночное время.

Внимание:
- Во избежание возможных дефектов, линзы не оставляйте на рабочих поверхностях при изготовлении и не храните в местах прямого попадания солнечных лучей. .
- Всегда кладите линзы в соответствующий пакетик с бумажной защитой.

Рекомендации по правильной эксплуатации:
- Перед механической обработкой на станке необходимо приспособить давление и режим работы. Обеспечить хорошее охлаждение.
- Органические линзы не следует подвергать воздействию высоких температур.
- Будьте осторожны при установке линз с антирефлексом, воздействие резких изменений температуры может привести к образованию трещин и шелушению слоев.
- При установке прогрессивных и бифокальных линз необходимо определить необходимую высоту установки, отдельно для левого и правого глаз; проверить то, что она соответствует высоте, указанной в нашем каталоге или в спецификации на определенный тип изделия.
- При установке линзы в оправы посредством сверления контролируются механические свойства материала на предмет возможности использования таких линз из данного материала.

Очистка:
- Используйте исключительно специальные жидкие детергенты для очистки линз. Протирать их следует соответствующей тканью из микрофибры.
- Если у вас нет специальной жидкости, используйте воду.
- Нельзя использовать агрессивные детергенты или спирт, если иное не указано.

Претензии:
В случае претензии, линзы обязательно вернуть их в оригинальной упаковке.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru