BECKMAN COULTER

ACCESS
Immunoassay Systems

Инструкции по применению

Access Wash Buffer II

© 2019 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

REF A16792

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Rx Only

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА

Проверено	Дата	Проверено	Дата

ПРИНЦИП

НАЗНАЧЕНИЕ

Промывочный буфер Access Wash Buffer II предназначен для использования с системами иммунного анализа Access и специфическими реагентами иммунного анализа Access.

РЕАГЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Поставляется готовым к использованию.
- Сохраняет стабильность до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении при комнатной температуре (от 15 до 30°C). Увеличение результатов измерений с субстратом или увеличение количества единиц относительной освещенности для нулевого калибратора при анализе методом “сэндвич” может свидетельствовать о нестабильности.

R3	Access Wash Buffer II: 4 x 1 950 мл. Буферизированный раствор TRIS, сурфактант, < 0,1% азида натрия и < 0,05% реакционная масса из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики *in vitro*.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Сведения об опасности, представляемой продуктом, см. в следующих разделах: «АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» И «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS».

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
>
> **Консервант с содержанием азида натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлической водопроводной арматуре. См. бюллетень Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) «Взрывоопасные азиды (16.08.76)».**
> **Во избежание накопления азидных соединений промыть сливные трубы водой после сброса неразбавленного реагента. Утилизацию азида натрия следует проводить в соответствии с соответствующими местными нормами.**

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ СГС

Промывочный буфер II

ОСТОРОЖНО!



H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.
P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
	реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

SDS	Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРА

Обратитесь к соответствующим руководствам по системам и/или к справочной системе для получения подробных инструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter в Соединенных Штатах и других странах.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (номер документа C02724)

EC REP Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BECKMAN COULTER

CE

ACCESS
Immunoassay Systems

Инструкции по применению

UniCel DxI Access Wash Buffer II

© 2019 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

REF A16793

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОВЕРКА

Проверено	Дата	Проверено	Дата

ПРИНЦИП

ВНИМАНИЕ!

Только для США. В соответствии с Федеральным законодательством данное устройство может продаваться и распространяться только врачами или по врачебному предписанию или в клинические лаборатории; данное устройство может использоваться только врачами или по врачебному предписанию.

НАЗНАЧЕНИЕ

Промывочный буфер Access Wash Buffer II предназначен для использования с системами иммунного анализа Access и специфическими реагентами иммунного анализа Access.

РЕАГЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Поставляется готовым к использованию.
- Сохраняет стабильность до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении при комнатной температуре (от 15 до 30°C). Увеличение результатов измерений с субстратом или увеличение количества единиц относительной освещенности для нулевого калибратора при анализе методом "сэндвич" может свидетельствовать о нестабильности.

R3	Wash Buffer II: 1 x 10 L Буферизированный раствор TRIS, сурфактант, < 0,1% азида натрия и < 0,05% реакционная масса из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для диагностики *in vitro*.
- Сведения об опасности, представляемой продуктом, см. в следующих разделах: «АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» И «КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ GHS».

ИНГРЕДИЕНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Консервант с содержанием азида натрия может образовывать взрывоопасные соединения в металлической водопроводной арматуре. См. бюллетень Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) «Взрывоопасные азиды (16.08.76)».
Во избежание накопления азидных соединений промыть сливные трубы водой после сброса неразбавленного реагента. Утилизацию азида натрия следует проводить в соответствии с соответствующими местными нормами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ СГС

Промывочный буфер II — ОСТОРОЖНО!



H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
P280	Надевать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты органов зрения / лица.
P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
P362+P364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
	реакционная смесь из 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин -3-он [EC № 220-239-6](3:1) < 0,05%

SDS	Паспорт безопасности доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Обратитесь к соответствующим руководствам по системам и/или к справочной системе для получения подробных инструкций.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Beckman Coulter, стилизованный логотип и упоминаемые здесь знаки продукции и услуг Beckman Coulter являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Beckman Coulter в Соединенных Штатах и других странах.

КЛЮЧ СИМВОЛОВ

Глоссарий символов доступен на сайте techdocs.beckmancoulter.com (номер документа C02724)

EC REP Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.
Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Материалы системы

Расходные материалы для системы приведены в алфавитном порядке в двух таблицах. В первой таблице указаны расходные материалы, которые можно заказать в Сервисном центре. Во второй таблице указаны расходные материалы, которые заказываются в Службе технической поддержки.

Для получения следующих расходных материалов:

- В США или Канаде обратитесь в Сервисный центр компании Beckman Coulter по телефону 1-800-526-3821.
- Вне США и Канады, свяжитесь с вашим местным представителем компании Beckman Coulter.

Описание материалов для системы	Часть #	Количество
Картриджи реакционных сосудов (RVs)	81901	16 @ 98 сосуды каждый
Кислотный очиститель и детергент Citranox	81912	1 галлон
Комплект этикеток со штрих-кодами штативов	973099	57 этикеток со штрих-кодами
Контейнеры с пробами:		
Чашки для проб 0,5 mL, Beckman Coulter	651412	1000
Чашки подачи 1,0 mL/13 mm, Beckman Coulter	81915	1000
Колпачки чашек подачи 1,0 mL/13 мм	81920	1000
Чашки для проб 2,0 mL/13 mm, Beckman Coulter	81902 или 652730	1000
Чашки подачи 2,0 mL/16 mm, Beckman Coulter	81917	1000
Контейнеры для проб 3,0 mL, Beckman Coulter	81914	500
Чашки контейнеров для проб 3,0 mL	81922A *	1000
Педиатрические чашки подачи 1,0 mL, Beckman Coulter	81916	1000
Авто аликвотные трубки (13x100 mm с двойным дном), Beckman Coulter	2910034	4000
Адаптеры педиатрических трубок для штатива 13 mm, Beckman Coulter	472987	100
Материалы для аспирационного зонда:		
Аспирационный зонд, универсальная нержавеющая сталь	8409B†	1
Комплект для очистки аспирационного зонда	80769	(Шприц, комплект крепления и 10 щеток)
Щетки для аспирационного зонда	973001	10
Мешки для отходов, реакционный сосуд	81904	20
Очистительный раствор Contrad 70	81911	1 литр
Промывочный буфер (Wash Buffer II, Access)	A16792	4 @ 1950 mL каждый
Разбавитель проб A (Sample Diluent A)	81908	1 x 4 mL
Раствор для проверки системы (System Check Solution)	81910	6 @ 4 mL каждый
Расходные материалы для принтеров больше не поставляются компанией Beckman Coulter, Inc. Вы можете приобрести необходимые расходные материалы для принтеров от местного поставщика канцелярских товаров или производителя принтера.		
Субстрат (Substrate)	81906	4 @ 130 mL каждый
Устройства для хранения данных:†		
Магнитная лента 8 GB (ГБ)† Travan	973087	1
Магнитная лента 20 GB (ГБ)† Travan	386175	1 или 3 ленты
Флэш-накопитель USB†	A81923	1

© 2018 Beckman Coulter, Inc.

G30211
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Описание	Часть #	Количество
Трубка насоса, Перистальтический аспират, 1,30 мм*	77372	1
Реакционные сосуды (RV), UniCel DxI	386167	Комплект 10 000
Sample Diluent A, флакон	81908	1 x 4,0 mL
Контейнеры с пробами:		
Чашки для проб 0,5 mL, Beckman Coulter	651412	1 000
Чашки для проб 2,0 mL, Beckman Coulter	81902/652730	1 000
Чашки подачи 1,0 mL/13 мм, Beckman Coulter	81915	1 000
Колпачки чашек подачи 1,0 mL/13 мм	81920	1 000
Чашки подачи 2,0 mL/16 мм, Beckman Coulter	81917	1 000
Контейнеры с пробами 3,0 mL, Beckman Coulter	81914	500
Колпачки контейнеров с пробами 3,0 mL	81922A†	1 000
Автоаликвотные трубки (13x100 мм с двойным дном), Beckman Coulter	2910034	4 000
Педиатрические чашки подачи, 1,0 mL, Beckman Coulter	81916	1 000
Адаптеры педиатрических трубок для штатива 13 мм, Beckman Coulter	472987	1 00
Зонд проб	A92071	1
Штативы для проб и аксессуары		
Штативы для проб:		
13 x 75, Голубой	471918	Пакет из 10
13 x 75, Зеленый	988807	Пакет из 10
13 x 75, Серый	A25337	Пакет из 10
13 x 75, Пурпурный	A25339	Пакет из 10
13 x 100, Голубой	471919	Пакет из 10
16 x 75, Голубой	471920	Пакет из 10
16 x 100, Голубой	471921	Пакет из 10
13 x 100, Коричневый	471922	Пакет из 10
13 x 100, Зеленый	471923	Пакет из 10
13 x 100, Пурпурный	471924	Пакет из 10
13 x 100, Серый	473491	Пакет из 10
16 x 100, Серый	473492	Пакет из 10
Держатели штатива проб	B06330	1 коробка, 4 штук
Комплект идентификационных этикеток штатива с пробами	386180	50 этикеток для каждого типа контейнера
Этикетки штатива со штрих-кодами		
Этикетки 1-500	471891	1
Этикетки 501-999	471892	1
Контейнеры для твердых отходов, UniCel DxI	973157	1 коробка, 20 штук
Субстрат	81906	4 @ 130 mL
Аппликаторы для очистки, полиэфирная щетка	104838	100
Аппликаторы для очистки, полиэфирное волокно	81910	6 @ 4,0 mL
Wash Buffer II (Промывочный буфер), UniCel DxI	A16793	1 @ 10 литров

* Предмет также является компонентом технического комплекта UniCel DxI (Категория № A34821).

† Предмет, номер которого в каталоге заканчивается на букву, может подвергаться периодическому пересмотру. Если у Вас возникли трудности при заказе данного изделия, обратитесь к соответствующему представителю Beckman Coulter для проверки последних изменений.

© 2019 Beckman Coulter, Inc.

C38331-AB
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru