Побочные эффекты: Артериальная гипотензия, тошнота, рвота, мышечные судороги, головокружение, головная боль, потеря сознания.

Примечание: кислотный и основной концентраты для бикарбонатного гемодиализа следует разводить непосредственно перед употреблением водой надлежащего качества для гемодиализа. Не используйте, если упаковка повреждена. Используйте только прозрачные растворы. Остаток утилизировать. Всегда проверяйте состав готового к употреблению гемодиализного раствора.

Учтите, что в дополнение к компоненту бикарбоната в готовом к использованию растворе гемодиализа, ацетат (CH_3COO^-) также вносит свой вклад в общий буфер, так как он метаболизируется в организме пациента в бикарбонат (HCO_3^-). Рекомендуется регулярный мониторинг уровня бикарбоната в крови пациентов. Гиперкалиемия может произойти при использовании концентратов для гемодиализа с концентрацией K^+ в диализной жидкости готовой к использованию 4 ммоль / л или выше, гипокалиемия может развиться при гемодиализе концентратов получая концентрации K^+ ниже, чем 3 ммоль / л при использовании готового к диализу жидкости.

Необходим специальный мониторинг при использовании вариантов свободного Ca^{++}.

Для процедуры гемодиафильтрации (процедуры FRESENIUS ONLINE HDF), особое внимание должно быть уделено качеству воды для того, чтобы обеспечить выполнение требований действующих норм и / или Европейской Фармакопеи для растворов для гемодиафильтрации

Условия хранения: До использования хранить плотно запечатанным.

Меры предосторожности: Избегать попадания на кожу и в глаза. После контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды. После контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, если это необходимо. Используйте много воды, чтобы вымыть пол и все предметы, загрязненные этим концентратом. Используйте защитные перчатки при работе с различными концентратом.

Спецификация данных по безопасности предоставляется по запросу.

Производимость готового к использованию раствора для гемодиализа.

Апирогенно

Соболевский Г.Л.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru