ENDOMETHASONE N
Цемент для пломбирования корневых каналов.

СОСТАВ

Гидрокортизона ацетат	1,0 г
Тимола йодид, бария сульфат, цинка оксид, магния стеарат	100,00 г

СВОЙСТВА
Для качественной обтурации корневых каналов пасты для пломбирования должны не рассасываться после отверждения и не подвергаться усадке в течение нескольких лет.
Эти пасты должны быть рентгеноконтрастными и легко вводиться в каналы.
Порошок ENDOMETHASONE N обладает всеми перечисленными качествами.
Кроме того, этот медицинский продукт дополнительно обладает противовоспалительной активностью благодаря наличию гидрокортизона ацетата.

ДЕЙСТВИЕ
Цемент для пломбирования корневых каналов, который может способствовать уменьшению послеоперационной боли после эндодонтического лечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность к гидрокортизона ацетату или любому другому компоненту препарата.

ПОКАЗАНИЯ
Постоянное пломбирование и герметизация корневых каналов постоянных зубов при стоматологических процедурах с систематическим введением гуттаперчевых штифтов.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Риск аллергии на любой из компонентов, особенно в случае контакта с дёснами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подлежащий лечению зуб должен быть хорошо изолирован (с помощью ватных валиков или коффердама).
После тщательной обработки канала, его дезинфекции с помощью антисептического раствора, промывания и высушивания бумажными штифтами подготовить пасту, постепенно добавляя порошок к жидкости (эвгенол или ENDOMETHASONE Liquid) в соотношении 2 ложки порошка на 3-6 капель жидкости, пока паста не приобретет консистенцию, необходимую для проведения избранной методики пломбирования:

- с использованием каналонаполнителя (одноконусная обтурация)
- и/или с покрытием пастой гуттаперчевых штифтов (латеральная или вертикальная конденсация).

Затем ввести один либо несколько гуттаперчевых штифтов, предварительно адаптированных к форме и размеру канала.
Сделать рентгенографию, чтобы убедиться, что корневые каналы тщательно запломбированы.
Плотно закрывать флакон после каждого использования.

Для информации:
Для флакона емкостью 14 г расчетное максимальное количество доз в две полные ложки составляет 33.
Для флакона емкостью 42 г расчетное максимальных количество доз в две полные ложки составляет 99.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Неиспользованные остатки пасты следует утилизировать.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Не применять вместе с композитными материалами, так как смеси на основе эвгенола ингибируют их полимеризацию.

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Как и при использовании любого другого материала для пломбирования корневых каналов, канал пломбируется, только если он предварительно тщательно подготовлен, очищен и дезинфицирован.
Определить рабочую длину каналов перед пломбированием, чтобы избежать выведения пасты за пределы верхушки корня зуба, поскольку паста практически не рассасываема.
Рекомендуется не превышать расстояние 2 мм от верхушки корня зуба.
Из-за электростатики ENDOMETHASONE N, как и все порошки, имеет тенденцию к агломерации во флаконе. Однако емкость, указанная на этикетке, соответствует взвешенному содержимому. Поэтому нобходимо встряхнуть флакон перед использованием, чтобы разрыхлить порошок.
Ложка предоставляется исключительно для использования с данным продуктом. Не использовать повторно после опорожнения флакона. Перед использованием следует убедиться в надлежащем гигиеническом состоянии ложки в соответствии со стоматологическими нормами.
Опасно (содержит йодид тимола).
Не допускать проглатывания.
Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.
Очень токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.
Следует обратиться к паспорту безопасности продукта (предоставляется по запросу).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Не хранить при температуре выше 25°C и защищать от влаги.

СРОК ХРАНЕНИЯ
36 месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКА
Флакон 14 г порошка + 1 ложка.
Флакон 42 г порошка + 1 ложка.

КОМПАНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ
ЗАО «БЕЛМЕДПОСТАВКА»
225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Поперечная, д. 36
Тел.: +375165 68-09-68 Email: mail@medt.by

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
SEPTODONT, Франция
58, Rue du pont de Créteil; 94107 Saint Maur des Fossés Cedex, Франция

Номер партии (

) и срок годности () указаны на упаковке

Только для профессионального применения в стоматологии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru