***ENDOMETHASONE LIQUIDE***
Жидкость для замешивания порошка ENDOMETHASONE.

**СОСТАВ**
Эвгенол, масло мяты перечной, содержащее (E)-анетол, дипентен.

**СВОЙСТВА**
Компонент, необходимый для получения эвгенатного цемента.

**ДЕЙСТВИЕ**
Эвгенол в составе ENDOMETHASONE LIQUIDE реагирует с оксидом цинка порошка ENDOMETHASONE с образованием эвгенатного цемента.

**ПОКАЗАНИЯ**
Жидкость для замешивания порошка ENDOMETHASONE с целью подготовки цемента для постоянного пломбирования корневых каналов.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**
Повышенная чувствительность к одному из компонентов.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**
Риск аллергии на любой из компонентов, особенно в случае контакта с дёснами.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
Приготовить пасту для пломбирования корневых каналов непосредственно перед манипуляцией, следуя инструкциям по применению соответствующего порошка ENDOMETHASONE.

После использования плотно закрыть флакон.

Заполнить корневые каналы с помощью каналонаполнителя и ввести в пасту один или несколько штифтов после его/их адаптации к форме канала.

Сделать рентгенографию, чтобы убедиться, что корневые каналы тщательно запломбированы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**
Не использовать в сочетании с композитными материалами, так как препараты на основе эвгенола ингибируют их полимеризацию.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**
Запломбировать канал можно, только если он был предварительно препарирован, очищен и высушен.
Определить необходимую рабочую длину корневого канала перед пломбированием для того, чтобы предотвратить любое апикальное смещение и обеспечить надлежащее пломбирование.

Предупреждение
Содержит эвгенол, (E)-анетол, дипентен.
Вызывает серьёзное раздражение глаз.
При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством пресной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
Не разводить.
Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.
Следует обратиться к паспорту безопасности продукта (предоставляется по запросу).

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**
Не хранить при температуре выше 25 °C.

**СРОК ХРАНЕНИЯ**
36 месяцев.

**ФОРМА ВЫПУСКА**
Флакон 10 мл.

Для информации:
Содержание флакона объемом 10 мл рассчитано максимум на 110 использований.

**КОМПАНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ**
ЗАО «БЕЛМЕДПОСТАВКА»
225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Поперечная, д. 36
Тел.: +375165 68-09-68 Email: mail@medt.by

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**
SEPTODONT, Франция
58, Rue du pont de Créteil; 94107 Saint Maur des Fossés Cedex, Франция

Номер партии (

) и срок годности () указаны на упаковке

***Только для профессионального применения в стоматологии***

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru