SEPTOJECT
Стерильные силиконизированные стоматологические иглы с отметкой среза.
SEPTOJECT XL
Стерильные силиконизированные стоматологические иглы с отметкой среза – Иглы с большим внутренним диаметром.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• Непосредственно перед использованием удалить гарантирующую стерильность пломбу, повернув обе части защитной оболочки в противоположных направлениях.
• Навинтить снабженную резьбой иглу на конус шприца с резьбой.
• Снять пластиковый колпачок непосредственно перед инъекцией. Он может быть использован повторно при отсоединении иглы от шприца во избежание травмирования.
• Утилизировать использованную иглу в специальном, устойчивом к проколам контейнере в соответствии с действующими нормативами по утилизации медицинских отходов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не надевать колпачок на использованную иглу вручную без использования защитных средств. Использовать только утверждённые процедуры при надевании колпачка на использованную иглу. Надевание колпачка на использованную иглу вручную или надевание колпачка на согнутые или поломанные иглы может привести к случайному травмированию иглой.
• Не сгибать, не ломать и не подвергать иглу чрезмерному давлению иным способом, так как это может привести к серьёзным травмам у Вас и/или Вашего пациента.
• Не присоединять иглу к конусу шприца во время инъекций, так как это может привести к поломке и застреванию иглы в тканях ротовой полости пациента, что может вызвать тяжелое хроническое повреждение. Не использовать короткие иглы (< 30 мм), если ожидаемая глубина мягких тканей приблизительно равна длине иглы.
• Избегать чрезмерного давления на иглу и лишних движений иглой во время инъекции, так как это может привести к её поломке, что может повлечь за собой серьёзную травму у Вас и/или Вашего пациента.
• Перемещая иглу, проявлять особенную бдительность при работе с пациентом, который очевидно испытывает тревогу.
• Для Septoject XL: избегать слишком быстрой инъекции и/или чрезмерного давления, поскольку это может привести к усилению боли у пациента во время инъекции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• Хранить в оригинальной упаковке до применения.
• Прочитать Инструкцию по применению, прилагаемую к устройству для инъекций.
• Если пломба повреждена, игла НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕРИЛЬНОЙ и её НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
• Только для одноразового применения: это устройство предназначено для применения одному пациенту. Любое повторное использование подвергает других пациентов и пользователя существенным рискам, в том числе инфекции и травме, поскольку игла уже не является стерильной и повышена вероятность её поломки.
• Если требуется несколько инъекций, заменить иглу для каждого картриджа, чтобы свести к минимуму риск повреждения острия иглы.

1 пациент / 1 картридж / 1 игла

• Совет при первом использовании игл Septoject XL: поскольку иглы XL имеют больший просвет (отверстие), чем другие иглы, следует стабилизировать мягкие ткани до инъекции, чтобы уменьшить риск отклонения иглы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Не хранить при температуре выше 30 °С и защищать от влаги.

СРОК ХРАНЕНИЯ
60 месяцев.

ФОРМА ВЫПУСКА
100 двусторонних одноразовых стоматологических игл, не подлежащих повторной стерилизации.

SEPTOJECT

Виды игл	Диаметр х длина в мм	Диаметр в Гейджах (Ga)	Тип инъекции
Сверхкороткая	0,3 х 08 мм	30 Ga	Интралигаментарная
Сверхкороткая	0,3 х10 мм	30 Ga	Интралигаментарная
Сверхкороткий	0,3 х 12 мм	30 Ga	Интралигаментарная
Короткая	0,3 х 16 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 21 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 23 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 25 мм	30 Ga	Перикапикальная
Сверхкороткий	0,4 х 08 мм	27 Ga	Интрасептальная
Сверхкороткий	0,4 х 12 мм	27 Ga	Интрасептальная
Короткая	0,4 х 16 мм	27 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,4 х 21 мм	27 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,4 х 23 мм	27 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,4 х 25 мм	27 Ga	Перикапикальная
Длинная	0,4 х 35 мм	27 Ga	Проводниковая анестезия
Длинная	0,4 х 42 мм	27 Ga	Проводниковая анестезия
Сверхкороткая	0,5 х 08 мм	25 Ga	Интрасептальная
Короткая	0,5 х 25 мм	25 Ga	Перикапикальная
Длинная	0,5 х 35 мм	25 Ga	Проводниковая анестезия
Длинная	0,5 х 42 мм	25 Ga	Проводниковая анестезия

SEPTOJECT XL

Виды игл	Диаметр х длина в мм	Диаметр в Гейджах (Ga)	Тип инъекции
Сверхкороткая	0,3 х 10 мм	30 Ga	Интралигаментарная
Сверхкороткая	0,3 х 12 мм	30 Ga	Интралигаментарная
Короткая	0,3 х 16 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 21 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 23 мм	30 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,3 х 25 мм	30 Ga	Перикапикальная
Сверхкороткая	0,4 х 08 мм	27 Ga	Интрасептальная
Короткая	0,4 х 16 мм	27 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,4 х 21 мм	27 Ga	Перикапикальная
Короткая	0,4 х 25 мм	27 Ga	Перикапикальная
Длинная	0,4 х 35 мм	27 Ga	Проводниковая анестезия
Длинная	0,4 х 42 мм	27 Ga	Проводниковая анестезия

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КОМПАНИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ
ЗАО «БЕЛМЕДПОСТАВКА»
225730, Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Поперечная, д. 36
Тел.: +375165 68-09-68 Email: mail@medt.by

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
SEPTODONT, Франция
58, Rue du pont de Créteil; 94107 Saint Maur des Fossés Cedex, Франция

Производственная площадка
SOFIC, Франция
3, Rue Jean-Jacques Rousseau B.P. 282 AUSSILLON 81207 MAZAMET Cédex, Франция

Номер партии (

) и срок годности () указаны на упаковке

СТЕРИЛЬНО. Стерилизовано облучением.

Только для профессионального применения в стоматологии

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru