РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Гродненский филиал
230003, г. Гродно, ул. Белуша 47А
Телефоны для справок: 62-42-91; 62-43-00
E-mail: bpovcgrodno@mail.ru

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за изделиями обувными ортопедическими

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации изделий обувных ортопедических и уходу за ними.

1. При примерке изделие не должно причинять Вам каких –либо неудобств, стопа не должна быть сжата.
2. Мытье изделий любого вида исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность изделия мягкой влажной тряпкой. При чем не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала изделия.
3. Не сушите изделие на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрое изделие нужно сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставить специальные приспособления для поддержания формы.
4. Избегайте соприкосновения с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами.

Если Вы заметили неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации изделия, а также сменные детали (шнурки и прочее) гарантия не распространяется.

Гарантийный срок носки - 50 дней со дня выдачи изделия.

Регистрационное удостоверение
РУ № ИМ-7.5431/1503 от 16.03.2015 г..

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru