Барановичский филиал РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
По вопросам качества обращаться по тел. (0163) 648252
E-mail: prort@brest.by

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за вкладным ортопедическим башмачком ИОО-09

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации изделия и уходу за ним.

Г.1 При примерке изделие не должно причинять Вам каких-либо неудобств. Стопа не должна быть сжата.

Г.2 Мытье изделия исключается. В случае загрязнения необходимо очистить поверхность изделия мягкой влажной тряпкой, при чем не стоит сильно тереть, так как может быть испорчена внешняя поверхность материала изделия.

Г.3 Не сушите изделие на нагревательных приборах, возле огня или на солнце. Мокрое изделие нужно сушить при комнатной температуре, набив бумагой или вставив специальные приспособления для поддержания формы.

Г.4 Избегайте соприкосновения изделия с солями, щелочами, кислотами и другими химическими веществами.

Если Вы заметили неровности в окраске или структуре материалов, помните, что неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной кожи.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации изделия, а также на сменные детали (шнурки и прочее) гарантия не распространяется.

Гарантийный срок эксплуатации – 50 дней с момента получения изделия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru