Барановичский филиал РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
По вопросам качества обращаться по тел. (0163) 648252
E-mail: prort@brest.by

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за рукавицами ортопедическими

1. Рукавицы ортопедические предназначены для лиц с протезами верхних конечностей или деформированными кистями рук, если обычными перчатками человек пользоваться не может.

2. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать рукавицы влажной, а затем сухой тряпкой;
- сушить рукавицы следует при температуре (20±5)℃ вдали от отопительных приборов;
- запрещается мыть рукавицы в воде.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru