1 НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» предназначен для применения в качестве местного гемостатического средства при состояниях, связанных с кровотечениями: для остановки кровотечения из локальных поверхностных ран кожи и подкожной клетчатки, носовых и других кровотечениях.

2 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» оказывает быстрое местное гемостатическое действие, наступающее после нанесения непосредственно на раневую поверхность в течение 7-22 секунд. Обеспечивает формирование и организацию кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности. Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» обладает антисептическим и противоотечным действием.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» входят:

– 1 флакон по 10 мл с раствором гемостатическим «АЛЮФЕР-БЕЛ» и инструкция по применению;

или

– 4 флакона по 10 мл с раствором гемостатическим «АЛЮФЕР-БЕЛ» и инструкция по применению;

или

– 10 флаконов по 10 мл с раствором гемостатическим «АЛЮФЕР-БЕЛ» и инструкция по применению.

4 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» применяют только местно. Недопустимо попадание активных веществ раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» в системный кровоток.

Для остановки кровотечений из локальных поверхностных ран кожи и подкожной клетчатки, носовых и других кровотечений: салфетку медицинскую марлевую, увлажненную раствором гемостатическим «АЛЮФЕР-БЕЛ» прикладывают к кровоточащей поверхности и слегка прижимают. Время экспозиции необходимой для достижения полного гемостаза составляет 10-15 секунд. При необходимости ее можно довести до 30 секунд.

Если площадь кровотечения из локальных поверхностных ран кожи и подкожной клетчатки более обширная, то раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» необходимо разводить раствором натрия хлорида изотоническим 0,9 % в соотношении 1:2.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При неоднократном применении раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» (при обработке повреждений кожи) возможно временное окрашивание кожи в желто-коричневый цвет, которое исчезает после прекращения применения раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ».

6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» на слизистую поверхность глаз.

7 СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» – 2 года от даты его изготовления.

8 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования раствора гемостатического «АЛЮФЕР-БЕЛ» должны соответствовать условиям его хранения.

Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Раствор гемостатический «АЛЮФЕР-БЕЛ» должен храниться при температуре от плюс 15 °С до плюс 35 °С в сухом, защищенном от света месте в течение всего срока годности.

9 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий)

220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, 160

УНП 190572781, ОКПО 37652513

Тел. (8-017) 289-01-06; факс: (8-017) 289-87-45; тел.: 289-88-18; 335-34-01;

e-mail: rnpc@blood.by; http://blood.by/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru