Инструкция по применению изделия медицинского назначения

НАРИВЕНТ, спрей назальный противотечный

Показания к применению:
НАРИВЕНТ – изделие медицинского назначения с осмотическим действием, противоотечным и флоголитическим (таргетным противовоспалительным) эффектом.
НАРИВЕНТ показан для:
- снятия назальной обструкции, что вызвана гипертрофией носовых раковин и специфическим (аллергическим) или неспецифическим вазомоторным ринитом,
- лечения отека, связанного с острыми и хроническими риносинуситами и аденоидитами,
- лечения и профилактики послеоперационного рецидива носовых полипов,
- до- и после операционного лечения патологий носа и околоносовых пазух.

Состав:
Маннитол, глицерин, дикалия глицирризинат, сополимер PEG / PPG, EDTA динатриевая соль, N-гидроксиметилглицинат натрия, полисорбат 20, калия сорбат, натрия гидроксид, вода очищенная, натуральные ароматизаторы.

Способ применения:
Снимите защитный колпачок. Положите большой палец на основание бутылки, указательным и средним пальцем нажмите на клапаны дозатора и затем отпустите их.
Операцию следует повторить до появления спрея.
Слегка наклоните голову вперед и впрыскивайте спрей в ноздрю, не вдыхая его во время впрыскивания.
При проведении дохирургической терапии изделие медицинского назначения показано пациенту лишь при отсутствии гиперчувствительности или непереносимости продукта.

<u>Взрослым и детям</u> рекомендовано по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 2 раза в день, или по назначению врача.

Побочные эффекты:
Нет данных о побочных эффектах, связанных с использованием изделия медицинского назначения.

Предостережения:
- Продукт может вызвать временное легкое ощущение зуда в носу и легкого чихания во время первого применения.
- Специфический механизм действия изделия медицинского назначения НАРИВЕНТ спрей может вызвать временную переходную осмотическую ринорею после его применения.
- В случае применения на дооперационном этапе следует установить отсутствие у пациента гиперчувствительности или непереносимости к изделию медицинского назначения.
-Не использовать при наличии гиперчувствительности к любому компоненту изделия медицинского назначения.
- В случае появления побочных реакций, использование изделия медицинского назначения следует прекратить и обратиться к врачу.
- Не допускать попадания в глаза.
- Следует плотно закрывать контейнер после применения изделия медицинского назначения.
- Не использовать изделие медицинского назначения после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Держать подальше от источников тепла, а также в недоступном для детей месте.
- Изделие медицинского назначения предназначено для индивидуального использования.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Не проглатывать.
- Не выбрасывать контейнер после его использования в окружающую среду (во избежание загрязнения окружающей среды).
- Хранить при температуре не выше + 30°С.

Срок годности: см. на упаковке.

Организация-производитель:
«DMG Italia S.r.l.»,
Производственная площадка: «Italdevice S.r.l.», Виа Лаурентина, км. 26,700 – 00071 Помеция, Рим, Италия. www.dmgit.com

Уполномоченный представитель:
УП «МедФармИнвест»
Место нахождения Предприятия: 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с\с, 50/1-1, район д. Дубовляны.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru