Утверждаю
Указ 400

Инструкция по эксплуатации

Респираторы медицинские фильтрующие серии «АкулА» по ТУ BY 812006536.004-2020 в следующих исполнениях: «АкулА-01», «АкулА-02», «АкулА-03», «АкулА-04», «АкулА-05», «АкулА-06» и «АкулА-07» ТР ТС 019/2011

Респираторы медицинские фильтрующие серии «АкулА», в следующих исполнениях: «АкулА-01», «АкулА-02», «АкулА-03», «АкулА-04», «АкулА-05», «АкулА-06» и «АкулА-07» с клапаном выдоха или без клапана выдоха, разного типа и класса защиты, предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, в том числе от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и могут использоваться как средство индивидуальной защиты в органах здравоохранения.

Область применения

Респираторы являются изделиями для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), в т.ч. микробиологических.

Класс защиты респираторов фильтрующих в соответствии с таблицей:

Наименование	Класс защиты	Назначение
«АкулА-01»	FFP 1 NR D	Фильтрующий респиратор, без клапана. Для повседневного применения персоналом и посетителям лечебных учреждений
«АкулА-02»	FFP 2 NR D	Фильтрующий респиратор, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий
«АкулА-03»	FFP 3 NR D	Фильтрующий респиратор, без клапана выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)
«АкулА-04»	FFP 2 NR D	Фильтрующий респиратор, с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий
«АкулА-05»	FFP 3 NR D	Фильтрующий респиратор, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)
«АкулА-06»	FFP 3 NR D	Фильтрующий респиратор, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
«АкулА-07»	FFP 3 NR D	Фильтрующий респиратор, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.
- респираторы являются одноразовыми изделиями и не подлежат повторному применению.

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты полумаски снижается.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть на наличие дефектов. Достать чистую полумаску из упаковки и расположить ее параллельно своему лицу (всегда необходимо держать полумаску за резинки). Респиратор имеет верх там, где есть металлическая или пластиковая полоска. Надеть респиратор необходимо так, чтобы он закрывал нос, рот и подбородок. Обязательно респиратор должен плотно прилегать к переносице, для этого металлическую полоску сверху необходимо придавить пальцами к носу, расправить складки.
Сохранение защитных свойств материала респиратора гарантируется до 8 часов работы.
Респиратор подлежит замене после его использования, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

Правила, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30°С до +70°С и относительной влажностью до 80%.
В случае неоднократного применения полумаски хранить в чистой зоне, в гигиенической упаковке из гигроскопичного материала, исключающей загрязнение внутренней стороны респиратора.
Гарантийный срок хранения -не более 48 месяцев при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончания срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респиратора осуществляется всеми видами транспорта, в защищенном от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Требования к утилизации

При применении респираторов для защиты от возбудителей воздушно-капельных инфекций отработанные респираторы утилизируются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Респираторы медицинские фильтрующие серии «АкулА» по ТУ BY 812006536.004-2020 в следующих исполнениях «АкулА-01», «АкулА-02», «АкулА-03», «АкулА-04», «АкулА-05», «АкулА-06», «АкулА-07» соответствуют ТР ТС 019/2011.
Изготовитель – ООО»Китгрупп»
УНП 812006536
222210, Республика Беларусь, Минская обл.,
Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень»
e-mail: kitgroup.by@gmail.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru