3M™ Medipore™ + Pad

Повязка адгезивная для закрытия ран Medipore + Pad

RU

Гипоаллергенная

Описание:

Адгезивная повязка для ран 3М™ Медипор™ + Пад состоит из неклейкой впитывающей прокладки, укрепленной на мягкой нетканной основе большего размера, по периметру которой нанесен гипоаллергенный водостойкий клей. Раневая повязка гипоаллергенна и стерильна.

Назначение:

Повязка адгезивная для закрытия ран 3М Медипор + Пад, обладающая механическими барьерными свойствами, имеющая впитывающую прокладку, для перевязки острых ран, таких как порезы, ожоги, ссадины, а также области установки внутривенных катетеров и послеоперационных ран.

Этот продукт не предназначен для использования иначе, чем описано в назначении.

Предупреждения:

1) Адгезивная повязка для ран 3М Медипор + Пад не предназначена для замены хирургических швов или первичных методов закрытия ран.
2) Адгезивная повязка для ран должна быть заменена в случае нарушения адгезии или проникновения экссудата за пределы основы перевязочного материала.
3) Необходимо часто осматривать рану на предмет возникновения инфекции.

Если наблюдаются признаки инфекции (что может проявляться в виде лихорадки, боли, покраснения, отечности, или появления необычного запаха или выделений), необходимо удалить повязку и произвести стандартные профилактические мероприятия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Предостережения:

1) Перед наложением повязки на место введения катетера или рану необходимо осуществить гемостаз.
2) Кожа должна быть сухая и свободная от остатков детергента для достижения хорошей адгезии.
3) Может возникнуть механическая травма кожи, если используется натяжение.
4) Использовать с осторожностью в тех местах, где имеется высокая подвижность или возможность отека, так как могут возникнуть кожные реакции.
5) Повторная стерилизация изделия запрещена.
6) Повторное использование продукции запрещено.

Инструкция по применению:

Подготовка: В соответствии со стандартным протоколом подготовьте место для введения катетера или область раны. Для наилучшей адгезии в некоторых случаях следует удалить волосяной покров при помощи специальной машинки. Влажное бритье не рекомендуется. Применять на чистую, сухую область. Для достижения наилучших результатов повязка должна быть достаточного размера, чтобы края повязки накладывались на сухую здоровую кожу вокруг места раны.

1. Откройте упаковку и достаньте повязку.
2. Удалите бумажную подкладку от повязки и освободите липкую поверхность.
3. Поместите повязку над поверхностью раны или местом введения катетера и нанесите повязку. Для избежания натяжения кожи, согните сустав перед нанесением.
4. Прижмите края повязки. Закрепите тщательно место введения катетера или краев раны. Тщательно прижмите край адгезивной области к коже.
5. Регулярно проверяйте натяжение повязки в особенности, если имеется риск возникновения отека.
6. Необходимо сменить повязку, если экссудат проникает через основу повязки.
7. Для удаления повязки аккуратно возьмите за край и мягко удалите повязку с кожи в направлении роста волос.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранение и срок годности:

Для достижения наилучшего результата храните адгезивные повязки для ран Медипор + Пад при нормальной комнатной температуре. Избегайте воздействия избыточного тепла и влажности. Для обозначения срока годности обращайтесь к дате истечения срока годности указанной на каждой упаковке.

Поставка и информация для заказа:

Поставляется в коробках с индивидуально упакованными стерильными повязками. Повязка стерильна, если не открыта и не повреждена.

Дата последнего пересмотра инструкции по применению 2020-04

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru