3M™ I.V. Dressing

Гипоаллергенная

RU

Описание:
Наклейка для фиксации канюль 3M I.V. Dressing состоит из маленькой абсорбирующей прокладки, прикрепленной к мягкой тканевой основе с не содержащим латекс, водостойким гипоаллергенным адгезивом. Наклейка имеет вырез для лучшей фиксации внутривенных канюль и других приспособлений. Наклейка воздухопроницаема и повторяет рельеф тела. Выпускается в стерильном виде.

Назначение:
Наклейка для фиксации канюль 3M I.V. Dressing может применяться для защиты мест катетеризации и фиксации медицинских приспособлений на коже. Обычное применение включает:

- Внутривенные канюли
- Другие внутрисосудистые катетеры и чрезкожные приспособления

Данный продукт не предназначен для использования в иных целях, кроме перечисленных.

Внимание:
1. Наклейка для фиксации канюль 3M I.V. Dressing не предназначена для аппликации на инфицированные участки.
2. Следует сменить наклейку в случае ухудшения адгезии или просачивания крови или экссудата через мягкую тканевую основу.
3. Не подлежит использованию свыше 30 дней.

Предупреждение:
1. Не следует применять наклейку в условиях неполного гемостаза.
2. Аппликация наклейки с натяжением может привести к механической травме кожи.
3. Во избежание раздражения и для обеспечения хорошей адгезии кожа должна быть сухой и на ее поверхности не должно быть следов моющих средств.
4. Наклейка для фиксации канюль 3M I.V. Dressing не подлежит повторной стерилизации.
5. Повторное использование продукции запрещено.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению:

Подготовка места катетеризации:

1. Подготовить место катетеризации в соответствии с принятым в учреждении протоколом.
2. Стрижка волос в месте катетеризации может улучшить адгезию наклейки. Бритье не рекомендуется.
3. Во избежание раздражения и для обеспечения хорошей адгезии кожа должна высохнуть после применения дезинфектантов.

Аппликация:

1. После введения канюли вскрыть упаковку и извлечь стерильную наклейку.
2. Поместить свободную стерильную прокладку под канюлю для предупреждения раздражения кожи.
3. Освободить адгезивную поверхность и прокладку, сняв лайнер с лицевой стороны наклейки.
4. Расположить наклейку так, чтобы прокладка покрывала место вкола, а вырез аккуратно облегал порт канюли. Прижать для лучшей адгезии. Удалить оставшуюся часть лайнера и освободить адгезивный слой на ушках наклейки.
5. Скрестить ушки наклейки под канюлей, чтобы получилось плотное кольцо, прижать для лучшей адгезии.
6. Прижать края выреза и разгладить наклейку от центра к краям, плотно прижимая к коже для лучшей адгезии.

Уход за местом катетеризации:

1. Место катетеризации подлежит ежедневному контролю на предмет инфицирования или иных осложнений. При подозрении на инфекцию удалить наклейку, провести прямое обследование места катетеризации и определить дальнейшую тактику.
2. Менять наклейку в соответствии с принятым протоколом или при ухудшении адгезии, а также при загрязнении.

Удаление: Для предотвращения травматизации кожи и смещения катетера следует придерживать кожу и катетер при снятии наклейки.

1. Отделить ушки наклейки и осторожно отклеить от кожи, придерживая канюлю.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранение и срок годности:
Рекомендуется хранить наклейки для фиксации канюль 3M I.V. Dressing при комнатной температуре. Избегать избыточного тепла и влажности. Дата окончания срока годности указана на каждой упаковке.

Форма выпуска и информация для заказа:
Выпускается в индивидуальных стерильных упаковках, расфасованных в коробки. Наклейка стерильна до вскрытия или повреждения упаковки.

Размер	**Артикул №**	**Шт./** кор.
5,1 cm x 7,6 cm (2 in x 3 in)	3522	50
6,0 cm x 8,0 cm (2 1/4 in x 3 1/4 in)	3523	50

С вопросами и пожеланиями обращаться к местному дилеру 3M.
Дата последнего пересмотра инструкции по применению 2020-05

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru