Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Инструкция по применению

Компрессионное устройство I для радиальной артерии

Стерильное, одноразовое

Модификация (Кат. №): PB04A, PB04B

Описание

Компрессионное устройство I для радиальной артерии состоит из датчика давления Velcro, порта для нагнетания воздуха, шприца (при необходимости) и фиксирующего ремня (повязки), коннектора Luer-lock (Луер-Лок). Компрессионное устройство I для радиальной артерии изготавливается из PVC (ПВХ), PC (поликарбоната) и силикона. Компрессионное устройство I для радиальной артерии используется для достижения гемостаза радиальной артерии после процедуры трансрадиального доступа. Устройство с функцией визуального контроля и точно регулируемого уровня компрессии позволяет поддерживать радиальную артерию в раскрытом состоянии на момент гемостаза в месте пункции, что позволяет предотвратить последующую окклюзию радиальной артерии.

Селективная компрессия радиальной артерии для обеспечения обратного тока крови.

Прозрачная конструкция, позволяющая осуществлять визуальный контроль над местом пункции.

Точный уровень компрессии радиальной артерии для сохранения свободной проходимости без повреждения нервных волокон.

Двойной баллон повышает точное сжатие радиальной артерии.

Стандартный коннектор «Луер-Лок».

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Инструкция по применению

- Осмотреть герметичность упаковки;
- Открыть пакет, извлечь устройство;
- Совместить центр пластины устройства над точкой прокола и закрепить при помощи фиксирующего ремня (повязка);
- Обратите внимание, кровоточит ли пункция, если это происходит, оператор должен надуть фиксирующий ремень шприцом через порт для нагнетания воздуха;
- Ввести 13мл~18мл воздуха в фиксирующий ремень в зависимости от состояния пациента, через 4 часа оператор должен снижать среднее давление каждые два часа. Весь процесс снижения давления займет – 8 часов, а весь процесс остановки кровотечения займет – 12 часов.
- После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

Меры предосторожности

- Компрессионное устройство I для радиальной артерии стерилизовано EO (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Компрессионное устройство I для радиальной артерии предназначено для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- Оператор должен следить за тем, как работает компрессионное устройство I для радиальной артерии,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

например, является ли фиксирующий ремень стабильным, есть ли кровотечение на месте прокола и гематома, хорошо ли бьется артерия, цвет кожи и температура в норме и так далее. При выявлении каких-либо отклонений необходимо отрегулировать давление или принять другие меры;

- Срок годности составляет 3 года. Компрессионное устройство I для радиальной артерии, не должен использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель	STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
LOT	Код партии	REF	Номер по каталогу

CE 0123 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]
Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.
ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Инструкция по применению

Компрессионное устройство II для радиальной артерии

Стерильное, одноразовое

Модификации (Кат. №): PB01, PB02, PB03, PB01A, PB02A, PB03A

Описание

Компрессионное устройство II для радиальной артерии состоит из датчика давления Velcro, **с индикатором давления**, порта для нагнетания воздуха, шприца (при необходимости) и фиксирующего ремня (повязки), коннектора Luer-Lock (Луер-Лок). Компрессионное устройство II для радиальной артерии изготавливается из PVC (ПВХ), PC (поликарбоната) и силикона. Компрессионное устройство II для радиальной артерии предназначено для достижения гемостаза радиальной артерии после процедуры трансрадиального доступа. Устройство с функцией визуального контроля и точно регулируемого уровня компрессии позволяет поддерживать радиальную артерию в раскрытом состоянии на момент гемостаза места пункции, что позволяет предотвратить последующую окклюзию радиальной артерии.

Селективная компрессия радиальной артерии для обеспечения обратного тока крови.

Прозрачная конструкция, позволяющая осуществлять визуальный контроль над местом пункции.

Точный уровень компрессии радиальной артерии для сохранения свободной проходимости без повреждения нервных волокон.

Индикатор давления.

Силиконовая изогнутая поверхность пластины, для большего удобства для пациента.

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Инструкция по применению

- Осмотреть герметичность упаковки;
- Открыть пакет, извлечь устройство;
- Совместить центр пластины устройства над точкой прокола и закрепить при помощи фиксирующего ремня (повязка);
- Обратите внимание, кровоточит ли пункция, если это происходит, оператор должен надуть фиксирующий ремень шприцом через порт для нагнетания воздуха;
- Ввести 13мл~18мл воздуха в фиксирующий ремень в зависимости от состояния пациента, через 4 часа оператор должен снижать среднее давление каждые два часа. Весь процесс снижения давления займет – 8 часов, а весь процесс остановки кровотечения займет – 12 часов.
- После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

Меры предосторожности

- Компрессионное устройство II для радиальной артерии стерилизовано EO (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Компрессионное устройство II для радиальной артерии предназначено для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- Оператор должен следить за тем, как работает компрессионное устройство II для радиальной артерии,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

например, является ли фиксирующий ремень стабильным, есть ли кровотечение на месте прокола и гематома, хорошо ли бьется артерия, цвет кожи и температура в норме и так далее. При выявлении каких-либо отклонений необходимо отрегулировать давление или принять другие меры;

- Срок годности составляет 3 года. Компрессионное устройство II для радиальной артерии не должно использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель	STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
LOT	Код партии	REF	Номер по каталогу

CE 0123 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]
Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.
ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Инструкция по применению

Компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия)

Стерильное, одноразовое

Модификация (Кат. №): FPB01

Описание

Компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия) состоит из датчика давления Velcro, порта для нагнетания воздуха, шприца (при необходимости) и фиксирующей повязки, коннектора Luer-Lock (Луер-Лок). Компрессионное устройство изготавливается из термопластичного полиуретана (TPU) нержавеющей стали (SUS 304) полипропиленового (PP) нетканого клеящегося материала, PC (поликарбоната) и силикона. Компрессионное устройство применяется для достижения гемостаза бедренной артерии после процедуры трансрадиального доступа (компрессионного закрытого гемостаза точки артериальной пункции после операционного вмешательства в бедренную артерию).

- Уникальный дизайн позволяет предотвратить непреднамеренное смещение
- Прозрачность обеспечивает полную визуализацию места прокола.
- Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Инструкция по применению

- Осмотреть герметичность упаковки;
- Открыть пакет, извлечь устройство;
- Совместить центр пластины над точкой прокола и закрепить фиксирующую повязку; Снимите подложку клейкой ленты и закрепите клейкую ленту.
- Подсоединить шприц Люэр (Luer-lock), чтобы накачать баллон. Объем не должен превышать 40мл. Снимите шприц после завершения надувания;
  Примечание: При снятии винтового шприца следите за тем, чтобы необходимое давление достигалось и поддерживалось.
- Снять оболочку и немедленно нажать вручную на надутый баллон до прекращения кровотечения;
  Примечание: Определите время прессования в соответствии с опытом медицинского персонала и подтвердите, идет ли кровотечение через прозрачную баллонную нажимную пластину.
- Проверьте пульс артерии, должен быть слегка ослаблен и не исчезать.
  Примечание: Продукт является компрессионным гемостатическим устройством. Нет очевидной разницы между пункционной стороной и контралатеральной стороной с точки зрения давления, такого как температура кожи, цвет и пульс спинной стопы. Уместно, чтобы точка пункции кожи не имела активного кровотечения. Сжатие не должно быть слишком плотным или слишком тяжелым, чтобы избежать прямого сжатия вены.
- Регулярно проверяйте место прокола, настраивайте объем баллона и полученное давление в любое время в соответствии с опытом медицинского персонала.
- Снимите компрессионное фёморальное устройство (бедренная артерия) в случае отсутствия необходимости его дальнейшего использования.
- После использования, утилизировать как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

Меры предосторожности

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

- Компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия) стерилизовано ЕО (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки и изделия;
- Компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия) предназначено для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- Оператор должен следить за тем, как работает компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия), например, является ли фиксирующая повязка стабильной, есть ли кровотечение на месте прокола и гематома, хорошо ли бьется артерия, цвет кожи и температура в норме и так далее. При выявлении каких-либо отклонений необходимо отрегулировать давление или принять другие меры;
- Срок годности составляет 3 года. Компрессионное феморальное устройство (бедренная артерия) не должен использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель	STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
LOT	Код партии	REF	Номер по каталогу

CE 0123 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]
Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.
ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Инструкция по применению

Устройства инфляционные стерильные:

- **Шприц высокого давления с манометром I**

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): AI30, AI30A, AI40, AI40A.

- **Шприц высокого давления с манометром II**

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): AI25A, AI25, AI25B, AI25C, AI25D, AI25E.

Описание

Шприц высокого давления с манометром I и Шприц высокого давления с манометром II (далее – шприц) используются в коронарной и периферической ангиопластике, в вальвулопластике, а также при проведении пластических операций органов желудочно-кишечного тракта. Назначением изделий является раздувание манжеты баллонного катетера при помощи манометра, создающего давление ротационным поршнем. Используя данный инструмент врач, может либо нагнетать давление, либо наоборот его сбрасывать. Причем, сделать последнее очень легко - достаточно разомкнуть замок, которым оборудован манометр.

- Точный и простой контроль давления, прост в использовании;
- С / без эргономической ручкой;
- Точная накачка интервенционных устройств, снабжен регулятором давления;
- Лёгкое и быстрое сдувание баллона;
- Манометр, поворачивающийся на 90°;
- Трубка (линия) высокого давления (30см) с (регулятором), который поддерживает давление во время надувания, с коннектором Luer-Lock;
- Трехходовой краник с коннекторами Luer-Lock: до 500 psi.

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Область применения

Шприц подсоединяется к баллонному катетеру в ходе инвазивной процедуры и обеспечивает постоянное повышение давления для накачивания баллона. После операции сбросьте давление до нуля, чтобы баллонный катетер вышел из сосуда.

Инструкция по применению.

- Перед использованием: проверить упаковку и изделие на предмет отсутствия повреждений. Не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Подсоедините манифолд к шприцу, затем вытяните плунжер, выключите манифолд, чтобы проверить исправность манометра и отсутствие утечек;
- Подсоедините шприц к баллонному катетеру с помощью резьбового соединения;
- Введите контрастное вещество в баллонный катетер и увеличьте давление до необходимого значения;
- После использования шприца, требуется сбросить давление. Вытяните поршень и разомкните замок, которым оборудован манометр.
- После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя

Меры предосторожности

- Шприц стерилизован ЕО (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

упаковки;

- Необходимо проверить чувствительность манометра и герметичность устройства до его использования;
- Перед использованием убедитесь, что из изделия удален весь воздух (может стать причиной воздушной эмболии);
- Давление нагнетания не может быть выше давления разрыва баллона и диапазона манометра;
- Шприц предназначен для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- Срок годности составляет 3 года. Шприц высокого давления с манометром не должен использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель	STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
LOT	Код партии	REF	Номер по каталогу

CE 0123 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]
Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

ТРАФИМОВИЧ С.В.
ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Инструкция по применению

Шприц для ангиографии одноразового использования

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): AS0601, AS0602, AS0801, AS0802, AS1001, AS1002, AS1201, AS1202, AS2001, AS2002

Обьем: 6мл, 8мл, 10мл, 12мл, 20мл

Описание

Шприц для ангиографии одноразового использования (далее – шприц для ангиографии) состоит из тубуса, поршня (плунжер) с кольцом-уплотнителем, удобной рукояти, колец-уплотнителей, поворотного адаптер или фиксирующего адаптера с Luer-Lock, шкалы объема с делением. Плунжер с двойным уплотнением препятствует аспирации воздуха и протеканию. Защитный колпачок для предотвращения загрязнения при использовании асептической техники. Шприц для ангиографии изготавливается из полипропилена (PP), поликарбоната (PC), полиэтилена (PE), АБС-пластика (по желанию заказчика). Возможность подсоединения к любым стандартным коннекторам типа Luer-Lock. Предел давления до 84 бар (1200 psi).
Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Область применения

Шприц для ангиографии применяется при чрескожной ангиопластике для достижения ангиографии. Он может точно протолкнуть ангиографический ликвор к сосудам, а также контролировать показание шкалы.

Инструкция по применению

- Откройте упаковку, достаньте изделие и убедитесь, что оно не повреждено;
- Ввести ангиографический ликвор и выпустить воздух;
- Подключите шприц для ангиографии к другим устройствам, затем добавьте ангиографический ликвор в сосуд.

Меры предосторожности

- Шприц для ангиографии стерилизован EO (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Шприц для ангиографии предназначен для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно;
- Срок годности составляет 3 года. Шприц для ангиографии не должен использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd
No.925, Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C.
Tel: +86-(0)21-59140056 Fax: +86-(0)21-69000013

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель	STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
LOT	Код партии	REF	Номер по каталогу

CE 0123 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]
Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]
УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.
ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru