TROGE
HAMBURG

TRO-ASPISET YANKAUER

(RUS)

НАБОР ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТСАСЫВАНИЯ "ЯНКУВЕРА"

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ
- Поливинилхлорида (ПВХ) и стирол-бутадиеновый сополимера.

ПОКАЗАНИЯ:
Набор для хирургического отсасывания **TRO-ASPISET YANKAUER** используется для очистки кровяных секреций или простого удаления секреции во время открытой операции или для очистки орофарингеальных секреций, таких как слюна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
- Используя аспирационную технику, закрепите маленький переходник трубки на ручке и большой переходник на всасывающем насосе.
- Смажьте кончик трубки Yankauer водорастворимой смазкой.
- Вставьте наконечник ручки в часть тела и дайте ему убрать секрецию путем всасывания.
- Контролируйте степень всасывания, накладывая большой палец на отверстие, находящееся на задней стороне проксимальной части рукоятки Yankauer.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- Не использовать, если индивидуальная упаковка открыта или повреждена.
- Продукт должен использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Повторная стерилизация исключается. После однократного использования утилизируется.
- Нельзя использовать для лечения детей и беременных или кормящих женщин.
- Повторное использование и очистка изделия может привести к изменению его структурных и механических свойств. Это может привести к инфекции или другим заболеваниям/травмам.
- Продукт должен быть заменен и утилизирован в соответствии с протоколом, утвержденным на объекте, или руководящими принципами CDC.
- Хранить при температуре от 5°C до 35°C, избегать перегрева, защищать от прямых солнечных лучей и влаги.
- Не пытайтесь удалить твердый предмет или вдыхаемое инородное тело из задней части горла путем всасывания. Это может привести к тому, что объект будет вытеснен дальше в дыхательные пути и, возможно, вызовет полную непроходимость.

- Стерилизовано оксидом этилена.
- Срок годности: 5 лет

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:
В случае неправильного использования может повредить мягкие ткани во время инсерции (введения).

TROGE MEDICAL GMBH не несёт ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием изделия.

Department for Scientific Research and Product Development
TROGE HAMBURG
TROGE MEDICAL GMBH

STERILE EO

CE 0044

TROGE MEDICAL GMBH
Milchstrasse 19 · D-20148 Hamburg · Tel.: +49 40-44 18 44 0 · Fax +49 40- 410 73 03
eMail: info@trogemedical.de

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru