FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ В ФУТЛЯРЕ
(Тип/объём А2 – 2л. (с учётом предельных отклонений)

Комплектация: Грелка из натуральной резины с пробкой.

Показания: Грелка предназначена для местного согревания тела.

Назначение: Предназначена к использованию в домашних и лечебных учреждениях.

Противопоказания: Острые воспалительные процессы в брюшной полости (аппендицит, холецистит), опухоли, кровотечения, ушибы (в первые часы).

Условия использования:

1. Проверить грелку и пробку на износ и повреждения перед использованием.
2. Промыть грелку тёплой мыльной водой с дальнейшим ополаскиванием проточной водой.
3. Заполнить грелку горячей водой температурой не выше 65°С на 2/3 объема. Держите грелку за горлышко в вертикальном положении и медленно наполняйте, избегая брызг горячей воды.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИПЯЩУЮ ВОДУ. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ ГРЕЛКИ. НЕ НАПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ ГОРЯЧЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ РЕЗИНЫ.

4. Выпустить воздух из грелки, нажимая на неё до появления воды в заливном отверстии.
5. Плотно закрутить пробку.
6. Проверить на герметичность: на расстоянии от тела перевернуть грелку пробкой вниз и слегка сжать.
7. Насухо вытереть грелку.
8. Грелку необходимо завернуть в плотную ткань или полотенце во избежание прямого контакта с кожей.

ВНИМАНИЕ! ГРЕЛКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: не рекомендуется садиться или ложиться на грелку и ставить на нее тяжелые предметы.

9. Для предупреждения пигментации, покраснения (особенно при постоянном и длительном применении грелки) кожу под грелкой смазывают увлажняющим кремом.
10. Необходимо следить за правильным положением грелки и часто проверять степень нагревания кожи, так как могут появиться ожоги. Степень нагревания кожи под грелкой определяется рукой.
11. После использования грелки необходимо вылить воду и закрепить грелку в подвешенном состоянии с открытым отверстием до полного высыхания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

Хранение: хранить при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности не больше 80%, в сухом тёмном месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: хранить в дали от прямых солнечных лучей. Избегать контакта с различными маслами, растворителями и смазочными веществами. При интенсивной эксплуатации, рекомендуем замену изделия, каждые два года.

ВНИМАНИЕ! ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЬЯ ХРАНИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ВДАЛИ ОТ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин 24 февраля 2021 г

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ

(Тип/объём А1 – 1л., А2 – 2л., А3 – 3л. (с учётом предельных отклонений)

Комплектация: Грелка из натуральной резины с пробкой.

Показания: Грелка предназначена для местного согревания тела.

Назначение: Предназначена к использованию в домашних и лечебных учреждениях.

Противопоказания: Острые воспалительные процессы в брюшной полости (аппендицит, холецистит), опухоли, кровотечения, ушибы (в первые часы).

Условия использования:

1. Проверить грелку и пробку на износ и повреждения перед использованием.
2. Промыть грелку тёплой мыльной водой с дальнейшим ополаскиванием проточной водой.
3. Заполнить грелку горячей водой температурой не выше 65°С на 2/3 объема. Держите грелку за горлышко в вертикальном положении и медленно наполняйте, избегая брызг горячей воды.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИПЯЩУЮ ВОДУ. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ ГРЕЛКИ. НЕ НАПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ ГОРЯЧЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ РЕЗИНЫ.

4. Выпустить воздух из грелки, нажимая на неё до появления воды в заливном отверстии.
5. Плотно закрутить пробку.
6. Проверить на герметичность: на расстоянии от тела перевернуть грелку пробкой вниз и слегка сжать.
7. Насухо вытереть грелку.
8. Грелку необходимо завернуть в плотную ткань или полотенце во избежание прямого контакта с кожей.

ВНИМАНИЕ! ГРЕЛКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ. ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: не рекомендуется садиться или ложиться на грелку и ставить на нее тяжелые предметы.

9. Для предупреждения пигментации, покраснения (особенно при постоянном и длительном применении грелки) кожу под грелкой смазывают увлажняющим кремом.
10. Необходимо следить за правильным положением грелки и часто проверять степень нагревания кожи, так как могут появиться ожоги. Степень нагревания кожи под грелкой определяется рукой.
11. После использования грелки необходимо вылить воду и закрепить грелку в подвешенном состоянии с открытым отверстием до полного высыхания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранение: хранить при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не больше 80%, в сухом тёмном месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: хранить в дали от прямых солнечных лучей. Избегать контакта с различными маслами, растворителями и смазочными веществами. При интенсивной эксплуатации, рекомендуем замену изделия, каждые два года.

ВНИМАНИЕ! ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЬЯ ХРАНИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ВДАЛИ ОТ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
(Тип/объём Б2 – 2л., Б3 – 3л. (с учётом предельных отклонений)

Комплектация: Грелка из натуральной резины, пробка, винтовой затвор со сквозным отверстием, трубка, зажим и наконечники 3 шт.

Показания: Грелка предназначена для промывания и спринцевания.

Назначение: Предназначена к использованию в домашних и лечебных учреждениях.

Условия использования:

1. Перед применением **в домашних условиях**: промыть грелку горячей водой температурой не выше 90°С. Держите грелку за горлышко в вертикальном положении, медленно наполняя, избегайте брызг горячей воды. Присоединить наконечник, обработанный 1% по массе раствором хлорамина в течении 30 минут или 3% по массе раствором перекиси водорода в течении 80 минут, затем промытый тёплой проточной водой. Перед применением в **лечебных учреждениях**: промыть грелку горячей водой температурой не выше 90°С Снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1% по массе растворе хлорамина или в 3% по массе растворе перекиси водорода, либо средством, обеспечивающим дезинфекцию медицинских изделий из резины и пластмассы, затем промыть проточной водой. Присоединить наконечник, обработанный 1% по массе раствором хлорамина в течении 30 минут или 3% по массе раствором перекиси водорода в течении 80 минут, затем промытый тёплой проточной водой.
2. Пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием, на свободный конец которого надета трубка. В другой конец трубки вставить простерилизованный наконечник.
3. Трубку протянуть через 2 широких отверстия-зажима. Зажим дает возможность регулирования циркуляции жидкости в трубке.
4. Необходимый объем и рекомендации относительно дальнейшего использования определяет лечащий врач.
5. После каждого применения **в домашних условиях**: наконечник для индивидуального пользования промыть тёплой мыльной водой и ополоснуть проточной водой. После каждого применения **в лечебных учреждениях**: наконечник грелки, погрузить в один из дезинфицирующих растворов, указанных выше.
6. По окончании применения грелку для промывания и спринцевания вместе с системой промыть горячей водой и оставить в подвешенном состоянии до полного высыхания. Убедитесь, что положение зажима позволяет полностью слить из грелки всю воду.

Хранение: Условия хранения и предупреждения соблюдать те же, что и для резиновых грелок типа А.

Утилизация: Утилизируйте изделие в конце срока его службы в соответствии с местными правилами утилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

FORANS Eesti AS,
Address: Posti 23, 74805, Loksa, Estonia
Tel.: +372 6776426, info@forans.ee

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ!
ГРЕЛКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИПЯЩУЮ ВОДУ! НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ! ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЬЯ ХРАНИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ВДАЛИ ОТ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ!

Подпись: _____
Алексей Козлов / Член правления
Таллин 24 февраля 2021 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru