Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом после вычленения бедра ПН8

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
-в положении сидя и стоя, погрузить культю в приемную гильзу, протянуть мягкие ткани при помощи чехла(протяжки) через отверстие
-найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез с помощью рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
-обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на седалищный бугор

- УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно- гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в Могилевском филиале РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер..Базный, 8

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом бедра ПН6

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
-в положении сидя и стоя, погрузить культю в приемную гильзу, протянуть мягкие ткани при помощи чехла(протяжк через отверстие
-найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлени протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез с помощью рожка, после того, ка на искусственную стопу надет носок;
-обувь должна точно соответствовать размеру стопы протез не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, н вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на седалищный бугор

- УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждени приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источникам тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно- гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в Могилевском филиале РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер..Базный, 8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом голени ПН3

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя и стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу;
-найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез с помощью рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
-обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза голени должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на связку надколенника, внутренних мыщелок и боковые поверхности вдоль гребня большеберцовой кости и частично на торец культи;
-повышенное давление может ощущаться лишь над наколенником, которое перестает беспокоить по мере освоения ходьбы на протезе.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно- гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в Могилевском филиале РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер..Базный, 8

Памятка-инструкция по эксплуатации уходуза протезом стопы ПН0

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

на культю надеть предохранительный чехол, который долж
плотно облегать культю и не образовывать складок. При
овышенной потливости рекомендуется применять шерстян
ехол;
в положении сидя и стоя, погрузить культю в мягкий вклад
итем в приемную гильзу;
айти наиболее удобное положение культи в приемной гил
осле чего дать нагрузку на культю;
отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с
пределенной высотой каблука, учтенной при изготовлени
ротеза, не допускается произвольная замена обуви с разли
ысотой каблука;
обувь надевать на протез с помощью рожка, после того, ка
скусственную стопу надет носок;
бувь должна точно соответствовать размеру стопы протез
мещаться при ходьбе;
овышенное давление может ощущать лишь торец культи
одошвенную часть).

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

збегать сильных ударов протезом и по протезу, не подним
переносить значительные тяжести, превышающие
азрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать
аболеваний кожи культи;
приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно
ажной салфеткой;
прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждени
риемной гильзы, стопы, металлических деталей;
протез хранить в сухом, чистом месте;
сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью на
не допускать контакта с открытым огнем или с источникам
епла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей
элементы крепления периодически очищать от ниток, ворс
ри использовании протеза необходимо соблюдать санитар
игиенические мероприятия.

емонт протеза необходимо производить в Могилевском фи
УП «Белорусский протезно-ортопедический восстановител
ентр».
редприятие-изготовитель гарантирует исправную работу г
течение шести месяцев со дня его выдачи при условии
равильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

зготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Мог
ер.Базный, 8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом при врожденном недоразвитии нижних конечностей ПН9

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
-в положении сидя и стоя, погрузить культю в приемную гильзу, протянуть мягкие ткани при помощи чехла(протяжки) через отверстие
-найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез с помощью рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
-обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на седалищный бугор

- УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.
При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно- гигиенические мероприятия.
Ремонт протеза необходимо производить в Могилевском филиале РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.
Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер..Базный, 8

Памятка-инструкция по эксплуатации уходу за протезом на верхнюю конечность ПР0

Для обеспечения правильного ухода за протезом
еобходимо:
ротез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний ко
ульти;
риемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смочен
ыльным раствором;
режде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений
риемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
ротез хранить в сухом, чистом месте;
ушить вдали от источника тепла или вытирать тканью насу
е допускать контакта с открытым огнем или с источниками
епла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
ри одевании и снятии верхней одежды, кисть покрыть
лопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
чтобы сохранить кисть (оболочку) косметическую необход
одержать ее в чистоте, для этого ежедневно после использо
еобходимо мыть водой с детским мылом или каким- либо д
ающим средством;
ледует избегать механических повреждений кисти
осметической, попадания на поверхность печатной краски,
ишущей пасты, так как пятна от них полностью не смываю
агрязнения могут образовываться не только от прямого
опадания краски и пишущей пасты, но и от загрязнения здо
уки и трения об одежду;
вежие пятна грязи с поверхности кисти косметической
еобходимо смывать губкой или чистой тряпочкой намылен
ылом с получением обильной пены или каким либо другим
ающим средством с нейтральным РН;
ыло смывать теплой водой при температуре 30-40°С. Влаж
исть вытирать чистой салфеткой, Сильно загрязнённые мес
ожно протереть спиртом.
Для предохранения кисти (оболочки) косметической от
агрязнения необходимо соблюдать следующие правила:
не прикасаться к кисти потной рукой;
е носить кисть в кожаной перчатке, даже с текстильной
одкладкой;
збегать при ходьбе систематического трения об одежду;
о время работы по хозяйству и на садовом участке, для за
исти косметической следует одеть трикотажную перчатку;
лементы крепления периодически очищать от ниток, ворс
ри использовании протеза необходимо соблюдать санитар
игиенические мероприятия.

емонт протеза необходимо производить в Могилевском фи
УП «Белорусский протезно-ортопедический восстановител
ентр».
редприятие-изготовитель гарантирует исправную работу п
течение шести месяцев со дня его выдачи при условии
равильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

зготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Мог
ер. Базный, 8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за корсетом корригирующим типа Шено КР4-16-05 ПЭТ

Корсет корригирующего типа Шено (далее–корсет) - ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленным с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

Корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, или одевать корсет в трикотажном х/б чехле можно без нательного белья.

Длительность использования и общая продолжительность применения корсета определяются в соответствии с рекомендациями и планом наблюдения, утвержденным врачом-травматологом-ортопедом.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию корсета.

Для обеспечения правильного ухода необходимо:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источником тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами, выжимать слегка, без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100°С;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании корсета необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт корсета следует производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Предприятие изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение 7 месяцем со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления 30дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г.Могилев, пер.Базный,8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за корсетом для фиксации головы из пенополиуретана КР0-02-05

1.Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.
2.Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
3. Крепление изделия и регулировка фиксации на шее за счет застежки текстильной «контакт».
4.Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.
5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо застежку «контакт» периодически очищать от ниток и ворсинок
6.Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер. Базный,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за корсетом фиксирующим КРО-12

1.Корсет фиксирующий КРО-12 (далее изделие) предназначен для ограничения подвижности пояснично-грудного отделов позвоночника, при различных патологиях ниже поясничного, пояснично-крестцового и верхне грудного отделов позвоночника. Корсет создает умеренное комфортное чувство в области позвоночника и ограничивает его подвижность за счет применения жестких планшеток.

1.1Противопоказаниями к назначению изделия являются:

-тяжелая сердечная патология;

-открытая травма груди;

-индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие необходимо надевать на белье.

2.1 Изделие следует застегивать на текстильную застежку, затем на ремень подхват.

3 Изделие должно плотно обхватывать позвоночник.

4.Режим ношения изделия определяется врачом ортопедом-травматологом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
-сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
-после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ» 212001 г. Могилев пер. Базный,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за ортезом на верхнюю конечность ТР8-06

Ортез на верхнюю конечность ТР8-06 (далее изделие) назначается: в период реабилитации после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече; при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения; при подвывихах, вывихах плеча.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1 (женский	2 (мужской)
Длина предплечья, мм	320±20	340±20

Ортез надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Изделие крепиться на теле при помощи ремня и пряжек, что позволяет осуществлять регулировку, натяжение и фиксацию на теле пациента.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Могилев, пер.Базный д.8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за реклинатором КР1-03, КР1-04

1. Реклинатор предназначен для детей и подростков с начальными формами нарушения осанки и легкими нефиксированными деформациями преимущественно с локализацией в верхне-грудном отделе позвоночника, при слабой функции мышечно-связочного аппарата, для исправления искривления в сагиттальной плоскости при сутулости.

2. Реклинатор следует надевать в положении стоя поверх майки, облегающей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть реклинатор, следует установить пациента в положении коррекции, т.е. придать надплечиям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.

3. Пользоваться реклинатором во время сиденья при школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частой сменой поз, реклинатор нужно снимать.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо::

- стирку реклинатора производить только вручную при температуре воды не более 30°С в короткий промежуток времени с помощью щетки;
- выжимать только вручную, без выкручивания;
- сушить вдали от источников тепла в расправленном виде;
- реклинатор не подвергать утюжке;

6. Необходимо всегда уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости. Снимая реклинатор, рекомендуется ежедневно обмывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Могилев, пер.Базный д.8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за шинами ПИО-08, ПИО-08-01, ПИО-08-02, ПИО-08-03

1.Шины предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведении ног при ДЦП у детей.

1.1Для изделий ПИО-08 и ПИО-08-02 размер определяется в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер изделия	0	1	2	3	4
Размер максимального разведения ног, мм	242,6	276,6	300,8	363,2	401,6

1.2Для изделий ПИО-08-01 размер определяется в соответствии с таблицей 2

Размер изделия	Длина трубки шинки-распорки ОПИ 52.00.00,(мм)	Расстояние разведения ног мин./максимум(мм)
12	40	120-170
14	60	140-190
16	80	160-210
18	100	180-230
20	120	200-250
22	140	220-270
24	160	240-290
26	180	260-310
28	200	280-330
30	220	300-350
32	240	320-370
34	260	340-390
36	280	360-410

2 Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. Изделия рекомендуется надевать на белье.

4. Режим носки определяет лечащий врач-ортопед.

6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическим средством;
- сушить вдали от отопительных приборов;
-не подвергать глажению;
-необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г.Могилев, пер.Базный 8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за ортезом на лучезапястный сустав ТР0-05

Ортез на на лучезапястный сустав ТР0-05, ТР0-05-ХХ-ХХХ (далее изделие) назначается в период ранней реабилитации после травм и операций на дистальном (нижнем) отделе предплечья, лучезапястном суставе, для профилактики и лечения сгибательных контрактур, при тендовагинитах, повреждений связок лучезапястного сутава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется обхватом кисти и длиной изделия вдоль усиливающей планшетки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1	2
Обхват кисти, мм	190±10	210±10
Длина изделия вдоль усиливающей планшетки, мм	280±10	290±10

Изделие надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по назначению врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Изделие крепиться на теле при помощи ремня и пряжек, что позволяет осуществлять регулировку, натяжение и фиксацию на теле пациента.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-перед стиркой извлечь планшетки;

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;

- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;

- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;

-после высыхания в изделие вложить планшетки;

- не подвергать глажению.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Могилев, пер.Базный д.8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за трусиками абдукционными ПИО-09-03

1 Трусики абдукционные ПИО-09-03(далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1Противопоказаниями к назначению изделия являются:

-индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье или подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°.Застегнуть крепление на теле на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- сушить в расправленном виде, вдали от источников тепла;
-периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г.Могилев, пер.Базный,8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за трусиками абдукционными ПИО-09-04

1.Трусики абдукционные ПИО-09-04 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедер у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2.Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°С. Застегнуть крепление на теле на шнурки. Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста .

3. Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом травматологом-ортопедом.

4. По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-ортопедом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-стирку производить вручную при температуре не более 40°С, предварительно вынув вкладыш из изделия;

- сушить в подвешенном состоянии;

-гладить при температуре не более 110°С;

-необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости;

- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер.Базный,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за поясом – крепления протеза ПИО-15

Пояс-крепление протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее изделие) предназначен для крепления протеза бедра (голени) вместо кожаных поясов РБ 655, РБ 656 согласно медицинскому назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье. Сначала застегнуть изделие, начиная с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнур.

Надеть протез и пристегнуть к поясу с помощью деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется ношением протеза.

Сняв изделие, рекомендуется ежедневно промыть тело теплой водой с мылом и вытереть насухо.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
-выжимать слегка без выкручивания;
-сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
-утюжить при температуре 60- 70°С, исключая эластичные вставки и детали крепления.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Могилевский филиал РУП «БПОВЦ» г. Могилев,
пер. Базный, 8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за трусиками абдукционными ПИО-09-05

1.Трусики абдукционные ПИО-09-05 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедер у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2.Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°С. Застегнуть крепление на ножках на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3. Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию формируется в течение 1-2 недель.

4. По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-ортопедом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- корпус 1 раз в неделю протирать антисептическим средством;

-стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40°С в короткий промежуток времени нейтральным моющим средством.

- сушить в подвешенном состоянии вдали от источников тепла;

-периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;

-необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости;

- снимать изделие рекомендуется ежедневно, и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г. Могилев, пер. Базный,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за фиксирующим поясом-ремнем ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02

1.Пояса-ремени фиксирующие ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02 (далее изделия) предназначены для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умерено выраженных болях на почве остеохондроза, вспондилолистезе 1ст., послеоперацион
ном периоде после резекции дисков и др.

1.1.При серийном изготовлении размер изделия определяется - обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Обхват талии, мм	700 - 749	750 - 799	800 - 849	850 - 899	900 - 949	950 - 999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

2. Противопоказаниями к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3.Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, застегнуть пряжки, встать.

4. Режим носки изделия определяет лечащий врач.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
-необходимо уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ», г.Могилев, пер.Базный,8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за подушкой Фрейка абдукционной ПИО-18-01

1. Подушка Фрейка абдукционная ПИО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

3. Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4. По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40°С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- застежку «контакт» периодически очищать от ниток, ворсинок;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
-снимать изделие рекомендуется ежедневно, и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Могилев, пер.Базный д.8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за распоркой регулируемой ПИО-49

1. Распорка регулируемая ПИО-49 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

1.1 Размер изделия определяется в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум (мм)
1	170-200
2	210-260
3	270-320

2. Противопоказаниями к применению является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

4. Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на мягкой подкладке спинки изделия, ножки уложить в манжетки и зафиксировать при помощи застежки текстильной «контакт». Бретели крепить спереди.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- распорку не стирать;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- детали распорки 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- застежку «контакт» периодически очищать от ниток, ворсинок.

6. Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г.Могилев, пер.Базный д.8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации чулками – ползунками ПИО-05

Чулки-ползунки ПИО-05 (далее изделие) назначаются при наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих оперативному устранению.

Противопоказаниями к применению изделия являются: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов,

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия – по рекомендации врача-ортопеда- травматолога.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- сушить вдали от источников тепла;
-необходимо соблюдать правила личной гигиены

Изготовитель: Могилевский филиал РУП «БПОВЦ»
г. Могилев, пер. Базный ,8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за аппаратом на нижнюю конечность
АН0, АН2, АН4, АН6, АН8

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА:

-аппарат рекомендуется надевать на трикотажный чулок;

-расположить нижнюю конечность в приемную гильзу;

- найти наиболее удобное положение нижней конечности в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на конечность;

- отрегулировать крепление.

УХОД ЗА АППАРАТОМ:

-избегать сильных ударов аппаратом по аппарату, не поднимать и не переносить значительные тяжести;

-аппарат необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;

-приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;

-прежде чем надевать аппарат, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;

-аппарат хранить в сухом, чистом месте;

- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;

- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;

-трущиеся металлические части аппарата и шарнирные соединения необходимо периодически осматривать и смазывать смазочными материалами;

- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

Режим ношения аппарата определяется состоянием здоровья пациента и рекомендациями врача травматолога-ортопеда.

По вопросам индивидуального пользования аппаратом необходимо проконсультироваться с врачом – травматологом-ортопедом.

При использовании аппарата необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт аппарата необходимо производить в Могилевском филиале РУП «БПОВЦ».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу аппарата в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за корректором осанки
КРО-15

1.Корректор осанки КР0-15 предназначен для разгрузки мышцы грудного отдела позвоночника, обеспечения поддержания правильной осанки за счет регулируемого раздвижения плеч с одновременной умеренной фиксацией поясничного отдела позвоночника. Используется как лечебно-профилактическое средство при различных вариантах нарушения осанки у детей и взрослых, при умеренно выраженных кифотической и сколиотической деформациях грудного отдела позвоночника, при ушибах, миозитах, компрессорных переломах и переломах отростков позвонков в грудном и грудо-поясничном отделах позвоночника в подостром и восстановительном периодах.

1.1 Размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват талии, мм	650-690	700-740	750-790	800-840	850-890	900-940	950-990	1000-1040	1050-1090	1100-1150

1.2 Длина спинки в зависимости от размера в соответствии с таблицей 2

Таблица 2

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват талии, мм	450 ±20	460± 20	460± 20	470± 20	470± 20	480± 20	490 ±20	500 ±20	510 ±20	520±20

В случае, если значение измерения находится на границе двух размеров, рекомендуется выбирать наибольший размер изделия

1.3 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

-тяжелая сердечная патология;

-открытая травма груди;

-индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегающей тело.

Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует установить пациента в положении коррекции, т.е. придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад.

3.Изделие используется в комплексе с физиотерапевтическим лечением, массажем, мануальной терапией, лечебной физической культурой. Детям рекомендуется пользоваться изделием во время сидения при школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частичной сменой поз, изделие необходимо снимать.

4. Для обеспечения правильного ухода за корректором осанки необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
-после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенником с шинами ПИО-03-05

Наколенник с шинами ПИО-03-05, ПИО-03-ХХ (далее изделие) назначается для фиксации коленного сустава при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава, при дегенеративном и посттравматическом артрозе, при синовитах, на этапе восстановительного реабилитационного лечения после операций на коленном суставе.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений бедра и голени, должен соответствовать данным бланка заказа.

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер изделия	Объем бедра, мм	Объем голени, мм
1	350-380	270-290
2	390-420	290-310
3	430-460	310-330
4	470-500	330-350
5	510-540	350-370
6	550-580	370-390
7	590-620	400-420
8	630-650	430-440
9	670-700	450-470

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из изделия вынимать шины;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить шины.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за тутором на нижнюю конечность ТН0, ТН2, ТН4, ТН6, ТН8

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

-тутор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки)

-расположить приемную гильзу на нижнюю конечность и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

-избегать сильных ударов тутором по тутору;

-тутор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;

-приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;

-прежде чем надевать тутор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;

-тутор хранить в сухом, чистом месте;

- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;

- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;

- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании тутора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт тутора необходимо производить в Могилевском филиале РУП «БПОВЦ».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу тутора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенниками ПИО-03-04

. Наколенники – наколенник резиновый ПИО-03, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна застежкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03(далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрывах связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	3
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	46-49

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенниками ПИО-03-03

1. Наколенники – наколенник резиновый ПИО-03, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застежкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03(далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрывах связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	3
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	46-49

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенниками ПИО-03-02

1. Наколенники – наколенник резиновый ПИО-03, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застежкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03(далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрывах связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	3
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	46-49

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенниками ПИО-03-01

1. Наколенники – наколенник резиновый ПИО-03, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застежкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03(далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрывах связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	3
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	46-49

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за наколенниками ПИО-03

1. Наколенники – наколенник резиновый ПИО-03, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застежкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03(далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрывах связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	3
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объемных размеров должны быть в пределах ±10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	46-49

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за тутором на верхнюю конечность

ТР0, ТР2, ТР4, ТР6, ТР8

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

-тутор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки)

-расположить приемную гильзу на верхнюю конечность и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

-избегать сильных ударов тутором по тутору;

-тутор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;

-приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;

-прежде чем надевать тутор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;

-тутор хранить в сухом, чистом месте;

- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;

- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;

- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании тутора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт тутора необходимо производить в Могилевском филиале РУП «БПОВЦ».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу тутора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
ортезом на верхнюю конечность ТР8-07

Ортез на верхнюю конечность ТР8-07 (далее изделие) назначается: для поддержания руки после травм (растяжение, ушибы, переломы, вывихи); при артрозах; артритах; миозитах; в послеоперационный период.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1 (женский)	2 (мужской)
Длина предплечья, мм	395±20	420±20

Изделие надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

С помощью застёжки текстильной «контакт» изделие фиксируется на теле и регулируется его натяжение.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Могилевский филиал
Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Базный, 8.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Могилевский филиал: 212001, Республика Беларусь, г. Могилев , пер. Базный, 8.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок: (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

генеральный директор

В.А. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Могилевский филиал
212001 г.Могилев, пер. Базный, 8



Устройство для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 СТБ 932-2008

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

Генеральный директор
В.А. Калевич

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 (далее - устройство), с условиями его эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врождённой косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте и предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Условное обозначение изделия (модификация)	Маркировка (на под-стопниках)	Размеры без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240…295	100	43…55	0,50
-01	ПИО-51-01	1	280…335	100	43…52	0,57
-02	ПИО-51-02	2	320…375	115	43…50	0,63
-03	ПИО-51-03	3	360…417	115	43…48	0,70

2.2 Устройство выпускается 4-х типоразмеров согласно таблице 2.

Таблица 2

Условное обозначение изделия (модификация)	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187…240
ПИО-51-01	227…283
ПИО-51-02	267…323
ПИО-51-03	307…365

2.3 Срок службы* – 1-2 года (для металлических элементов). Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).

*- по заключению врачей по мере роста ребёнка.

Генеральный директор

В.Н. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Устройство

Устройство (см. рисунок, стр. 6) включает следующие основные элементы:

- подстопники 1;
- пара кожаных ботиночек 2 с язычком 3 и с открытым носком 4, снабжённых тремя фиксирующими ремешками * 5, 6, 7;
- планки 8; винтовые соединения 9, 13 и 15.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Подготовка к работе и использование по назначению

4.1 Изделие поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка правый и левый комплекты с помощью язычка 3 и трёх фиксирующих ремешков * 6, 7, 5 поочерёдно с визуальным контролем необходимого положения пятки ребёнка в ботинке 2 через отверстие 16 и пальцев стопы через открытый носок 4. Правый и левый комплекты соединяют между собой жёстко и внахлёст с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. Ботинки 2 используют, начиная с минимального размера, а по мере увеличения длины стопы ребёнка выполняют лишь замену ботинка 2. С ростом ребёнка, в зависимости от требуемого диапазона раздвижения ног на ширину плеч ребёнка, по назначению врача-ортопеда выписывается следующая модификация изделия.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

---

* ***Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.***

Генеральный директор

Р. О. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать ботинки по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;
- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

Примечание – при повышенной потливости ног или намокании обувь может окрашиваться изнутри.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка устройства должна иметь:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 и СТБ ISO 9001;
- наименование и условное обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТНПА;

Генеральный директор

В.А. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер) или номер заказа (при выпуске по индивидуальному заказу);
- цвет и размер обуви (при изготовлении мелкими партиями);
- материал верха, подкладки и низа обуви;
- гарантийный срок (месяцев, дней);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код.

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей
наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-2008
обозначение *зав. № или № заказа (при наличии)*

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-2008, ТО BY 100010315.327-2013, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись *расшифровка подписи*

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей
наименование изделия

ПИО-51 СТБ 932-2008
обозначение *зав. № или № заказа (при наличии)*

упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

Генеральный директор О.П. Копевич

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботиночек) – 45 дней со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.5562/2011.

Действительно до 11.11.2025 г.

Генеральный директор

В.А. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Рисунок

Генеральный Директор

В.В. Калевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru