ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СТИЛЕТ ИНТУБАЦИОННЫЙ

Номера по каталогу:
- стилет интубационный 04 CH: 220104
- стилет интубационный 08 CH: 220108
- стилет интубационный 12 CH: 220112
- стилет интубационный 06 CH: 220106
- стилет интубационный 10 CH: 220110
- стилет интубационный 16 CH: 220116

1.1 Назначение: Стилет интубационный представляет собой медицинское устройство с пластиковым покрытием, которое временно используется для предотвращения травм,придания желаемой формы эндотрахеальным трубкам и облегчения их удаления после интубации.

1.2 Область применения: Гортань

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Пожалуйста, ознакомьтесь с символами на этикетке и руководством пользователя перед использованием изделия.
- Этот продукт должен использоваться компетентными медицинскими работниками.
- Не используйте продукт в целях, выходящих за рамки его предполагаемого использования.
- Используйте изделие в соответствии с инструкциями по применению, приведенными в данном руководстве пользователя. Пожалуйста, изучите информацию пользователя.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО. Не подвергайте повторной стерилизации.
- Перед использованием внимательно осмотрите устройство, чтобы убедиться, что стерильная упаковка или ее содержимое не были повреждены во время транспортировки.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ продукты после истечения срока годности.
- Не допускайте контакта этого продукта с сильными окислителями и не храните их вместе с такими веществами.
- Открывайте упаковку в месте надписи “ОТКРЫТЬ ЗДЕСЬ”. Не допускайте контакта изделия с руками и/или другими предметами.

- При введении трубки манжета трубки должна проводиться по верхней поверхности трахеи, с осторожностью следует проходить гортань.
- Не используйте воздух или газ для надувания баллона. Всегда используйте стерильные жидкости.
- Выберите подходящий размер изделия. **Дистальный конец стилета никогда не должен выступать из дистального конца эндотрахеальной трубки.**
- Кончик стилета не должен пересекать дистальный конец трахеи и не должен выступать из глаза Мерфи, чтобы избежать травмы тканей. Вставьте эндотрахеальный стилет в трубку на 1 см короче дистального конца.
- Сильное вытягивание стилета с проксимального конца через трубку может привести к отслаиванию пластикового покрытия на дистальной части детали, сжатой в трубке.
- При извлечении стилета из трубки обязательно беритесь за разъем, а не за трубку. Сжимание трахеальной трубки увеличит трение между трубкой и стилетом и затруднит ее удаление, что может привести к поломке стилета и аспирации фрагментов и / или закупорке трахеальной трубки.
- Стилеты следует использовать только с трахеальными трубками с коническими соединителями без острых краев.

3. ПРОЦЕДУРА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Размещение должно проводиться очень осторожно, не повреждая голосовые складки. Следует иметь в виду, что голосовые складки чрезвычайно тонкие и их повреждение может привести к охриплости у пациента в результате повреждения. После того как установлена эндотрахеальная трубка, следует проверить, есть ли движения грудной клетки, одинакова ли вентиляция обоих легких.

3.2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Слегка смажьте стилеты стерильной смазкой на водной основе.
2. Вставьте стилет в эндотрахеальную трубку и предварительно сформируйте его по мере необходимости.
3. Перед интубацией убедитесь, что стилет может свободно перемещаться в эндотрахеальной трубке.
4. Убедитесь, что стилет не пересекает конец эндотрахеальной трубки.
5. Выполните интубацию в соответствии с современной медицинской практикой.
6. После интубации трахеи извлеките стилет из эндотрахеальной трубки.
7. При извлечении стилета из эндотрахеальной трубки обязательно беритесь за соединитель, а не за трубку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если при извлечении стилета из трахеальной трубки возникает сопротивление, стилет и трахеальная трубка должны быть извлечены вместе, и процедура интубации должна быть повторена с а новым стилетом и трахеальной трубкой.

8. В конце процедуры убедитесь, что корпус стилета не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стилет должен быть проверен на целостность после использования и до НАЧАЛА ВЕНТИЛЯЦИИ, чтобы предотвратить аспирацию отсоединенных или разорванных фрагментов пластиковой оболочки в случае повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стерилизуйте и не используйте повторно.

1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА, РАЗМЕРЫ

Номер по каталогу	товара наименование	размеры (CH/мм+/-1.5)	наружный диаметр (мм)	эндотрахеальная трубка, внутренный диаметр мм
220106	Стилет интубационный 06 CH	6/250	2.00	2.5-4.5
220108	Стилет интубационный 08 CH	8/280	2.66	3.0-4.0
220110	Стилет интубационный 10 CH	10/300	3.33	4.0-6.0
220112	Стилет интубационный 12 CH	12/320	4.00	5.0-8.0
220116	Стилет интубационный 16 CH	16/360	5.33	8.5-10.0

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Пожалуйста, храните при комнатной температуре и в сухих условиях.

УДАЛЕНИЕ:
Использованные продукты должны быть утилизированы в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.