ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОВЯЗОК МЕДИЦИНСКИХ СТЕРИЛЬНЫХ

1. СООТВЕТСТВИЕ

Повязки медицинские стерильные (далее - повязки) изготовлены в соответствии с требованиями ТУ BY 190549076.02-2006.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязки предназначены для обработки инфицированных и неинфицированных ран, а также для снижения травматизации ран различной этиологии, в том числе при буллезных нарушениях кожи. Использование повязок должно проводиться в соответствии с инструкцией по применению.
Повязки относятся к одноразовым изделиям медицинского назначения, используемым в лечебных учреждениях и бытовых условиях.

3. ОПИСАНИЕ

В зависимости от основных характеристик (структуры, назначения, функциональных свойств) повязки изготовляют трех исполнений (D1A,D1B D2, D4) в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

№ п/п	Обозначение и наименование исполнения	Характеристика			
		Структура	**Назначение**	**Функциональное свойство**	**Примечание**
1	Повязка медицинская D_1 сорбционная - повязка атравматическая сорбционная одноразового применения, стерильная	Представляет собой повязку из не приклеивающегося нетканого материала, и прокладкой из расщепленной целлюлозы.	Для обработки острых плоскостных ран с обильным отделяемым, инфицированных и неинфицированных.	Очень хорошая впитывающая способность. Атравматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Имеет хороший буферный эффект. Хорошо моделируется на ране.	
2	Повязка медицинская D_2 антимикробная – повязка атравматическая сорбционная антимикробная одноразового применения, стерильная.	Представляет собой повязку с оболочкой из неприклеивающегося нетканого материала, и прокладкой из углеродного сорбента.	Для обработки острых и хронических плоскостных инфицированных и неинфицированных ран.	Активно сорбирует микробные тела и химические вещества. Обладает дезодорирующим эффектом. Атравматична, не прилипает к ране. Воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.	Если рана слабо экссуддирующая или при наличии гнойного отделяемого повязку необходимо смочить изотаническим раствором (0,9% NaCl)
3		.			
4	Повязка медицинская D_4 мазевая – повязка атравматическая мазевая одноразового применения, стерильная.	Представляет собой мазевую повязку из крупноячеистой полимерной ткани, пропитанной нейтральной мазевой массой.	Для поддержания эластичности в острых и хронических плоскостных ранах, а также для лечения пациентов с высокой кожной чувствительностью и повышенной реакцией на фармпрепараты.	Поддерживает эластичность в ранах. Атравматична, не прилипает к ране. Секрето – и воздухопроницаема. Хорошо моделируется на ране.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. РАЗМЕРЫ

Повязки изготавливаются следующих размеров:

- повязка медицинская D1B сорбционная: 65 х 80; 65 х 135; 125 х 135 мм;
- повязка медицинская D2 антимикробная: 50 х 70; 100 х 120; 100 х 160 мм;
- повязка медицинская D1A сорбционная: 50 х 70; 50 х 130; 100 х 130 мм;
- повязка медицинская D4 мазевая: 50 х 70; 60 х 100; 100 х 100; 100 х 200 мм.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Повязки D1, D2:

1. Перед наложением раневой повязки **(**D1 ,D2) провезти туалет раны.
2. Вскрыть стерильную упаковку и извлечь повязку **(**D1 ,D2).
3. Наложить впитывающим слоем на рану или поверх лечебной салфетки. Повязка **(**D1 ,D2) должна захватывать минимум 1 см прилегающей к ране кожи.
4. При необходимости повязку **(**D1 ,D2) покрыть двойной марлевой салфеткой.
5. Фиксировать повязку **(**D1 ,D2) пластырем или бинтом.
6. Продолжительность воздействия определяется степенью поражения и видом раны и, как правило, может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.
7. По истечении данного срока производится замена повязки **(**D1 ,D2). При смене повязки **(**D1 ,D2) необходимо повторить туалет раны. Кратность перевязок не ограничена и может проводиться до полной эпителизации раневой поверхности.
8. При лечении раневых полостей материал вводится в виде турунды.

Повязки D4:

1. Перед наложением повязки D4 провезти туалет раны.
2. Вскрыть стерильную упаковку и извлечь повязку D4.
3. Наложить повязку D4 на раневое ложе и закрыть двойной марлевой салфеткой, фиксировать пластырем или бинтом. Повязка D4 должна захватывать минимум 1 см прилегающей к ране кожи.
4. При необходимости на верх повязки D4 могут укладываться повязки с растворами или мазями, затем фиксируются пластырем или бинтом.
5. Продолжительность воздействия определяется степенью поражения и видом раны и, как правило, может колебаться от нескольких часов до нескольких суток.
6. По истечении данного срока производится замена повязки D4. При смене повязки D4 необходимо повторить туалет раны. Кратность перевязок не ограничена и может проводиться до полной эпителизации раневой поверхности.

Меры предосторожности и противопоказания

Перед обработкой ран вымойте руки и обработайте их антисептическим средством. Обрабатывайте ножницы спиртовыми салфетками или раствором антисептика до и после применения. При появлении раздражения или аллергической реакции прекратите использование повязки и обратитесь за консультацией к врачу. Не храните повязки более чем 24 часа после вскрытия стерильной упаковки.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Повязки являются одноразовыми медицинскими изделиями, не подлежащими дальнейшему использованию, и должны подвергаться уничтожению в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие в анамнезе аллергических реакций на компоненты входящие в состав повязок.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед использованием хранить в потребительской или групповой упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

9. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности повязок – 5 лет с даты стерилизации.

10. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

ОДО «Радмедтех»

220109, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красина, 25, к.49

Тел. +375 29 684-1425

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru