Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tel: +371 67322003
Fax: +371 67216015
info@likor.lv
www.likor.lv

Утверждено, 12" мая 2016 г. Член правления «Лико-Р» Л.Ковалевскис

Инструкция

по эксплуатации очков и очковых линз, как неотъемлемой части очков для коррекции зрения:

1. Не кладите очки на твердую поверхность линзами вниз;
2. Не подвергайте очки избыточному тепловому воздействию – не оставляйте рядом с нагревательными приборами, не носите очки в парной/сауне, не используйте очки во время сварки, не оставляйте в салоне автомобиля под лобовым стеклом на солнце;
3. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно гнуть оправу , нагревать, загибать наушники. Обратитесь к мастеру в оптику для индивидуальной выправки Ваших очков;
4. Избегайте попадания на очки спиртосодержащих жидкостей, ацетона , средств для снятия лака, лимонной кислоты, лака для волос;
5. Для очистки линз рекомендуется использовать специальные салфетки из микрофибры;
6. Очки можно мыть теплой мыльной водой и очищать специальным спреем.

Гарантии не распространяются на мелкие царапины , возникающие в процессе эксплуатации очков, которые появляются после длительного ношения очков.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru