Инструкция по применению

Наименование: Пленка защитная для кожи вокруг стомы

Назначение: Для ухода за кожей вокруг стомы. Быстро образует на коже защитную пленку, которая защищает от раздражения жидкостями и клеем, облегчает снятие пластины калоприемника и уроприемника.

Метод применения: Очистите и высушите защищаемую кожу. Разверните упаковку, протрите кожу салфеткой. Через несколько секунд сформируется защитная пленка. Если кожа повреждена, возможно легкое раздражение при использовании.

Меры предосторожности:
1. Только для наружного применения, использовать с осторожностью при кожной аллергии.
2. Нельзя наносить на открытые раны.

Срок годности: 3 года

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Название: Паста-герметик для кожи вокруг стомы

Спецификация: туба, 60 гр.

Состав: Основу Пасты-герметика для кожи вокруг стомы составляют гуаровая камедь, натрия карбоксиметилцеллюлоза, сополимер NVP / VAc, глицерина, спирта и т. д.

Назначение: Паста для стомы является своеобразным дополнением к мешкам для стомы. Ее используют для заполнения неровностей кожи вокруг стомы (шрамы, складки, углубления кожи, послеоперационные рубцы и т.д.), предотвращения протекания и увеличения продолжительности крепления пластины кало- и уроприемника.

Применение:

1. Пасту для стомы можно наносить прямо из тюбика на чистую и сухую кожу. Паста также может быть нанесена непосредственно на пластину кало- и уроприемника перед ее креплением.

2. При необходимости пасту для стомы можно размазать влажными пальцами; если неровности кожи слишком выраженные, мы советуем наносить пасту на кожу слой за слоем каждые 30 секунд до получения ровной поверхности.

3. Паста для стомы легко удаляется вместе с пластиной кало- и уроприемника. Остатки можно смыть теплой водой.

Противопоказания: Запрещается использовать людям с аллергией на компоненты пасты.

Меры предосторожности:

1. Пасту для стомы можно использовать только наружно на неповрежденные участки кожи.

2. Не наносите пасту непосредственно на открытую рану или язву.

3. Закрывайте тюбик пасты после каждого использования, чтобы не допустить высыхания и затвердевания пасты.

Срок годности: 3 года

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Название: Паста-герметик без содержания спирта для кожи вокруг стомы.

Назначение:
Паста-герметик используется для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также для выравнивания кожи и герметичного приклеивания кало- и уроприемников. Не содержит спирт, вследствие чего не раздражает кожу.

Состав:
Паста для стомы состоит из жидкого полиизобутилена, глицерина, гуаровой камеди, карбоксиметилцеллюлозы .

Особенности:

1. Заполняет пространство между пластиной калоприемника и кожей, надежно предотвращает от протекания. Увеличивает продолжительность крепления адгезивной пластины кало- и уроприемника.
2. Поскольку эта паста не содержит спирт, она не пересыхает и не раздражает кожу околостомальной области.

Методы применения:

1. Заполните пастой углубления кожи вокруг стомы.
2. Приклейте пластину калоприемника обычным способом.
3. Нанесите пасту на адгезивную пластину кало- или уроприемника, с предварительно вырезанным отверстием для стомы, и приклейте на кожу (нет необходимости вытирать избыточную пасту, выдавленную между пластиной и кожей.

Срок годности: 3 года с даты изготовления при правильных условиях хранении.

Меры предосторожности:

1. Используйте в течение срока годности.
2. Нельзя использовать непосредственно на открытой ране.
3. Не наносите масло / мазь / масляную эмульсию на кожу или на пасту.
4. Не храните пасту в среде с высокой температурой и высокой влажностьюили в морозильной камере.
5. Не храните продукт под прямыми солнечными лучами.
6. Следует хранить в недоступном для детей месте.
7. При возникновении аллергических реакций прекратите использование.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Противопоказания: Аллергия на какие-либо компоненты пасты.

Спецификация: 60 гр.

Описание упаковки: Паста-герметик для кожи вокруг стомы упакована в пластиковую тубу и запечатана алюминиевой фольгой с пластиковой крышкой.

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Наименование: Пудра абсорбирующая

Спецификация: 25 гр.

Состав: Пудра абсорбирующая состоит из гуаровой камеди, натрий карбоксиметилцеллюлозы, ксантановой камеди.

Назначение: Пудра абсорбирующая является своеобразным дополнением к кало- и уроприемникам. Ее используют для защиты кожи вокруг стомы. Пудра обладает влагопоглощающими свойствами, сохраняет кожу вокруг стомы сухой и снижает вероятность раздражений от воздействия агрессивной влажной среды.

Применение:

1. Вымойте и очистите кожу вокруг стомы.
2. Откройте крышку флакона с пудрой и направьте на область, предназначенную для обработки.
3. Слегка встряхните флакон и рассыпьте порошок по коже.
4. Равномерно распределите пудру с помощью мягкой тканевой салфетки.

Противопоказания: Запрещается использовать людям с аллергией на компоненты пудры. Не использовать на открытой ране.

Меры предосторожности:

1. Перед тем, как наклеить уро- или калоприемник, удалите лишнюю пудру, иначе адгезия пластины может снизиться.
2. Будьте осторожны при использовании пудры, если вокруг стомы образовалась язва. Рекомендуется применять по назначению врача.
3. Прекратить использовать пудру при возникновении аллергических явлений.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в чистом, сухом, темном и проветриваемом помещении.

Срок годности: 3 года

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Название: Спрей защитный для кожи вокруг стомы

Спецификация: флакон 25 мл

Состав: Защитный спрей для кожи состоит из силиконовой основы, гексаметилдисилоксана.

Применение:

1. Перед использованием убедитесь, что кожа сухая и чистая.

2. Распылите средство, через несколько секунд на коже образуется защитная пленка.

3. Если необходимо нанести средство на пропущенные участки, нужно подождать около 30 минут после первого нанесения.

Меры предосторожности:

1. Только для наружного применения, использовать с осторожностью при кожной аллергии.

2. Нельзя наносить на открытые раны.

3. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Наименование: Полоски моделирующие для стомы

Спецификация: 12 шт/уп

Характеристика продукта: Адгезивный гидроколлоид. Гидрофильность ≥ 80 %.

Средства по уходу за стомой включают моделирующие полоски для стомы, кольцо для стомы, спрей для удаления, освежители для стомы, очищающее средство для стомы и т. д. Эти продукты необходимо использовать вместе с уро- и калоприемником.

Моделирующие полоски для стомы представляют собой смешанный коллоид, состоящий из карбоксиметилцеллюлозы натрия, каучука и других ингредиентов.

Назначение: Используется для заполнения углублений и неровностей кожи вокруг стомы, предотвращения протеканий, защиты кожи перистомальной области от повреждения выделениями из стомы. В зависимости от состояния кожи можно использовать одну или несколько полосок.

Метод применения:

1. Перед использованием моделирующих полосок убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая, затем снимите защитную бумагу с обеих сторон;
2. Сожмите или растяните моделирующую полоску до нужной формы, подходит для впалой и морщинистой кожи вокруг стомы. При необходимости еще раз смоделируйте форму, чтобы края полосок прилегали к коже ровно;
3. Прикрепите калоприемник или уроприемник поверх полосок.
4. Полоски легко удаляются вместе с пластиной кало- или уроприемника. Небольшие остатки полосок на поверхности кожи не повреждают ее и не препятствуют прикреплению последующих полосок.

Противопоказания: Применять с осторожностью при аллергии на клей.

Меры предосторожности:

1. Используется только для наружного применения
2. Не использовать при открытых ранах и язвах
3. При использовании на поврежденной коже может возникать кратковременное покалывание.

Срок годности: 3 года. Номер партии и дата производства указаны на упаковке.

Условия хранения: Хранить в сухом, чистом и прохладном месте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Наименование: Кольца моделируемые вокруг стомы

Состав: Кольцо моделируемое состоит из эластичного кольца и разделительной бумаги. Компонентами эластичного кольца являются SIS, полиизобутен, натрия карбоксиметилцеллюлоза, ксантановая камедь.

Описание:

- Легко формируется и легко снимается
- Используется для надежной герметизации
- Используется для заполнения неровностей кожи вокруг стомы
- Используется для впитывания выделяемой из стомы жидкости

Назначение:

1. Моделируемое кольцо кольцо используется для защиты кожи от агрессивного воздействия выделений из стомы. Заполняя неровности вокруг стомы, обеспечивает выравнивание поверхности кожи и надежное крепление пластины уро- и калоприемника.

2. Моделируемое кольцо должно совпадать с пластинной уро- и калоприемника.

3. Подходит для пациентов с колостомой, илеостомой и уростомой для предотвращения протекания.

Меры предосторожности:

1. Только для наружного применения

2. Не использовать при повреждении кожи. Не наносить непосредственно на открытые раны или язвы.

3. При нанесении на кожу может появиться временное покалывание.

Способ применения:

1. Перед использованием убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая. Снимите защитную бумагу с двух сторон моделируемого кольца.

2. Сформируйте (сожмите или растяните) моделируемое кольцо до желаемой формы.

3. Осторожно приложите его к коже так, чтобы стома оказалась посередине. Пальцами аккуратно разгладьте и сформируйте плоскую поверхность.

4. Прикрепите кало- или уроприемник непосредственно на поверхность кольца.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. После использования осторожно снимите моделируемое кольцо вместе с кало- или уроприемником. Остатки могут быть удалены путем скатывания. Даже если на коже осталось небольшое количество средства, оно не повредит кожу и не повлияет на использование следующего моделируемого кольца.

Условия хранения:

1. Беречь от солнца.

2. Храните изделие в прохладном сухом месте. Перед использованием необходимо довести до комнатной температуры.

Срок годности: 3 года.

Производитель: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co., Ltd.
Адрес производственной площадки: Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co..Ltd 4th Floor, Jinhuashi Technology R&D Building, № 10, Fenghuang Yuan Mid-road, Fenghuang Industrial Park, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei, 430205, P.R. China
Телефон / ФАКС: + 86-27-82302765
e-mail: Steadlive@foxmail.com
Представитель в РБ: ООО «НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д.30, корп. 2, к. 77

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru