Data

Cliente	OMISAN
Codice articolo	F401
Fustella	
Formato Ap.	100X220
Corpo	
Cod. Base 32	
N. Lavorazione	
Prodotto	INS LIUMIXA
Codice Laetus	
Disegno N°	
Formato Ch.	
Supporto	
Spessore carta	
Codice Datamatrix	

Numero Bozza 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

CG 10

Realizzazioni grafiche e cartotecniche
Progettazione packaging
Grafica pubblicitaria

LD LEONARDO Design S.r.l.
Via Ugo Foscolo, 19 - 00040 Pomezia (Roma)
Tel.: +39 06.91607112 - Fax: +39 06.91251182
e-mail: info@leonardodesign.it

IMPORTANTE: untamente alla verifica dei testi, si presa di controllare le dimensioni e la corrispondenza dei colori

LUMIXA® ЛУМИКСА

BG
Лубрикиращ антиоксидантен офталмологичен разтвор - БЕЗ КОНСЕРВАНТИ
LUMIXA е антиоксидантен и лубрикиращ офталмологичен разтвор без консерванти на базата на кръстосано свързана хиалуронова киселина, липозоми и кроцин.
Кръстосано свързаният натриев хиалуронат е мрежеста форма на натриев хиалуронат, създадена, за да се постигне повече вискоеластичност и стабилност на молекулата. Кръстосано свързаният натриев хиалуронат гарантира по-добра хидратация и по-дълъг престой върху очната повърхност.
Благодарение на синергичното действие между кръстосано свързания натриев хиалуронат и липозомите, LUMIXA е подходящ за всички видове сухота на окото, причинена от намалено сълзообразуване (недостатъчно производство на сълзния филм) или очна сухота поради прекалено изпаряване на сълзния филм.
Антиоксидантната активност на веществото кроцин позволява намаляване на увреждането на очната повърхност, причинено от свободните радикали в случай на:
- сухо око
- механичен стрес (офталмологични диагностични или хирургични процедури, очни травми)
- стрес на окото вследствие на фактори на околната среда (климатизация, сух или замърсен въздух, високи температури на околната среда и т.н.)
- зрителен стрес (продължителна работа с компютър, неблагоприятно осветление и т.н.)

Показания
Симптоматично лечение на синдрома на сухо око. Също така е подходящ за защита на роговицата като заместител на сълзите след хирургични интервенции, травми на окото или в случаи на стрес на окото вследствие на неблагоприятни фактори на околната среда или натоварване на зрението.
Начин на употреба
Капвайте една или две капки във всяко око един или няколко пъти на ден или съгласно лекарското предписание.Продуктът може да се използва и докато носите контактни лещи.
Състав
0.15% кръстосано свързана натриева сол на хиалуронова киселина, липозоми, кроцин, натриев едетат, буферен изотоничен разтвор с pH 7,2 до 100 ml.
Предупреждения
- Измийте старателно ръцете, преди да използвате продукта
- Не използвайте продукта, ако сте алергични или Ви е известно, че сте свръхчувствителни към някоя от съставките
- Затваряйте добре флакона след употреба
- Не използвайте продукта 60 дни след първоначалното отваряне
- Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност, отбелязан върху флакона
- Съхранявайте продукта при температура между 8 и 25 ° C
- Дръжте далеч от досега на деца
- Не поглъщайте
- Не използвайте продукта, ако целостта на опаковката е нарушена
- При нежелани реакции преустановете използването на продукта и се консултирайте с лекар
- Внимавайте върхът на флакона да не се допира до окото
- Прилагайте продукта поне 5 минути преди или след прилагане на други локални офталмологични продукти

TR
Antioksidan, lubrikant, oftalmik solüsyon - KORUYUCU İÇERMEZ
Lumixa çapraz bağlı Hyaluronik Asit, Lipozom ve Krosin içeren, antioksidan ve lubrikant (nemlendirici ve kayganlaşdırıcı) özellikli, oftalmik bir solüsyondur.
Çapraz bağlı hyaluronik asit, moleküden daha fazla viskoelastisite ve stabilite elde etmek için hazırlanan bir retikülle sodyum hyaluronat formudur. Çapraz bağlı sodyum hyaluronat oküler yüzeyde daha iyi bir hidrasyon ve daha uzun bir kalıcılığı garanti eder.
Çapraz bağlı sodyum hyaluronat ve lipozomlar arasındaki sinerji sayesinde Lumixa® gözyaşı yetersizliği ve aşırı gözyaşı buharlaşmasından kaynaklanan tüm kuru göz sendromlarında kullanılabilir.
Krosinin antioksidan aktivitesi, aşağıdaki durumlarda üretilen serbest radikallerin neden olduğu oküler yüzey hasarlarını sınırlandırır:
- Göz kuruluğu;
- Mekanik stres (oftalmolojik tanı ve cerrahi prosedürler, oküler travmalar)
- Çevresel stres (klima, kuru veya kirli hava, yüksek sıcaklıklar, vb.)
- Görsel stres (bilgisayarın uzun süreli kullanımı, elverişsiz aydınlatma koşulları, vb.)

Talimatlar
Kuru göz belirtilerinin semptomatik tedavisi.
Ameliyatlar, oküler travma sonrasında veya çevresel veya görsel stres durumunda korneayı koruma amacıyla gözyaşı replasmanı gibi kullanılabilir.
Kullanım Şekli
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikce her bir göze günde bir veya iki damla uygulanır. Ürün gözünüzde kontakt lensler varken kullanılabilir.
Bileşimi
% 0.15 çapraz bağlı hyaluronik asit sodyum tuzu, lipozomlar, krosin, EDTA disodyum tuzu, izotonik solüsyon (pH 7.2) ayarı için.
Uyarılar
- Ürünü kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız.
- Çindekilerden herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa ürünü kullanmayınız
- Kullandıktan sonra şişeyi iyice kapatınız
- Ürün ilk açılışından itibaren 60 gün içinde kullanılabilir
- Ürünü şişede belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
- Ürünü 8 ila 25 ° C arasındaki bir sıcaklıkta saklayınız
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde tutunuz
- Ürünün içindeki sıvıyı yutmayınız
- Ambalaj bozulmuşsa ürünü kullanmayınız
- Beklenmeyen bir etki görüldüğünde ürünü kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz
- Şişenin ucunun gözle temas etmemesine dikkat ediniz
- Ürünü, diğer topikal oftalmik ürünlerin uygulanmasından en az 5 dakika önce veya sonra uygulayınız

RU
Антиоксидантный офтальмологический раствор-лубрикант - БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
ЛУМИКСА - офтальмологический раствор-лубрикант на основе гиалуроновой кислоты с поперечными межмолекулярными связями, липосом и кроцина. Раствор не содержит консервантов и обладает антиоксидантными и увлажняющими свойствами.

Гиалуроновая кислота с поперечными межмолекулярными связями – это ретикулярная форма гиалуроната натрия, характеризующаяся более выраженной вязко-эластичностью и стабильностью молекулы. Гиалуронат натрия с поперечными межмолекулярными связями обеспечивает лучшее увлажнение и более длительное сохранение на поверхности глаза.
Благодаря синергическому действию гиалуроната натрия с поперечными связями и липосом, ЛУМИКСА показан при всех видах синдрома сухого глаза, вызванного пониженной выработкой слез или чрезмерным испарением слезы.
Антиоксидантное действие кроцина ограничивает повреждающее действие свободных радикалов на глазную поверхность в следующих случаях:
- синдром сухого глаза;
- механические повреждения (офтальмологическая диагностика и хирургические вмешательства, травмы глаза);
- воздействие повреждающих факторов внешней среды (в условиях кондиционирования воздуха, сухого или загрязненного воздуха, высоких температур и т.д.);
- зрительное напряжение (длительная работа за монитором компьютера, длительное пребывание в условиях недостаточного освещения и т.д.)

Показания
Лумикса используется при симптоматическом лечении синдрома сухого глаза, а также в качестве дополнительного увлажнения и защиты передней поверхности глаза после офтальмологических хирургических вмешательств, травматических повреждений глаз или в случаях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды или зрительного напряжения.
Рекомендации по применению
Закапывайте по одной или две капли в каждый глаз несколько раз в день или согласно медицинским рекомендациям.
Препарат можно использовать при ношении контактных линз.
Состав
0.15% натриевая соль гиалуроновой кислоты с поперечными связями, липосомы, кроцин, натрия эдетат, буферный изотонический раствор pH 7.2.
Меры предосторожности
- Тщательно вымойте руки перед использованием.
- Не используйте препарат при наличии аллергии или в случае повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.
- Плотно закройте флакон после использования.
- После вскрытия флакона препарат должен быть использован в течение 60 дней.
- Не используйте по истечении указанного на флаконе срока годности.
- Храните препарат при температуре от 8 до 25 ° C.
- Храните препарат в недоступном для детей месте.
- Нельзя принимать внутрь.
- Не используйте препарат, если нарушена целостность упаковки.
- В случае побочных реакций, приостановите использование препарата и проконсультируйтесь с врачом.
- Внимательно следите за тем, чтобы кончик флакона не соприкасался с глазом.
- Применяйте препарат не менее чем за 5 минут до или через 5 минут после применения других офтальмологических препаратов для наружного применения.

AZ
Antoksidant oftalmoloji lyubrikant məhlul - KONSERVANTSIZ tibbi vasitə
LUMİKSA Hialuron turşusu ("Cross-Linked"), Liposomlar və Krosin əsaslı, antioksidant və lyubrikant təsirə malik, konservantsız oftalmoloji məhluldur.
"Cross-linked" hialuron turşusu natrium hialuronatın bir forması olub, molekulun viskoelastikliyinin və stabilliyinin daha uzunmüddətli saxlanmasını təmin edir.
"Cross-linked" hialuron turşusu göz səthini daha yaxşı nəmləndirir və daha uzun müddət qoruyur.
"Cross-linked" hialuron turşusu və liposomların sinergik təsiri sayəsində LUMİKSA göz yaşı ifrazının çatışmazlığı və həddən artıq buxarlanma nəticəsində yaranan quru göz sindromunun bütün növlərində istifadə edilə bilər.
Krosinin antioksidant təsiri aşağıdakı hallarda sintez olunan sərbəst radikalların göz səthini zədələməsinin qarşısını almağa şərait yaradır:
- Quru göz sindromu
- Mexaniki stress (oftalmoloji diaqnostik və cərrahi prosedurlar, okulyar travmalar)
- Ekoloji stress (hava kondisioneri, quru və ya kirli hava, yüksək temperatur və s.)
- Görmə gərginliyi (uzunmüddətli kompyuterdan istifadə, əlverişsiz işıqlandırma və s.)

İstifadəsinə göstərişlər
Quru göz sindromunun simptomatik müalicəsi.
Oftalmoloji cərrahi əməliyyatlardan, okulyar travmalardan sonra və ya vizual və ekoloji stress zamanı buynuz qişanın qorunması məqsədi ilə göz yaşı əvəzedicisi kimi istifadə edilə bilər.
İstifadə qaydası
Hər gözə 1-2 damcı gündə bir neçə dəfə və ya həkimin göstərişinə əsasən damızdırılır.
Məhsuldan kontakt linzalar taxanda da istifadə etmək olar.
Tərkibi
Hialuron turşusunun ("cross-linked") 0,15%-li natrium duzu, liposomlar, krosin, natrium edetat, bufer izotonik məhlul pH7,2.
Ehtiyat tədbirləri
- Məhsulu istifadə etməzdən öncə əlləri yaxşı yumaq lazımdır
- Komponentlərindən hər hansı birinə yüksək həssaslıq olarsa, məhsuldan istifadə etmək olmaz
- İstifadədən sonra flakonun qapağını kip bağlamaq lazımdır
- Flakon açıldıqdan 60 gün sonra məhsulu istifadə etmək olmaz
- Qablaşmada göstərilən son istifadə tarixi bitdikdən sonra məhsuldan istifadə etmək olmaz
- Məhsul 8°C -25°C temperaturda saxlanılmalıdır.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
- Daxilə qəbul etmək olmaz
- Zədələnmiş qablaşmada olan məhsuldan istifadə etmək olmaz
- Əlavə təsir meydana çıxarsa, istifadəni dayandırıb həkimə müraciət etmək lazımdır
- Flakonun ucunun gözlə kontaktına yol verməmək üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır
- Digər yerli istifadə edilən oftalmoloji vasitələrlə birgə təyin edildikdə 5 dəqiqə fasilə ilə istifadə edilməlidir.

Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, tibbi vasitədir.

10 ml
МЛ

FB VISION S.p.A.
Via San Giovanni Scafa
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy

CE
0477

STERILE A

25°C
8°C

LUM_MbgtrruazF000920

FBVISION
OPHTHALMIC PHARMACEUTICALS

fb-vision.it

F401 Rev.15/01.2021

Годен до / Geçerli: 05/2019

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru