УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «Фармин»
_____ **И.А.Ясновский**
«___» _____ 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЧАТОК МЕДИЦИНСКИХ СМОТРОВЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ФАСОВАННЫХ «ФАРМИН»

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора ОДО «Фармин»
_____ **Ю.Р.Безе**
«18» 12 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Г.У. «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
_____ к.м.н. К.В.Дроздовский
«___» _____ 2017г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач Г.У. «Минский городской клинический онкологический диспансер»
_____ В.С.Караник
«___» _____ 2017г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Г.У. «432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
_____ И.Г.Косинский
«___» _____ 2017

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция устанавливает порядок применения перчаток медицинских смотровых одноразовых (далее – перчаток), выпускаемых ОДО «Фармин» (Республика Беларусь) по ТУ BY 190073936.004-2017 в лечебно-профилактических, диагностических и научно-исследовательских учреждениях.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Перчатки изготавливают из нитрила.

1.2 По форме перчатки пятипалые бесшовные, соответствуют объемной модели руки, без деления на правую и левую руки. Верхний край перчатки должен быть закатан в венчик.

1.3 Поверхность перчаток гладкая или текстурированная, что обеспечивает хороший захват и удобство при работе с мелкими и гладкими предметами.

1.4 Перчатки выпускают неопудренными.

1.5 Для использования в особых случаях применяют перчатки повышенной прочности или перчатки с длинной манжетой.

1.6 Размерный ряд перчаток приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд перчаток

Код размер	**Длина, мм, не менее**[1]	**Ширина, мм**
Сверхмалый (XS)	220 – для перчаток классических; 280 – для перчаток с удлиненной манжетой	Менее 75
Малый (S)		75±10
Средний (M)		85±10
Большой (L)		95±15
Сверхбольшой (XL)		105±15
XXL		Более 110
Примечание - для классических перчаток		

Перчатки с длинной манжетой независимо от вида и размера выпускают следующих видов:

– с длиной манжеты не менее 400 мм;

– с длиной манжеты не менее 500 мм;

– с длиной манжеты не менее 600 мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Перчатки не оказывают прямого или косвенного влияния на клиническую оценку состояния пациента, результаты исследований, ход лечебного или диагностического процесса. Перчатки предназначены для применения в лечебных и лечебно-профилактических, диагностических медицинских учреждениях:

- для защиты медицинского персонала при выполнении различного рода медицинских манипуляций, когда существует риск заражения при непосредственном контакте с больным (его биологическими средами), возможен контакт со слизистыми оболочками, поврежденной кожей, с кровью или другими биологическими субстратами, которые потенциально или явно контаминированы патогенными возбудителями;
- для защиты пациентов от резистентной микрофлоры кожи рук медицинского персонала;
- для защиты кожи рук персонала от воздействия раздражающих жидкостей при приготовлении дезинфицирующих растворов, проведении дезинфекции;
- для защиты кожных покровов рук персонала от потенциально опасного биологического материала, едких и агрессивных реактивов в лабораторной и диагностической практике;
- в качестве барьерной среды при наличии повреждений кожи (порезов, ожогов) у медицинского персонала, выполняющего различные манипуляции и процедуры.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Выбор исполнения перчаток основывается на оценке:

- реальных производственных рисков (оценка биологических, механических, химических рисков);
- санитарно-эпидемиологических условий (необходимость создания механического барьера или соблюдения стерильности);
- особенностей выполняемых работ (виды манипуляций и процедур, физические усилия, продолжительность работы в перчатках, необходимость сохранения тактильной чувствительности);

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

– состояния кожи рук медицинского работника, аллергического анамнеза работника и пациента.

При выборе конкретного варианта исполнения перчаток необходимо учитывать следующие факторы:

– назначение и область применения;

– материал, из которого изготовлены перчатки;

– отделка и обработка внешней и внутренней поверхности (неопудренные, текстурированые, гладкие);

– длина перчатки и оформление манжеты;

– толщина перчатки;

– безопасность для здоровья (нитриловые, неопудренные не являются аллергенными);

– функциональность и комфорт.

3.2 Выбор перчаток определяется в зависимости от выполняемых манипуляций и размера руки. Перчатки должны полностью закрывать руки, обеспечивать свободу движения, не сдавливать кисти рук, обеспечивать адекватную защиту при выполнении работ.

3.3 Перед использованием перчаток необходимо внимательно их осмотреть с целью обнаружения любых повреждений и(или) дефектов.

3.4 Перчатки надевают на сухие чистые руки, избегая образования складок, пустот и заворотов венчика.

3.5 Работу в перчатках проводят избегая контакта с острыми, режущими поверхностями, агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами) и органическим растворителями, разрушающими каучук и латекс, в том числе синтетический.

3.6 Перчатки должны быть заменены

– каждые два часа работы;

– сразу после того, как перчатки повреждены (или заподозрено нарушение их целостности);

– после того, как контакт с кровью, другими биологическими жидкостями, с поврежденной кожей и слизистыми оболочками, едкими жидкостями завершен;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- после того, как завершен контакт с одним пациентом и(или) объектами внешней среды в его окружении и требуется начать работу с другим пациентом;
- при переходе от грязных работ к чистым;
- если есть показания для проведения гигиенической обработки рук (руки вспотели, в перчатках появились пузыри).

3.7 Грязные перчатки нужно очистить помощью дезинфицирующего, нейтрализующего раствора или обмыть водой.

4. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Перчатки не гарантируют защиты рук от порезов и проколов при работе с острым инструментом. Использование сразу двух пар перчаток снижет вероятность повреждения кожи при работе, но не дает 100% гарантии от повреждений.

4.2 Перчатки не обеспечивают защиту от температурного воздействия, ионизирующего излучения, действия острых и режущих предметов.

4.3 Не следует использовать перчатки при длительной работе с агрессивными средами, а так же с субстанциями, повреждающими резину (маслами, органическими растворителями).

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Перчатки упаковывают в коробки картонные с верхним клапаном, обеспечивающие защиту перчаток от внешнего механического повреждения.

5.2 Количество перчаток в упаковке определяется их размером и исполнением, но не более 100 штук для обычных и не более 50 штук для удлиненных или особопрочных.

5.3 Перчатки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими для данного вида транспорта в оригинальных заводских упаковках.

5.4 Перчатки хранят в закрытых складских помещениях вдали от источников нагрева, при температуре не выше плюс 30°С и относительной влажности не более 90%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.5 При хранении и транспортировании перчаток следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, ультрафиолетового излучения, влаги. Не допускается совместное хранение перчаток с органическими растворителями, маслами и иными веществами, которые могут разрушать резину.

6. СРОК ГОДНОСТИ

6.1 Срок годности нитриловых перчаток 3 года, с даты изготовления при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

7. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Перчатки используются однократно. Использованные перчатки собирают вместе с бытовыми отходами (при выполнении лабораторных работ, исключающих контакт с биоматериалом и (или) возбудителями. Перчатки, использованные для работы с потенциально опасными объектами собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую упаковку (контейнеры) для медицинских отходов, имеющие специальную маркировку.

7.2 Использованные перчатки из мест сбора в закрытых одноразовых емкостях (пакетах), имеющих соответствующую маркировку помещают в контейнеры для сбора медицинских отходов и направляют к месту обеззараживания/обезвреживания и дальнейшей утилизации, при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

7.3 Утилизация должна осуществляться в соответствии с законодательством РБ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует сохранность перчаток, и сохранение всех их параметров и характеристик в течение всего срока годности при условии сохранения целостности индивидуальной упаковки, соблюдении условий хранения, транспортирования и использования в соответствии инструкцией по применению

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru