Инструкция по применению

Молотки медицинские неврологические, ТУ BY 291235525.029-2022 (далее – молотки) предназначены для применения в неврологической практике для первичного обследования неврологических нарушений и рефлексов у пациента.

1 НАИМЕНОВАНИЕ

№ п/п	Наименование
1	Молоток неврологический «Тейлор» арт. 33816
2	Молоток неврологический «Траубе» арт. 33817 (с иглой / без иглы)
3	Молоток неврологический «Тромнер» арт. 33821 (с иглой / без иглы)
4	Молоток неврологический перкуссионный «Бак» арт. 33820
5	Молоток рефлекторный «Дежерин» арт. 33818
6	Молоток рефлекторный «Берлинер» арт. 33819

2 ОПИСАНИЕ

Молотки должны быть изготовлены из стали марки AISI 410 производства Пакистан (или из аналогичной ей стали марки 20Х13 по ГОСТ 5632) и/или из латуни с гальванопокрытием; ударная часть молотков – из смеси резиновой; накладка на ручку молотка неврологического «Траубе» – из поливинилхлорида.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- молоток;
- потребительская упаковка;
- инструкция.

4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Молотки проходят дезинфекцию согласно *Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (приложение № 3)*, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г.

Допускается проводить дезинфекцию сухим горячим воздухом при температуре (120±4) ºС в течение 45 мин. или тройным раствором 2,0 % формалина, 0,3 % фенола, 1,5 % двууглекислого натрия при температуре 18 ºС в течение 45-50 мин.

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Молотки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 ºС и относительной влажности 65 % при температуре +25 ºС.

5.2 Молотки транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от +10 до +40 ºС и относительной влажности воздуха 65 % при температуре +25 ºС.

5.3 Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие молотков медицинских неврологических требованиям, предусмотренным в ТУ BY 291235525.029-2022, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Срок службы – 5 лет со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня получения потребителем (даты продажи).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru