Инструкция по применению

Индефлятор

Применение

Изделие в основном используется в ходе выполнения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) для создания давления и раздувания баллонного катетера, чтобы наполнить кровеносный сосуд или установить стент в сосуд.

Технические характеристики

Данное изделие может выдерживать давление 30 бар (30 атм/440 фунтов/кв. дюйм).

Внимание

1) Изделие прошло стерилизацию оксидом этилена. Не используйте изделие, если на упаковке или на самом изделии имеются повреждения.
2) Изделие предназначено только для одноразового использования. Утилизируйте изделие после использования.
3) Не используйте изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.
4) Перед инъекцией полностью выпустите воздух из индефляторов и трубок.
5) Данное изделие разрешено использовать профессиональному медицинскому персоналу или под его непосредственным руководством.

Инструкция по использованию

1) Отвинтите крышку вращающегося соединителя, нажмите на спусковое устройство (триггер), втолкните поршень с рычагом ручного управления в передний край индефлятора и наберите необходимую дозу контрастного вещества в шприц, затем отпустите спусковое устройство (триггер).
2) Удерживайте устройство в вертикальном положении манометром вверх, вращайте рычаг поршня с ручным управлением по часовой стрелке, чтобы выпустить воздух, затем соедините вращающийся соединитель с замком типа luer (female) баллонного катетера.
3) Раздувание баллона: осторожно и не спеша вращайте рычаг поршня с ручным управлением по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, пока не будет достигнуто требуемое значение.
4) Сдувание баллона: нажмите на спусковое устройство (триггер), чтобы быстро сбросить давление.
   ▲ Осторожно: быстрое снижение давления может представлять опасность для пациента. Используйте устройство в соответствии с клиническими требованиями.
5) Создание вакуумного давления: нажмите на спусковое устройство (триггер); опускание поршня с ручным управлением назад вызовет создание вакуумного давления.
6) Отвинтите вращающийся соединитель оплетенной трубки от замка типа luer (female) баллонного катетера после использования, утилизируйте индефлятор в соответствии с правилами медицинского учреждения.

Требования к транспортировке и хранению

Требования к транспортировке и хранению указаны на внешней стороне упаковки. Данное изделие следует хранить в хорошо проветриваемом, сухом, затемненном помещении вдали от прямых солнечных лучей.

Срок годности: 3 года.

Отказ от ответственности

Данная инструкция по использованию служит для общего ознакомления с изделием и не является какого-либо рода гарантией. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, прямые или косвенные травмы, вызванные неправильным использованием изделия.

Обозначения на упаковке


Внимание


Не использовать повторно



Стерилизовано оксидом этилена


Годен до


Дата изготовления



Номер партии



Не содержит ДЭГФ

Изготовитель:
Shenzhen Antmed Co., Ltd.
18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Шэньчжэнь 518122, Китай
Тел.: +86-755-86060992 Факс: +86-755-86060991
http://www.antmed.com E-mail: info@antmed.com

Представитель в Европейском союзе:
Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Дюссельдорф, Германия

CE 0123

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru