4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации матраца – 12 месяцев от даты изготовления (продажи).

Гарантия не распространяется на повреждения (дефекты) изделия, произошедшие по вине потребителя или вследствие нарушения правил эксплуатации, транспортировки или хранения.

5. Сведения об утилизации

Матрац поролоновый медицинский не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни или здоровья человека и окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при его утилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю:
Директор УП «Фильтр» ОО «БелТИЗ»
_____ О.А. Адуцкевич

Унитарное предприятие «Фильтр»
ОО «БелТИЗ»

Инструкция по эксплуатации матраца поролонового медицинского

1. Общие сведения

1. Наименование изделия – матрац поролоновый медицинский.

2. Изготовитель – Унитарное предприятие «Фильтр» ОО «БелТИЗ».

3. Адрес изготовителя: Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 98. Тел. +375-152-41-37-18.

2. Общие указания

Матрац поролоновый медицинский предназначен для учреждений здравоохранения для настила на жесткое основание кровати. Основание должно быть выполнено ровным или в виде решетки с деревянными ламелями. Расстояние между ламелями решёток не должно превышать 40 мм.

После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие необходимо проветрить в течение 4-6 часов, чтобы удалить производственный запах.

Эксплуатировать матрац необходимо в сухом, проветриваемом помещении.

Необходимо переворачивать матрац (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны) один раз в 1-3 месяца и два раза в год – меняя положение «голова-ноги». Это необходимо для восстановления слоя наполнителя в процессе эксплуатации.

Чехол матраца изготовлен из клеенки медицинской. Для его чистки при устранении незначительных загрязнений следует применять увлажненную поролоновую или латексную губку. Для устранения сильного загрязнения использовать средство для чистки мягкой мебели или мыльный раствор.

Для дезинфекции матрацев следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Сушить матрац следует на воздухе.

Запрещается:

- сгибать, сворачивать или складывать матрац;
- эксплуатировать матрац на основаниях, которые меньше его по размеру;
- эксплуатировать матрац на деформированных основаниях кроватей;
- размещать матрац рядом с отопительными, огнеопасными приборами и источниками открытого огня;
- прыгать и ходить по матрацу;
- подвергать чрезмерным нагрузкам молнию чехла матраца в процессе снятия или одевания чехла;
- использовать при чистке матраца пар, химически агрессивные и абразивные вещества;
- использовать при сушке матраца фен, утюг и другие подобные устройства;
- ставить на поверхность матраца предметы, имеющие острые и режущие края.

3. Транспортировка и хранение

Матрацы могут транспортироваться в горизонтальном положении всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Матрацы должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях при температуре воздуха не ниже минус 10°С и не выше плюс 40°С и относительной влажности не более 70% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

При хранении матрацы должны быть защищены от попадания влаги, воздействия солнечных лучей и соприкосновения с химическими веществами (бензин, масла, и др.).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru