517

HydroSteer™
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
Инструкция по применению

Описание изделия и номер для повторного заказа см. в Каталоге товаров.

Перед применением данного устройства ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖИМОГО КАЖДОЙ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ СМ. НА ЭТИКЕТКАХ.

МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНО, ЕСЛИ УПАКОВКА НЕ ОТКРЫТА И НЕ ПОВРЕЖДЕНА. НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО.

Инструкция по эксплуатации пригодна для вторичной переработки. Утилизируйте изделие и упаковку в соответствии с установленным порядком утилизации твердых биологически опасных отходов.

Внешний диаметр указан на этикетке.

ПОКАЗАНИЯ

Устройство контроля крутящего момента Abbott Medical HydroSteer™ предназначено для использования с проволочными направителями HydroSteer™ или другими проволочными направителями для облегчения манипуляций с направителем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Известных противопоказаний устройство не имеет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

олько для одноразового использования! Одноразовые устройства созданы и протестированы в расчете только на одно применение у пациента. Проводники являются одноразовыми устройствами и не предназначены для повторной обработки и использования. Повторное использование одноразовых устройств сопряжено с риском инфицирования пациента или пользователя вследствие предшествующего использования у пациентов и трудности очистки узких участков на границах материала после прямого контакта с кровью. Подтвержденных методов для удаления прионов с этих устройств не существует. Наличие на устройстве загрязнений или остатков чистящих средств может привести к возникновению побочных реакций у пациента и повреждению устройства. Использование упаковки, произведенной не компанией Abbott Medical, может угрожать функциональности и стерильности устройства из-за недостаточной защиты от повреждений при транспортировке и манипуляциях. Нарушение маркировки вследствие повторной обработки сопряжено с риском неправильного использования устройства и нарушения отслеживаемости проводника. Повторная обработка и использование чреваты травмированием, хроническими заболеваниями и смертью пациента либо пользователя.

1. Abbott Medical не рекомендует какую-либо определенную технику использования этого устройства. Действия, описанные в инструкциях, приведены только для справки. Врач должен самостоятельно определить их целесообразность с учетом состояния пациента, а также своего опыта.

tВНИМАНИЕ!

НЕ модифицируйте данное устройство.

Федеральным законодательством (США) разрешается продавать и использовать это устройство только врачам или по предписанию врачей.

Перед использованием проверьте целостность устройства.

Поврежденное устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Это устройство стерилизовано окисью этилена и предназначено для одноразового использования. Устройство не подлежит использованию, если упаковка была открыта или повреждена. Устройство не подлежит повторной стерилизации и повторному использованию.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями. Соблюдайте все предупреждения и предостережения. Несоблюдение этого требования может привести к осложнениям.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Убедитесь, что размер устройства контроля крутящего момента выбран с учетом используемого проволочного направителя.

ХРАНИТЬ В СУХОМ, ПРОХЛАДНОМ, ТЕМНОМ МЕСТЕ.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Процедуры, требующие подкожного введения катетера / проволочного направителя, не должны проводиться медицинским персоналом, не знакомым с возможными осложнениями. Во время некоторых процедур могут возникнуть такие осложнения, как воздушная эмболия, гематома, сепсис или инфекция, чрезмерное кровотечение, повреждение сосуда, а также другие осложнения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Убедитесь, что колпачок устройства контроля крутящего момента установлен свободно.
2. Вставьте проксимальный конец проволочного направителя в центр устройства контроля крутящего момента.
3. Расположите устройство контроля крутящего момента в требуемом положении проволочного направителя.
4. Пальцами затяните колпачок устройства контроля крутящего момента.
5. При необходимости измените положение или снимите устройство контроля крутящего момента во время использования.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru