Инструкция по использованию TSK:

Не используйте повторно. Медицинский прибор для однократного использования у одного пациента, не использовать повторно или повторно стерилизовать. Потому что в конструкции медицинского оборудования, существует вероятность причинить неприятности или потерпеть неудачу, что может вызвать травмы пациента, болезнь или смерть. Кроме того, в процессе эксплуатации медицинский прибор загрязняется и может стать причиной инфицирования или перекрестного инфицирования пациентов, в том числе передача инфекции от одного пациента к другому. Если медицинское устройство загрязнено, оно может вызвать у пациента травмы, болезни или смерть в конце концов.
Не стерилизуйте повторно.
Стерильный. Метод стерилизации описан выше.
Внимательно изучите инструкцию по применению, если доступно.
Не используйте, если упаковка повреждена. Не используйте, если барьер стерилизации или упаковка продукта находятся под угрозой.
Беречь от солнечных лучей.
Хранить сухим
Лот №
Использование. Не используйте продукт после истечения срока на индивидуальной упаковке.
Номер по каталогу.
Дата изготовления.
Убедитесь, что нет никаких повреждений, устройства перед использованием (повреждение упаковки, трещины , изогнутые иглы и т.д.). Если есть, не используйте.
Прибор предназначен для использования специалистами в области медицины.
Следуйте клиническим рекомендациям, разработанными врачами.
Использование устройства для пациентов, склонных к кровотечениям, может быть противопоказано.
Устройство и МРТ несовместимые.
Избегайте высокой температуры и влажности, храните в чистом месте.
Уделяют внимание профилактике заражения путем прокола использованной иглой. После использования, выполните процедуры утилизации, которые определены для каждого медицинского устройства.
Открыть только перед использованием.
Остерегайтесь ложного прокола.
Не хватайте продукт слишком сильно. Изделие может работать плохо.
В отношении TSK игл для подкожных инъекций и TSK доступных игл, имеющих соединительную часть Luer в соответствии с Luer установкой регулируется стандартами ISO, даже если объект соединен. Также в соответствии со стандартом, если другое соединение может быть потеряно. Убедитесь, что объекты прочно связаны и нет никаких признаков утечки.
Пластиковые детали TSK игл для подкожных инъекций и TSK доступных игл содержат небольшое количество ВА и ФТАЛАТОВ. Остерегайтесь использование прибора для лечения грудного ребенка, беременной женщины или кормящей матери.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Поливинилхлорид используется в трубке TSK доступных игл (PEIT). Помните, что DEHP является пластификатором из поливинилхлорида, поэтому может плавиться.

TSK Laboratory, Japan, Soja No.1 Factory,1485-11 Soja-Machi, Tochigi-Shi,Tochigi-Ken,Japan 328-0002 Tel :+81 282 27 8426
Authorised representative in the European community : Emergo Europe, Molenstraat 15,2513 BH The Hague, The Netherland

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru